



NOUVEAU
Retrouvez le coussin d'assise
Vicair Vector Junior O2

VICAIR®



UNIQUE
Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales Unique !

À partir de :
558,99 € TTC

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €
- 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €
- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER



Informations client	Caractéristiques produit		
Date :	 	Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Potences	Escamotables
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Largeur d'assise	De 305 mm à 355 mm
		Poids total	A partir de 15 kg
		Poids de transport	8,5 kg
		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrix</i> et <i>Bodypoint</i>
		Crash-testé	Oui (avec option 1345)
		Poids max utilisateur	80 kg
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure	

Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Option sans supplément de prix


Invacare [®] Action ^{®3} Junior [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CNB0030	<input type="checkbox"/>	Invacare [®] Action ^{®3} Junior [®] - Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99
CNB0035	<input type="checkbox"/>	Invacare [®] Action ^{®3} Junior [®] - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65
CNB0040	<input type="checkbox"/>	Invacare [®] Action ^{®3} Junior [®] - Dossier inclinable - Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65
TYPE DE PROPULSION						
CNB0100	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CNB0180	<input type="checkbox"/>	305 mm	NC : 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195	○	○	
CNB0190	<input type="checkbox"/>	330 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○	
CNB0200	<input type="checkbox"/>	355 mm	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○	
Profondeur d'assise						
CNB0240	<input type="checkbox"/>	300 mm	NC : 1364	○	○	
CNB0250	<input type="checkbox"/>	350 mm		○	○	
CNB0251	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 250 à 300 mm	NC : 0340, 1364	50,24	53,00	
CNB0252	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 300 à 350 mm	NC : 0340	50,24	53,00	
Hauteur sol/siège						
CNB0260	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
CNB0270	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0505, 0555	○	○	
CNB0280	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0505, 0555, 1375, 1430	○	○	
Toile d'assise						
CNB0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CNB0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée	NC : 0360	◆	◆	
Coussins d'assise						
CNB0362	<input type="checkbox"/>	Essential junior bi-densité - épaisseur 50 mm	NC : 0367, 0368, 0369	90,05	95,00	34,90
CNB0363	<input type="checkbox"/>	Vicair Vector Junior O2 - hauteur 60 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 1345	651,03	686,84	34,90
Profondeur du coussin d'assise - Uniquement pour coussin Vicair						
CNB0367	<input type="checkbox"/>	250 mm		○	○	
CNB0368	<input type="checkbox"/>	300 mm		○	○	
CNB0369	<input type="checkbox"/>	350 mm		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier						
CNB0380	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteurs 370 / 400 / 430 mm, livré à 400 mm		◆	◆	
CNB0390	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° - hauteurs 350 / 370 / 390 / 410 / 430 mm, livré à 390 mm - sans tendeur	NC : 1190, 1195	◆	◆	
CNB0395	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - hauteur 400 mm - sans tendeur	NC : 1190, 1195	237,91	251,00	
CNB0400	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur - hauteurs 370/400/430 mm, livré à 400 mm		◆	◆	
CNB0420	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 430 à 530 mm		154,50	163,00	
CNB0425	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 400 à 550 mm	NC : 0492, 0495	154,50	163,00	
Type de dossier						
CNB0475	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée réglable en largeur et en hauteur	NC : 0866, 0868	◆	◆	
CNB0480	<input type="checkbox"/>	Nylon noir réglable en tension (7 sangles)	NC : 0866, 0868	151,66	160,00	34,90
Dossiers <i>Matrx Mini</i> (fixations incluses) - profondeur du dossier 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg						
CNB0492	<input type="checkbox"/>	Matrx Mini hauteur 310 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	519,43	548,00	838,47
CNB0495	<input type="checkbox"/>	Matrx Mini hauteur 360 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	519,43	548,00	838,47



0362



0475



0480



Matrx Mini



Fixations Mini

Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini

Invacare® Action® ³ Junior®				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
POTENCES ET PALETTES (UL PLUS LONGS DISPONIBLES SUR DEMANDE EN FABRICATION SPÉCIALE)						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CNB0505	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0600, 0610	83,41	88,00	
CNB0510	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0561, 0562, 0563, 0610	○	○	
CNB0511	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0512	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC : 0560, 0561, 0563, 0610	◆	◆	
CNB0513	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
CNB0530	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
Potence gauche						
CNB0555	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0620, 0630	83,41	88,00	
CNB0560	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0630	○	○	
CNB0561	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0562	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC: 0630	◆	◆	
CNB0563	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
CNB0580	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
Palette droite						
CNB0600	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0875, 0886	◆	◆	
CNB0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur		31,28	33,00	
CNB0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
CNB0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en inclinaison	NC : 0620, 0625, 0630, 0875	60,66	64,00	
Palette gauche						
CNB0620	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0875, 0886	◆	◆	
CNB0625	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur		31,28	33,00	
CNB0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit						
CNB0640	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0745, 0746, 0750, 0755	◆	◆	
CNB0645	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0740, 0746, 0750, 0755	○	○	
CNB0646	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470	○	○	
CNB0650	<input type="checkbox"/>	Garde-boue	NC : 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472	60,66	64,00	
CNB0655	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472	○	○	
Accoudoir gauche						
CNB0740	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm		◆	◆	
CNB0745	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm		○	○	
CNB0746	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0750, 0755, 1470	○	○	
CNB0750	<input type="checkbox"/>	Garde-boue	NC : 1201, 1470, 1471, 1472	60,66	64,00	
CNB0755	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	NC : 1470, 1471, 1472	○	○	



0505 / 0555



0510 / 0560



0520 / 0530



0605



0610



0611



0640 / 0740



0645 / 0745

















0650 / 0750



0655 / 0755

Invacare® Action® ³ Junior®				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
CNB0860	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable - livré avec tendeur	NC : 0865, 0866	176,30	186,00	63,41	 0866  0868  0875  0860  0865
CNB0865	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur	NC : 0866	265,40	280,00	63,41	
CNB0866	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx Elan avec coussin Standard 6" housse noire respirante et support d'appui-tête Mini , multi-réglage (280 mm de hauteur) - poids max utilisateur 68 kg	NC : 0860, 0865 et uniquement compatible avec dossier Matrx	466,35	492,00	63,41	
CNB0868	<input type="checkbox"/>	Paire de cales-tronc fixes pour dossier Matrx Mini - taille H 115 mm x L 76 mm - poids max utilisateur 68 kg - uniquement pour dossier Matrx		236,02	249,00		
CNB0875	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire)		165,88	175,00		
CNB0880	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet réglable		9,48	10,00		
CNB0881	<input type="checkbox"/>	Kit Stabilizer - Elargisseur de voie avant de + 100 mm		52,13	55,00		
CNB0886	<input type="checkbox"/>	Kit Maximizer pour palettes réglables en profondeur et inclinaison - augmente le réglage en profondeur de 50 mm		45,50	48,00		
CNB0890	<input type="checkbox"/>	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec appui-mollet rembourré et palettes réglables	NC : 0900	200,49	211,52	211,52	
CNB0900	<input type="checkbox"/>	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec sangle appui-mollet et palettes réglables		200,49	211,52	211,52	
CNB0902	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier ajustable en largeur		71,09	75,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CNB0952	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB0953	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB0954	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB0955	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB0956	<input type="checkbox"/>	Bleu Polaire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB0957	<input type="checkbox"/>	Rose Bonbon		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB0959	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB0991	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		Sur devis			
ROUES AVANT							
CNB0999	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CNB1001	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage gris - Lumineuses		72,99	77,00		
CNB1007	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/4" - 125 x 40 mm - Bandage noir		38,86	41,00		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CNB1020	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 1040, 1050	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB1030	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1045	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Type de roues arrière							
CNB1040	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1280	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CNB1045	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1280	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB1050	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1270, 1275	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Type de revêtement roues arrière							
CNB1120	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CNB1130	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Mains-courantes							
CNB1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CNB1141	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
Axes de roues arrière							
CNB1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Position axes de roues arrière							
CNB1190	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CNB1195	<input type="checkbox"/>	Position confort		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CNB1201	<input type="checkbox"/>	Position double déport arrière (60 mm à l'arrière des cannes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1375	148,82	157,00		

Invacare® Action® ³ Junior®				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
OPTIONS DE PROPULSION								
CNB1253	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00		  1254 1255  1256	
CNB1254	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Pixels", la paire		190,52	201,00			
CNB1255	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Flocons de neige", la paire		190,52	201,00			
CNB1256	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons personnalisables, "Coloriez-moi", la paire		190,52	201,00			
FREINS								
CNB1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆			
CNB1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○			
CNB1280	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne, avec freins à pousser	NC : 1426	178,20	188,00			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>								
OPTIONS DE SECURITE								
CNB1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00		 1345  1362	
CNB1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture deux points Bodypoint, taille S - longueur : 110 mm x 25 mm		○	○			
CNB1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture deux points Bodypoint, taille M - longueur : 140 mm x 40 mm		○	○		 1364	
CNB1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule avec tubes basculeurs	NC : 1430	87,20	92,00		  1370 1375	
CNB1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes de transfert 4"		67,30	71,00			
CNB1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis)		38,86	41,00			
CNB1390	<input type="checkbox"/>	Extensions de levier de frein, la paire		10,43	11,00			
AUTRES OPTIONS								
CNB1426	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser multiréglable en angle		204,74	216,00		 1426  1471 / 1472	
CNB1430	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		42,65	45,00			
CNB1470	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente amovible		72,83	76,84	76,84		
CNB1471	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente relevable à droite		281,52	297,00	76,84		
CNB1472	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente relevable à gauche		281,52	297,00	76,84		
Rampes en accessoire								
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128  1654129  1654130	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00			
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00			