Invacare "Action" 3 Junior "S



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur <u>www.invacare.fr</u>, ou commandez par e-mail à : <u>commandesfr@invacare.com</u>







Invacare[®] Action^{® 3} Junior[®] S

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif:


- Hauteur d'assise 460 mm
- Coloris : Rouge Mat
- Roues arrière 22" x 1.3/8" bandage noir rayonnées à démontage rapide
- Roues avant 5" x 1" bandage noir (125 x 30 mm)
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur (de 180 mm à 250 mm)
- Accoudoirs amovibles reglables en hauteur (de - Toile de dossier réglable en largeur et hauteur
- Dossier inclinable par crémaillères hauteur 390 mm
- Poids : à partir de 15 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 80 kg. Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare* ®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

					Euros				
				Prix I	Prix Public				
	Quantité			HT	HT TT				
Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689									
DG1601934		Largeur 305 mm	Profondeur 300 mm						
DG1601935		Largeur 330 mm	Profondeur 350 mm	572,18	603,65	603,65			
DG1601936		Largeur 350 mm	Profondeur 350 mm						

ACCESSOIRES (livrés séparément) Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. Bodypoint* Repose-jambes réglables 0-80° avec palettes articulées (la paire) - Cocher une largeur 305 mm avec sangle appui-mollet UL=235 à 295 mm AP1601937 200,49 211,52 211,52 AP1601938 330 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm 200,49 211,52 211,52 AP1601939 355 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm 200,49 211,52 211,52



Repose-jambe avec appui-mollet

Rampes en accesso	oire			
1440530	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	
1654128	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	
1654129	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée: 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum: 260 kg	805,69	850,00	
1654130	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	









1440530

1654128

1654129

1654130