

Invacare® Action® 3_{NG} Comfort



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action® 3_{NG} Comfort

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Poids : à partir de 25,8 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de siège ou de dossier : 9325590 = 34,90 € x 2
- * Coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{NG}** : 1204839 = 81,00€
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes : 9325488 = 105,76 € x 2
- * Gouttières droite et gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard


○ Options sans supplément de prix

				Euros			Codes LPPR Version Transit
				Prix Public	LPPR*		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CEG0041	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® 3 _{NG} Comfort		1168,97	1233,26	1233,26	
MOTORISATIONS ALBER							
CEG0070	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0140, 0150, 0310, 0315, 0732, 0832, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1075, 1082, 1170, 1280, 1320, 1330, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	611,00		
CEG0080	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 0140, 0150, 0300, 0310, 0315, 1170, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	331,00		
CEG0090	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0140, 0150, 0290, 0300, 0310, 0315, 1370, 1375, 1430, 1440	414,25	437,03		
TYPES DE PROPULSION							
CEG0100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 1062, 1075	◆	◆		9225640 : 574,21 € TTC Dossier inclinable < à 16 ans
CEG0110	<input type="checkbox"/>	Transit	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1075, 1115, 1140, 1150, 1180, 1275, 1320, 1330, 1390	○	○		9225657 : 403,50 € TTC Dossier inclinable > à 16 ans
KITS DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 9325614							
CEG0140	<input type="checkbox"/>	Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0315, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1140, 1150, 1170, 1280, 1330	257,09	271,23	271,23	
CEG0150	<input type="checkbox"/>	Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0315, 1140, 1150, 1170, 1280, 1320	257,09	271,23	271,23	


Invacare® Action® ³ NG Comfort				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CEG0190	<input type="checkbox"/>	405 mm		○	○	
CEG0200	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
CEG0210	<input type="checkbox"/>	455 mm		○	○	
CEG0230	<input type="checkbox"/>	505 mm		○	○	
Profondeur d'assise						
CEG0240	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
CEG0250	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 1275	◆	◆	
Hauteur d'assise avant (sans coussin)						
CEG0280	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
CEG0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 1005, 1010, 1062	○	○	
CEG0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0935, 1005, 1010, 1056, 1062, 1370, 1440	○	○	
CEG0310	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0935, 1005, 1010, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1280, 1370, 1440	○	○	
CEG0315	<input type="checkbox"/>	360 mm - Uniquement avec roues avant de 5" et roues arrières de 20"	NC : 0935, 1035, 1062, 1066, 1068, 1280, 1375, 1440	145,02	153,00	
Coussin et assise						
CEG0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch - A choisir avec option 0871	NC : 0372	◆	◆	
CEG0372	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Confort revêtement PU bi-extensible noir TR26	NC : 0871	-43,70	-46,10	-46,10
DOSSIER						
Type de dossier						
CEG0442	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérin 0 - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - Roulettes anti-bascule recommandées		◆	◆	
Toile de dossier						
CEG0490	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Laguna</i> , revêtement PU bi-extensible noir TR26		○	○	
CEG0491	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Passad 2</i> enveloppant Grand Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26, maintien des épaules et du buste		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEG0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm		◆	◆	
Potence gauche						
CEG0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm		◆	◆	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEG0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur		◆	◆	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEG0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm et en largeur		◆	◆	














0490









0520 / 0570




0610 / 0630

Invacare® Action® ³ NG Comfort				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CEG0672	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0791, 0797, 0881, 1481	○	○		
CEG0691	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26	NC : 0772, 0797	-113,17	-119,39	-119,39	
CEG0697	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil	NC : 0772, 1480	◆	◆		
CEG0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1481	○	○		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CEG0772	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0881, 1481	○	○		
CEG0791	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26		-113,17	-119,39	-119,39	
CEG0797	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil		◆	◆		
CEG0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1481	○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
CEG0871	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> - épaisseur 100 mm Code LPPR : 1204839		◆	◆		
Profondeur du coussin							
CEG0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
CEG0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
Autres options							
CEG0881	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc multiréglables, housse revêtement PU bi-extensible noir TR26, la paire		237,91	251,00		
CEG0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
CEG0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		199,05	210,00		
CEG0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables		217,06	229,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CEG0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○		
CEG0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CEG0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CEG0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CEG0974	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
CEG0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CEG0991	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEG0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche <i>standard</i>		◆	◆		
ROUES AVANT							
CEG1005	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
CEG1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○		1010 1050
CEG1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		
CEG1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
CEG1054	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC : 1062	○	○		
CEG1056	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple	NC : 1062	○	○		

Invacare® Action® ³ NG Comfort				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
CEG1062	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm	NC : 1071, 1072, 1075, 1084, 1088, 1140, 1150, 1180, 1320, 1330, 1390	○	○	
CEG1064	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1075, 1088, 1170, 1280	○	○	
CEG1066	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1074	○	○	
CEG1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆	
Type de roues arrière						
CEG1071	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC: 1170, 1280	◆	◆	
CEG1072	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1280	○	○	
CEG1073	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1270, 1275, 1320, 1330	○	○	
CEG1074	<input type="checkbox"/>	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 1088, 1280	○	○	
CEG1075	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1084, 1140, 1150, 1170, 1280	○	○	
Type de revêtement roues arrière						
CEG1082	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
CEG1084	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
CEG1088	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
Mains-courantes						
CEG1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	
CEG1150	<input type="checkbox"/>	Noires, plastique antidérapant		127,01	134,00	
Axes des roues arrière						
CEG1170	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
CEG1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆	
Position axe des roues arrière						
CEG1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		◆	◆	
Pompe						
CEG1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00	
OPTION DE CHASSIS						
CEG1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1241
FREINS						
CEG1270	<input type="checkbox"/>	A pousser à poignée escamotable		◆	◆	
CEG1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CEG1280	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne avec freins à pousser		178,20	188,00	
CEG1320	<input type="checkbox"/>	A commande unilatérale à droite	NC : 1390	94,79	100,00	1270
CEG1330	<input type="checkbox"/>	A commande unilatérale à gauche	NC : 1390	94,79	100,00	
OPTIONS DE SECURITE						
CEG1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	 1360
CEG1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00	
CEG1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	206,64	218,00	1361 / 1362
CEG1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	234,12	247,00	
CEG1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		241,71	255,00	1363 / 1364
CEG1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00	
CEG1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	125,12	132,00	 1370
CEG1390	<input type="checkbox"/>	Extensions de frein, la paire		10,43	11,00	1375

<i>Invacare</i> ® <i>Action</i> ® ³ <i>NG Comfort</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
AUTRES OPTIONS						
CEG1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00	
CEG1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		28,44	30,00	
CEG1481	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR		72,83	76,84	76,84
CEG1482	<input type="checkbox"/>	Goupilles de verouillage pour tablette, la paire		54,03	57,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	




1440




1440530



1654128



1654129



1654130