



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action³ NG Dual HR™

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Propulsion et direction par double main-courante à démontage rapide : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20 mm). Pente d'assise 3° de série
- Poids : à partir de 15 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

NOUVEAU : retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair !

Pensez au modèle : Action³ NG Héli avec gouttière configurable et ergonomique !



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	Prix Public	LPPR*
CEH0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Dual HR™ Dossier fixe Codes LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99
CEH0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Dual HR™ Dossier pliant à mi-hauteur Codes LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65
CEH0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Dual HR™ Dossier inclinable Codes LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65
KIT DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 9325614					
CEH0140	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 1330	257,09	271,23	271,23
CEH0150	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 1320	257,09	271,23	271,23
ASSISE					
Largeur d'assise					
CEH0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0852, 0855	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEH0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0853, 0854	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Profondeur d'assise					
CEH0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEH0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm- Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	26,54	28,00	
Hauteur d'assise avant					
CEH0270	<input type="checkbox"/> 485 mm	NC : 1054	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEH0280	<input type="checkbox"/> 460 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0290	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 0660, 0670, 0760, 0770 Uniquement avec roues avant 6" et 5,5"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0300	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1068, 1365, 1370, 1440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0310	<input type="checkbox"/> 385 mm	NC : 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1068, 1370, 1440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Invacare [®] Action ^{®3} NG Dual HR TM				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Toile d'assise						
CEH0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
CEH0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CEH0350	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourré		30,33	32,00	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-basculé recommandées avec dossiers inclinables						
CEH0395	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CEH0396	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CEH0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, ajustable à 400 mm	NC : 0493, 0495, 0945	◆	◆	
CEH0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0494, 0945	33,18	35,00	
CEH0435	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm, livré en 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945, 1190	◆	◆	
CEH0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm, livré en 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945, 1190	○	○	
CEH0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0495, 0940, 0945, 1190	33,18	35,00	
CEH0455	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0493, 0494, 0495, 0945	◆	◆	
Dossiers Vicair						
CEH0493	<input type="checkbox"/>	Vicair Liberty - hauteur 450 mm <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04	531,76	34,90
CEH0494	<input type="checkbox"/>	Vicair Anatomic - hauteur 400 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90
CEH0495	<input type="checkbox"/>	Vicair Anatomic - hauteur 480 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90
Toile de dossier						
CEH0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90
CEH0475	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	34,90
CEH0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90
CEH0479	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90
CEH0480	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	138,39	146,00	34,90
CEH0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	34,90
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEH0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CEH0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEH0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-basculé est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00	
Potence gauche						
CEH0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CEH0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *
CEH0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-basculé est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00	



0396



0435




0455



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



0474 / 0475



0480 / 0481



0510 / 0560



0520 / 0570



0545 / 0595



0610 / 0630 si potence 80°

Invacare [®] Action ^{®3} NG Dual HR TM				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEH0600	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CEH0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
CEH0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEH0620	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CEH0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	



* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

ACCOUDOIRS

Accoudoir droit (coloris noir mat)

CEH0640	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 1480	◆	◆	
CEH0650	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798	24,64	26,00	
CEH0656	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480	113,17	119,39	119,39
CEH0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480	○	○	
CEH0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798	24,64	26,00	
CEH0672	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	119,39	119,39
CEH0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur de 170 à 295 mm - peint - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 1480	117,54	124,00	
CEH0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0832	140,28	148,00	
CEH0695	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 1480	117,54	124,00	
CEH0696	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790	140,28	148,00	
CEH0698	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 1480	113,17	119,39	119,39
CEH0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39



Accoudoir gauche (coloris noir mat)

CEH0740	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480	◆	◆	
CEH0750	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		24,64	26,00	
CEH0756	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,17	119,39	119,39
CEH0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	○	○	
CEH0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		24,64	26,00	



Invacare® Action ³ _{NG} Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEH0772	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,17	119,39	119,39
CEH0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur de 170 à 295 mm - peint - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	117,54	124,00	
CEH0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		140,28	148,00	
CEH0795	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1480	117,54	124,00	
CEH0796	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue		140,28	148,00	
CEH0798	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1185	113,17	119,39	119,39
CEH0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39






0732 / 0832
Possible uniquement du côté opposé à la double main-courante

OPTIONS D'ASSISE

Coussin							
CEH0849	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90	 0849
CEH0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	
CEH0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	 0853 / 0854 0855 / 0856
CEH0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	
CEH0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	 0871
CEH0871	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 0873	76,78	81,00	81,00	 0873
CEH0873	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-Tech Image		246,45	260,00		
CEH0884	<input type="checkbox"/>	Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	601,11	634,17	34,90	
CEH0885	<input type="checkbox"/>	Vicair Active O2 - hauteur 90 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	661,21	697,58	34,90	
CEH0886	<input type="checkbox"/>	Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : 5j ouvrés	NC : 0852, 1345	574,84	606,46	34,90	
CEH0887	<input type="checkbox"/>	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	718,85	758,39	34,90	
Profondeur du coussin							
CEH0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Autres options							
CEH0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		 0882
CEH0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		
CEH0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	 0905
CEH0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41	

CEH0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	217,06	229,00	63,41		
CEH0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		0906	0907

Invacare® Action ³ _{NG} Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CEH0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0936	17,06	18,00	
CEH0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00	
CEH0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0945	47,39	50,00	 0945
CEH0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	105,21	111,00	
COLORIS DE CHASSIS						
CEH0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○	
CEH0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○	
CEH0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○	0961 0964 0966
CEH0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○	
CEH0974	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○	
CEH0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○	0974 0969 0980
CEH0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis		
SUPPORTS DE FOURCHE						
CEH0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche standard		◆	◆	
ROUES AVANT						
CEH1005	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	 1010 1050
CEH1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○	
CEH1030	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
CEH1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○	
CEH1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆	
CEH1054	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		○	○	
CEH1056	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1,3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
CEH1066	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm		○	○	
CEH1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆	
Type de roues arrière						
CEH1075	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains- courantes)		◆	◆	 1082 1088
Type de revêtement roues arrière						
CEH1082	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	1.3/8"
CEH1088	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	1"
Axes de roues arrière						
CEH1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆	
Position axes de roues arrière						
CEH1190	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
CEH1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		○	○	
Pompe						
CEH1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00	
OPTION DE CHASSIS						
CEH1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1241
FREINS						
CEH1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1270
CEH1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CEH1320	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1390	94,79	100,00	
CEH1330	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1390	94,79	100,00	

Invacare® Action ^{®3} _{NG} Dual HR™				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
OPTIONS DE SECURITE								
CEH1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00			1345
CEH1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00			1360
CEH1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00			1361 / 1362
CEH1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM	NC : 1363, 1364	206,64	218,00			1363 / 1364
CEH1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1364	234,12	247,00			
CEH1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		241,71	255,00			
CEH1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00			1375
CEH1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	125,12	132,00			1390
CEH1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		38,86	41,00			
CEH1390	<input type="checkbox"/>	Extensions de frein, la paire		10,43	11,00			
OPTIONS								
CEH1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00			
CEH1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		28,44	30,00			
CEH1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		101,42	107,00			1440 1480
AUTRES OPTIONS								
CEH1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		72,83	76,84	76,84		
Rampes en accessoire								
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00			1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00			1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00			1654130