



Yes, you can.®



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair O2 !

VICAIR

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124650 - VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE : 603,65 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 9325614 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE, INVACARE : 271,23 €



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon
Matière	Aluminium
Propulsion et direction	Système de double main-courante à démontage rapide, réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20mm)
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Largeur d'assise	De 380 mm à 505 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 15 kg
Poids de transport	7,5 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Invacare [®] Action ^{®3} NG Dual HR [™]				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CEH0031	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ^{®3} NG Dual HR [™] Dossier fixe Codes LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99	
CEH0036	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ^{®3} NG Dual HR [™] Dossier pliant à mi-hauteur Codes LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65	
CEH0041	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ^{®3} NG Dual HR [™] Dossier inclinable Codes LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65	
KIT DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 9325614						
CEH0140	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR [™] à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 1330	257,09	271,23	271,23	
CEH0150	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR [™] à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 1320	257,09	271,23	271,23	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CEH0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0852, 0855	○	○		
CEH0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	○	○		
CEH0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	◆	◆		
CEH0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	○	○		
CEH0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0853, 0854	○	○		
CEH0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	○		
Profondeur d'assise						
CEH0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	◆	◆		
CEH0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	○	○		
CEH0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm- Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	26,54	28,00		
Hauteur d'assise avant						
CEH0270	<input type="checkbox"/> 485 mm	NC : 1054	◆	◆		
CEH0280	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○		
CEH0290	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 0660, 0670, 0760, 0770 Uniquement avec roues avant 6" et 5,5"	○	○		
CEH0300	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1068, 1365, 1370, 1440	○	○		
CEH0310	<input type="checkbox"/> 385 mm	NC : 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1068, 1370, 1440	○	○		
Toile d'assise						
CEH0330	<input type="checkbox"/> Nylon noir		◆	◆		
CEH0340	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		○	○		
CEH0350	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourré		30,33	32,00		
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables						
CEH0395	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00		
CEH0396	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00		
CEH0410	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur 430 mm, ajustable à 400 mm	NC : 0493, 0495, 0945	◆	◆		
CEH0420	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0494, 0945	33,18	35,00		
CEH0435	<input type="checkbox"/> Inclinable par crémaillères 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm, livré en 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945, 1190	◆	◆		
CEH0445	<input type="checkbox"/> Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm, livré en 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945, 1190	○	○		
CEH0450	<input type="checkbox"/> Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0495, 0940, 0945, 1190	33,18	35,00		
CEH0455	<input type="checkbox"/> Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0493, 0494, 0495, 0945	◆	◆		












0396



0435



0455

Invacare® Action ^{®3} NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Dossiers Vicair - Attention : Perte de profondeur d'assise de 50 mm							
CEH0493	<input type="checkbox"/>	Vicair Liberty - hauteur 450 mm <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04	531,76	34,90	NOUVEAU
CEH0494	<input type="checkbox"/>	Vicair Anatomic - hauteur 400 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90	NOUVEAU
CEH0495	<input type="checkbox"/>	Vicair Anatomic - hauteur 480 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90	NOUVEAU
Toile de dossier							
CEH0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90	 0474 / 0475
CEH0475	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	34,90	
CEH0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90	 0480 / 0481
CEH0479	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90	
CEH0480	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	138,39	146,00	34,90	
CEH0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	34,90	
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CEH0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		 0510 / 0560
CEH0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CEH0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00		 0520 / 0570
Potence gauche							
CEH0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		 0545 / 0595
CEH0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CEH0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00		 0610 / 0630 si potence 80°
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CEH0600	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		 0610 / 0630 si repose-jambe REA
CEH0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
CEH0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CEH0620	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		 0611
CEH0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		

* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

Invacare [®] Action ^{®3} NG Dual HR TM				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEH0640	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 1480	◆	◆	
CEH0650	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798	24,64	26,00	
CEH0656	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480	113,17	119,39	119,39
CEH0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480	○	○	
CEH0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798	24,64	26,00	
CEH0672	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	119,39	119,39
CEH0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur de 170 à 295 mm - peint - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 1480	117,54	124,00	
CEH0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0832	140,28	148,00	
CEH0695	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 1480	117,54	124,00	
CEH0696	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790	140,28	148,00	
CEH0698	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 1480	113,17	119,39	119,39
CEH0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEH0740	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480	◆	◆	
CEH0750	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		24,64	26,00	
CEH0756	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,17	119,39	119,39
CEH0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	○	○	
CEH0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		24,64	26,00	



0640 / 0740



0656 / 0756



0660 / 0760



0672 / 0772




0680 / 0780













0695 / 0795



0698 / 0798

Invacare® Action ^{®3} NG Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CEH0772	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,17	119,39	119,39	 0732 / 0832 Possible uniquement du côté opposé à la double main-courante
CEH0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur de 170 à 295 mm - peint - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	117,54	124,00		
CEH0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible - réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		140,28	148,00		
CEH0795	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1480	117,54	124,00		
CEH0796	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue		140,28	148,00		
CEH0798	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1185	113,17	119,39	119,39	
CEH0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indexée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39	
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CEH0849	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90	 0849
CEH0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	
CEH0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	 0853 / 0854 0855 / 0856
CEH0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	
CEH0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	 0871
CEH0871	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 0873	76,78	81,00	81,00	 0873
CEH0873	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-Tech Image		246,45	260,00		
CEH0884	<input type="checkbox"/>	Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	601,11	634,17	34,90	NOUVEAU
CEH0885	<input type="checkbox"/>	Vicair Active O2 - hauteur 90 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	661,21	697,58	34,90	NOUVEAU
CEH0886	<input type="checkbox"/>	Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : 5j ouvrés	NC : 0852,1345	574,84	606,46	34,90	NOUVEAU
CEH0887	<input type="checkbox"/>	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	718,85	758,39	34,90	NOUVEAU
Profondeur du coussin							
CEH0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Invacare® Action ³ _{NG} Dual HR™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Autres options							
CEH0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		
CEH0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	0882	
CEH0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	
CEH0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41	0905
CEH0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	217,06	229,00	63,41	
CEH0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		0906 0907
CEH0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0936	17,06	18,00		
CEH0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		
CEH0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0945	47,39	50,00		
CEH0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	105,21	111,00		
							0945
COLORIS DE CHASSIS							
CEH0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		0961 0964 0966
CEH0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		0974 0969 0980
CEH0974	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEH0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche standard		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ROUES AVANT							
CEH1005	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		1010 1050
CEH1030	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CEH1054	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH1056	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1,3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CEH1066	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEH1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type de roues arrière							
CEH1075	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type de revêtement roues arrière							
CEH1082	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CEH1088	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		1.3/8" 1" 1082 1088
Axes de roues arrière							
CEH1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Position axes de roues arrière							
CEH1190	<input type="checkbox"/>	Position standard		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CEH1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Pompe							
CEH1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTION DE CHASSIS							
CEH1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1241

Invacare® Action ^{®3} NG Dual HR™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
FREINS						
CEH1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1270
CEH1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CEH1320	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1390	94,79	100,00	
CEH1330	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1390	94,79	100,00	
OPTIONS DE SECURITE						
CEH1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00	 1345  1360  1361 / 1362  1363 / 1364  1375  1390
CEH1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	
CEH1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00	
CEH1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM	NC : 1363, 1364	206,64	218,00	
CEH1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1364	234,12	247,00	
CEH1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		241,71	255,00	
CEH1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00	
CEH1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	125,12	132,00	
CEH1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		38,86	41,00	
CEH1390	<input type="checkbox"/>	Extensions de frein, la paire		10,43	11,00	
OPTIONS						
CEH1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00	 1440  1480
CEH1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		28,44	30,00	
CEH1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support (<i>tendeur obligatoire et non inclus</i>)		101,42	107,00	
AUTRES OPTIONS						
CEH1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		72,83	76,84	76,84
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130