

# Invacare® Action<sup>3</sup> NG Levier Pendulaire



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Action<sup>3</sup> NG Levier Pendulaire

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



### Descriptif :

- Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire
- Poids : à partir de 18 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

**NOUVEAU : retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair !**

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CEI0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>3</sup> NG Levier Pendulaire - Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99
CEI0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>3</sup> NG Levier Pendulaire - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65
CEI0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action <sup>3</sup> NG Levier Pendulaire - Dossier inclinable Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65
<b>LEVIER PENDULAIRE - Code LPPR 9325620</b>					
CEI0160	<input type="checkbox"/> Commande à droite	NC : 0732	1274,88	1345,00	428,84
CEI0170	<input type="checkbox"/> Commande à gauche	NC : 0832	1274,88	1345,00	428,84
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise</b>					
CEI0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0852, 0855	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0853, 0854	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Profondeur d'assise</b>					
CEI0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00	
<b>Hauteur d'assise avant</b>					
CEI0260	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 1035	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0270	<input type="checkbox"/> 485 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0280	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 1345 / Uniquement avec roues avant 6"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Toile d'assise</b>					
CEI0330	<input type="checkbox"/> Nylon noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEI0340	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEI0350	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée		30,33	32,00	
<b>DOSSIER</b>					
<b>Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables</b>					
CEI0395	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	

Invacare® Action® <sup>3</sup> NG Levier Pendulaire				Euros					
				Prix Public		LPPR			
				HT	TTC				
CEI0396	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00			0396	
CEI0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, ajustable à 400 mm	NC : 0493, 0495, 0945	◆	◆				
CEI0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0494, 0945	33,18	35,00			0435	
CEI0435	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm, livré à 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945	◆	◆				
CEI0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm livré à 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945	○	○			0455 / 0460	
CEI0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510 mm, livré à 510 mm	NC : 0495, 0940, 0945	33,18	35,00				
CEI0455	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0493, 0494, 0495, 0945	◆	◆				
<b>Dossiers Vicair</b>									
CEI0493	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Liberty</b> - hauteur 450 mm <b>Délai : +5j ouvrés</b>	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04	531,76	34,90		NOUVEAU	
CEI0494	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Anatomic</b> - hauteur 400 mm <b>Délai : 15j ouvrés</b>	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90		NOUVEAU	
CEI0495	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Anatomic</b> - hauteur 480 mm <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90		NOUVEAU	
<b>Toile de dossier</b>									
CEI0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90		0474 / 0475	
CEI0475	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	34,90			
CEI0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90			
CEI0479	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90		0480 / 0481	
CEI0480	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	138,39	146,00	34,90			
CEI0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	34,90			
<b>POTENCES ET PALETTES</b>									
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>									
<b>Potence droite</b>									
CEI0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆			0510 / 0560	
CEI0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *		0520 / 0570	
CEI0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00				
<b>Potence gauche</b>									
CEI0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆			0545 / 0595	
CEI0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *			
CEI0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00			0610 / 0630 si potence 80°	
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>									
CEI0600	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆				
CEI0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88			0610 / 0630 si repose-jambe <b>REA</b>	
CEI0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	203,79	215,00				

Invacare® Action® <sup>3</sup> NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CEI0620	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CEI0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	

0611



\* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

### ACCOUDOIRS

#### Accoudoir droit (coloris noir mat)

CEI0656	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - <b>gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation</b>	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0798, 1480	113,17	119,39	119,39
CEI0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0756, 0772, 0780, 0790, 1480	◆	◆	
CEI0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0756, 0780, 0790, 0798	24,64	26,00	
CEI0672	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 0798, 1480	113,17	119,39	119,39
CEI0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0756, 0760, 0770, 0798, 1480	117,54	124,00	
CEI0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0756, 0760, 0770	140,28	148,00	
CEI0698	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0780, 0790	113,17	119,39	119,39
CEI0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39



0656 / 0756



0660 / 0760



0672 / 0772



0680 / 0780



0698 / 0798




0732 / 0832

#### Accoudoir gauche (coloris noir mat)

CEI0756	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - <b>gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation</b>		113,17	119,39	119,39
CEI0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	◆	◆	
CEI0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		24,64	26,00	
CEI0772	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,17	119,39	119,39
CEI0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	117,54	124,00	
CEI0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		140,28	148,00	
CEI0798	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,17	119,39	119,39
CEI0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39

Invacare® Action® <sup>3</sup> NG Levier Pendulaire				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Coussin</b>							
CEI0849	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90	
CEI0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	0849 
CEI0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	0853 / 0854 0855 / 0856 
CEI0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	0871 
CEI0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	0873 
CEI0871	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrix Contour Visco NG</b> - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 0873	76,78	81,00	81,00	
CEI0873	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Image</b> - épaisseur : 60 mm		246,45	260,00	34,90	
CEI0884	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Active O2</b> - hauteur 60 mm <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC : 0852, 1345	601,11	634,17	34,90	
CEI0885	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Active O2</b> - hauteur 90 mm <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC : 0852, 1345	661,21	697,58	34,90	
CEI0886	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Adjuster O2</b> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte <b>Délai : +5j ouvrés</b>	NC : 0852,1345	574,84	606,46	34,90	
CEI0887	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Vector O2</b> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC : 0852, 1345	718,85	758,39	34,90	
<b>Profondeur du coussin</b>							
CEI0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Autres options</b>							
CEI0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		
CEI0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		
CEI0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	0882 
CEI0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41	0905 
CEI0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	217,06	229,00	63,41	0906 0907 
CEI0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		
CEI0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max)	NC : 0936	17,06	18,00		
CEI0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		
CEI0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0945	47,39	50,00		
CEI0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	105,21	111,00		0945 
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CEI0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		0961 0964 0966
CEI0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0974	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		0974 0969 0980
CEI0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			

Invacare® Action® <sup>3</sup> NG Levier Pendulaire				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>SUPPORTS DE FOURCHE</b>							
CEI0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche <b>standard</b>		◆	◆		
<b>ROUES AVANT</b>							
CEI1005	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	 1010 1050	
CEI1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○		
CEI1030	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
CEI1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		
CEI1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
CEI1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆	 Standard   1.3/8" 1.3/8" 1084 1082	
<b>Type de roues arrière</b>							
CEI1071	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		◆	◆		
<b>Type de revêtement de roues arrière</b>							
CEI1082	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
CEI1084	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
<b>Position axes de roues arrière</b>							
CEI1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée ( <i>axes 25 mm derrière les tubes de dossier</i> )		◆	◆		
<b>Pompe</b>							
CEI1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00		
<b>OPTION DE CHASSIS</b>							
CEI1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de + 25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1241	
<b>FREINS</b>							
CEI1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1270	
CEI1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
CEI1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00	 1345  1360  1361 / 1362  1363 / 1364  1370  1375	
CEI1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00		
CEI1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00		
CEI1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	206,64	218,00		
CEI1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	234,12	247,00		
CEI1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		241,71	255,00		
CEI1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00		
CEI1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	127,96	135,00		
CEI1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		38,86	41,00		
<b>OPTIONS</b>							
CEI1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00	 1430  1440  1480	
CEI1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		28,44	30,00		
CEI1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support ( <i>tendeur obligatoire et non inclus</i> )		101,42	107,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>							
CEI1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		72,83	76,84	76,84	
<b>Rampes en accessoire</b>							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130	