



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Invacare® Action<sup>3</sup> NG S

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 485 mm
- Profondeur d'assise 400 mm
- Coloris : Bleu Pop
- Roues arrière 24"x1.3/8" rayonnées à démontage rapide bandage noir.
- Mains-courantes en aluminium anodisé
- Roues avant 6" x 1.1/4" (150 x 30 mm) bandage noir
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, en continu (de 200 mm à 280 mm)
- Freins à poignées escamotables
- Toile de dossier réglable en tension 1 sangle
- Dossier fixe ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier), hauteur 430 mm
- Poids : à partir de 14,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :















Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Quantité	Euros					
	Prix Public		LPPR*			
	HT	TTC				
<b>Dossier fixe - Code LPPR 9124643</b>						
Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
BW1533736-A3	380 mm	529,85	558,99	558,99 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)		
BW1533737-A3	405 mm					
BW1533738-A3	430 mm					
BW1533739-A3	455 mm					
BW1533740-A3	480 mm					
BW1533741-A3	505 mm					
<b>Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689</b>						
Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
BW1533748-A3	380 mm	572,18	603,65	603,65 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)		
BW1533749-A3	405 mm					
BW1533750-A3	430 mm					
BW1533751-A3	455 mm					
BW1533752-A3	480 mm					
BW1533753-A3	505 mm					
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
<b>Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire)- Livré avec sangles talonnières - Cocher la largeur</b>						
1573661	405 / 430 mm	1573692	455 / 505 mm	200,49	211,52	211,52
<b>Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollets, palettes réglables en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 mm (la paire) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>						
AP1656946	380 / 405 mm	AP1662822	455 mm	200,49	211,52	211,52
AP1657056	430 mm	AP1662823	480 / 505 mm	200,49	211,52	211,52
<b>Tablette réglable en largeur (Kit livré avec manchettes longues et rallonge de tube) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :</b>						
AP1606299	Pour largeurs d'assise 380 mm / 405 mm		72,83	76,84	76,84	
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm		72,83	76,84	76,84	
AP1606301	Pour largeurs d'assise 480 mm / 505 mm		72,83	76,84	76,84	
<b>Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube) pour accoudoirs CE*0640 / 0650 / 0660 / 0670 / 0740 / 0750 / 0760 / 0770</b>						
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite		72,83	76,84	76,84	
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche		90,05	95,00		
<b>Support pallier de roue pour déport de roues arrière :</b>						
AP1468002	Support palier de roue pour déport de roues arrière 60 ou 80 mm (la paire)		145,97	154,00		
<b>Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :</b>						
AP1534838	380 mm	AP1534883	455 mm	97,63	103,00	
AP1534860	405 mm	AP1534884	480 mm	97,63	103,00	
AP1534882	430 mm	AP1534885	505 mm	97,63	103,00	
<b>Roulettes anti-bascule</b>						
AP1440970	Roulettes anti-bascule (la paire)		76,78	81,00		

Invacare® Action <sup>®3</sup> NG S						Euros			
						Prix Public		LPPR*	
Quantité		Quantité		HT	TTC				
<b>Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :</b>									
AP1554575		380 mm		AP1554578		455 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554576		405 mm		AP1554579		480 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554577		430 mm		AP1554580		505 mm	60,10	63,41	63,41
<b>Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :</b>									
AP1508848		Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant)					60,10	63,41	63,41
<b>Cale-tronc (la paire)</b>									
AP1603853		Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)					237,91	251,00	
<b>Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables</b>									
1627253		375 x 400 mm (poids max utilisateur 50 kg)					76,78	81,00	81,00
1627254		405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)					65,40	69,00	69,00
1627255		430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)					65,40	69,00	69,00
1627256		455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)					76,78	81,00	81,00
<b>Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise</b>									
1564264		380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)	1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)		33,08	34,90	34,90
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)	1564269		505 mm (dimensions : 500 mm x 412 mm)		33,08	34,90	34,90
<b>Kit étiquettes</b>									
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)					41,71	44,00	
 Repose-jambe standard  Tablette  Repose-jambe REA  coussin de demi-tablette  Demi-tablette  Cale tronc  Coussin d'assise en mousse  Appui-nuque  Tige porte-sérum  Kit étiquettes									
<b>Rampes en accessoire</b>									
1440530		<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg					1 787,68	1 886,00	
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg					402,84	425,00	
1654129		<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg					805,69	850,00	
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg					426,54	450,00	
 1440530  1654128  1654129  1654130									