



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise Vicair O2 !

VICAIR

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
558,99 € TTC

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Codes LPPR (Version transit) :


- 9225634 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL NON REGLABL, DOSS. OU SIEGE RIGIDE OU NON, INVACARE : 356,94 €

- 9225640 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, < 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 574,21 €

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU



Informations client

Date : 

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes






Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.







- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Option sans supplément de prix











Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT				Euros			Codes LPPR Version Transit
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		9225634 = 356,94€ TTC Dossier fixe	
CKG0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT - Dossier fixe - Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99	9225640 = 574,21€ TTC Dossier inclinable < de 16 ans	
CKG0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT - Dossier inclinable - Code LPPR 9124689		766,82	809,00	603,65	9225657 = 403,50€ TTC Dossier inclinable > de 16 ans	
MOTORISATION ALBER							
CKG0080	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00			
TYPE DE PROPULSION							
CKG0100	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0942	◆	◆			
CKG0110	<input type="checkbox"/> Transit	NC : 0240, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1125	○	○			
ASSISE							
Largeur d'assise							
CKG0170	<input type="checkbox"/> 505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○			
CKG0171	<input type="checkbox"/> 555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0696, 1270	○	○			
CKG0172	<input type="checkbox"/> 605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0696, 1270	○	○			
Profondeur d'assise							
CKG0180	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○			
CKG0190	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆			
CKG0195	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 0295, 0661, 0681, 0701, 0702	○	○			
CKG0200	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0292, 0295, 0703	○	○			
CKG0201	<input type="checkbox"/> Ajustable de 500 à 450 mm	NC : 0295, 0661, 0681, 0701	○	○			
	<input type="checkbox"/> 550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0661, 0681, 1175	Sur devis Délai de fabrication + 14 jours				
Hauteur d'assise avant							
CKG0210	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 0946	○	○			
CKG0220	<input type="checkbox"/> 485 mm		◆	◆			
CKG0230	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○			
Toile d'assise							
CKG0290	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		○	○			
CKG0292	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable en tension	NC : 0654, 0661, 0681	167,77	177,00			
CKG0295	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée		◆	◆			
DOSSIER							
Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-basculer recommandées avec dossier inclinable							
CKG0300	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆		 0360	
CKG0333	<input type="checkbox"/> Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	◆	◆			
Toile de dossier							
CKG0360	<input type="checkbox"/> Rembourrée	NC : 0721	◆	◆			
CKG0365	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○	34,90		
CKG0369	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		33,08	34,90	34,90		
CKG0370	<input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		138,39	146,00	34,90	0370	

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKG0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CKG0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	73,82	77,88	77,88 *
CKG0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	140,28	148,00	
Potence gauche						
CKG0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆	
CKG0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	73,82	77,88	77,88 *
CKG0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	140,28	148,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKG0480	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CKG0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	26,43	27,88	
CKG0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770	234,12	247,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKG0500	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆	
CKG0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	26,43	27,88	
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €						
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CKG0520	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0603, 1270	◆	◆	
CKG0531	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0603, 1270	113,17	119,39	119,39
CKG0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0603, 1270	117,54	124,00	
CKG0535	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0599, 0603, 1270	113,17	119,39	119,39
CKG0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0603	117,54	124,00	
CKG0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0603, 1270	○	○	
CKG0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0593, 0596	○	○	



Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CKG0580	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆		 0535 / 0595
CKG0591	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,17	119,39	119,39	
CKG0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	117,54	124,00		0537 / 0597
CKG0595	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,17	119,39	119,39	
CKG0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		117,54	124,00		
CKG0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270	○	○		
CKG0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CKG0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0661, 0681	33,08	34,90	34,90	 0654
CKG0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix Flo-tech Image - Poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681, 0703	246,45	260,00		 0661
CKG0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg - Code LPPR : 1204839	NC : 0703	76,78	81,00	81,00	 0681
CKG0696	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés	NC : 1175	601,11	634,17	34,90	 NOUVEAU
CKG0697	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés	NC : 1175	661,22	697,59	34,90	NOUVEAU
CKG0698	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Adjuster O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés	NC : 1175	574,84	606,46	34,90	NOUVEAU
CKG0699	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Vector O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 1175	718,85	758,39	34,90	NOUVEAU
Profondeur du coussin							
CKG0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
CKG0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
CKG0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm		○	○		
Autres options							
CKG0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	60,10	63,41	63,41	 0716
CKG0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	199,05	210,00	63,41	
CKG0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		217,06	229,00	63,41	
CKG0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : hauteur : 115 mm, profondeur 35 mm, largeur : 130 mm)		237,91	251,00		 0717
CKG0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00		 0718
CKG0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		17,06	18,00		 0721

Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
COLORIS DE CHASSIS							
CKG0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○	 0801 / 0804 0806 / 0807 0811 / 0820 0816 / 0817 0815	
CKG0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKG0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		54,03	57,00		
CKG0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKG0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKG0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua		54,03	57,00		
CKG0816	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
CKG0817	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		54,03	57,00		
CKG0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKG0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
ROUES AVANT							
CKG0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	 0850	
CKG0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CKG0942	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm	NC : 0962, 0974, 0978, 1020, 1030 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220	○	○	 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972	
CKG0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1110	○	○		
CKG0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1111	◆	◆		
Type de roues arrière							
CKG0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130, 1040	◆	◆		
CKG0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	○	○		
Type de revêtement roues arrière							
CKG0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
CKG0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CKG0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
CKG1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CKG1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant	NC : 1130	127,01	134,00		
Axes de roues arrière							
CKG1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
CKG1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes de roues arrière							
CKG1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆	 1060 1070	
CKG1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
Pompe							
CKG1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKG1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1101	
CKG1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		165,88	175,00		
CKG1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00		
FREINS							
CKG1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1120	
CKG1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKG1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		178,20	188,00		
CKG1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		10,43	11,00		

Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
OPTIONS DE SECURITE							
CKG1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxis)	NC : 1252	24,64	26,00		 1175  1190  1189 / 1192  1193 / 1194  1200
CKG1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00		
CKG1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	145,97	154,00		
CKG1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	152,61	161,00		
CKG1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	180,09	190,00		
CKG1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		185,78	196,00		
CKG1196	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1200	79,62	84,00		
CKG1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	125,12	132,00		
CKG1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		38,86	41,00		
AUTRES OPTIONS							
CKG1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00		 1246  1270
CKG1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support		101,42	107,00		
CKG1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		45,50	48,00		
CKG1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		146,92	155,00		
CKG1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		72,83	76,84	76,84	
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéchiffrée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accouvoirs 0533, 0536	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéchiffrée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accouvoirs 0593, 0596)	113,17	119,39	119,39	
Rampes en accessoire							
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130