



**Codes LPPR :**

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER  
NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

Action Family

Informations client	Caractéristiques produit
---------------------	--------------------------

Date : <span style="float: right; font-size: 2em;">CE</span>  Référence d'achat :  Code client :  Cachet du distributeur :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Type de châssis</td><td>Pliant par croisillon</td></tr> <tr><td>Matière</td><td>Acier</td></tr> <tr><td>Hauteur d'assise</td><td>500 mm</td></tr> <tr><td>Dossier</td><td>Fixe 7°</td></tr> <tr><td>Toiles d'assise &amp; de dossier</td><td>Nylon noir, rembourrées</td></tr> <tr><td>Profondeur d'assise</td><td>425 mm</td></tr> <tr><td>Roues avant</td><td>8" x 1.1/4" bandage (200 x 32 mm)</td></tr> <tr><td>Accoudoirs</td><td>Crantés, relevables et amovibles</td></tr> <tr><td>Coloris</td><td>Bleu Océan ou Gris Argent (freins tambour)</td></tr> <tr><td>Potences</td><td>Escamotables et amovibles</td></tr> <tr><td>Poids total</td><td>17,5 kg</td></tr> <tr><td>Poids max utilisateur</td><td>130 kg</td></tr> <tr><td>Garantie</td><td>2 ans hors pièces d'usure</td></tr> </table>	Type de châssis	Pliant par croisillon	Matière	Acier	Hauteur d'assise	500 mm	Dossier	Fixe 7°	Toiles d'assise & de dossier	Nylon noir, rembourrées	Profondeur d'assise	425 mm	Roues avant	8" x 1.1/4" bandage (200 x 32 mm)	Accoudoirs	Crantés, relevables et amovibles	Coloris	Bleu Océan ou Gris Argent (freins tambour)	Potences	Escamotables et amovibles	Poids total	17,5 kg	Poids max utilisateur	130 kg	Garantie	2 ans hors pièces d'usure
Type de châssis	Pliant par croisillon																										
Matière	Acier																										
Hauteur d'assise	500 mm																										
Dossier	Fixe 7°																										
Toiles d'assise & de dossier	Nylon noir, rembourrées																										
Profondeur d'assise	425 mm																										
Roues avant	8" x 1.1/4" bandage (200 x 32 mm)																										
Accoudoirs	Crantés, relevables et amovibles																										
Coloris	Bleu Océan ou Gris Argent (freins tambour)																										
Potences	Escamotables et amovibles																										
Poids total	17,5 kg																										
Poids max utilisateur	130 kg																										
Garantie	2 ans hors pièces d'usure																										

Commandes
-----------

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
 Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.












		Euros			
		Prix Public	LPPR		
	Quantité			Quantité	
		HT	TTC		

Invacare® Action® <sup>1</sup> R - Dossier fixe - Code LPPR 9124643
---

Roues arrière 24" pneumatique noir - Bleu Océan - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
DK1640971		380 mm	DK1640974		455 mm	
DK1640972		405 mm	DK1640975		480 mm	529,85    558,99    558,99
DK1640973		430 mm	DK1640976		505 mm	

Invacare® Action® <sup>1</sup> R avec freins tambour - Dossier fixe - Code LPPR 9124643
---

Roues arrière 24" bandage noir - Gris Perle - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
DK1641007		380 mm	DK1641010		455 mm	
DK1641008		405 mm	DK1641011		480 mm	529,85    558,99    558,99
DK1641009		430 mm	DK1641012		505 mm	

Invacare® Action® <sup>3</sup> NG S						Euros			
						Prix Public		LPPR*	
Quantité		Quantité		HT	TTC				
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>									
<b>Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières</b>									
1573661		405 mm / 430 mm	1573692		455 mm / 480 mm / 505 mm	200,49	211,52	211,52	
<b>Roulette anti-basculer, la paire</b>									
1172013		Roulettes anti-basculer, la paire				67,30	71,00		
<b>Tablette pour largeur d'assise</b>									
AP1601454		380 mm / 405 mm / 430 mm				72,83	76,84	76,84	
AP1601458		455 mm / 480 mm				72,83	76,84	76,84	
AP1601459		505 mm				72,83	76,84	76,84	
<b>Tige porte-sérum et tendeur de dossier pour largeur d'assise</b>									
AP1534838		380 mm	AP1534883		455 mm	97,63	103,00		
AP1534860		405 mm	AP1534884		480 mm				
AP1534882		430 mm	AP1534885		505 mm				
<b>Ceinture de maintien - fermeture à boucle pour largeur</b>									
AP1531657		380 mm / 405 mm / 430 mm / 455 mm	AP1492755		480 mm / 505 mm	42,65	45,00		
<b>Porte-canne</b>									
0572-02056		Porte canne				37,91	40,00		
<b>Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise</b>									
1564264		380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)				33,08	34,90	34,90	
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)				33,08	34,90	34,90	
1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)				33,08	34,90	34,90	
1564269		505 mm (dimensions : 500 mm x 412 mm)				33,08	34,90	34,90	
<b>Kit étiquettes</b>									
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)				41,71	44,00		
<b>Rampes en accessoire</b>									
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg				402,84	425,00		 1654128
1654129		<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg				805,69	850,00		 1654129
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg				426,54	450,00		 1654130