



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou



## Invacare<sup>®</sup> Action<sup>3</sup> NG RC (Rocking Chair)

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Fauteuil roulant Manuel Action<sup>3</sup> NG Rocking Chair 6 roues avec roues motrices centrales pour un meilleur accès au mains-courantes
- Inclinaison d'assise mécanique à 25° offrant une position de repos et condamnable
- Supports articulés des roues arrière équipés de roues de 5" facilitant le 2 roues
- Système inédit de freins à tirer par câble

- **PACK Comfort** : Transformez l'Action<sup>3</sup> NG RC en un véritable fauteuil de confort 6 roues léger et pliant.

Ce pack comprend : un dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm avec coque de dossier rigide et amovible + un coussin de dossier *Laguna* + une paire de repose-jambes avec palettes réglables + un appui-nuque.

- Poids : à partir de 17,6 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare<sup>®</sup>.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			Pensez aux versions <i>Action<sup>3</sup> NG RC Plus &amp; Action<sup>3</sup> NG RC Matrx 100% LPPR</i>
			HT	Prix Public	LPPR*	
CET0031	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>3</sup> NG RC - Dossier fixe Code LPPR 9124643	NC : Pack Comfort	1059,70	1117,98	558,99	
CET0036	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>3</sup> NG RC - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650	NC : Pack Comfort	1144,36	1207,30	603,65	
CET0041	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>3</sup> NG RC - Dossier inclinable Code LPPR 9124689		1144,36	1207,30	603,65	

### PACK COMFORT

⚠ Si vous cochez le Pack, merci de ne pas cocher les options individuellement

CET0050	<input type="checkbox"/> <b>PACK COMFORT</b> : Dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm (0442) + coque de dossier rigide et amovible permettant le pliage du fauteuil + coussin de dossier <i>Laguna</i> (0490) + paire de repose-jambes (0520 + 0570) avec palettes réglables (0610 + 0630) + appui-nuque (0905)	NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945, réhausse de dossier, 1345	293,68	309,83	309,83	
---------	---	--	--------	--------	--------	--

### TYPES DE PROPULSION

CET0100	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆		
---------	-----------------------------------	--	---	---	--	--


### ASSISE

#### Largeur d'assise

CET0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0442, 0545+0595, 0852, 0855, 1345	○	○		
CET0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595, 1345	○	○		
CET0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	◆	◆		
CET0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	○	○		
CET0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0442, 0853, 0854	○	○		
CET0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	○		



Invacare® Action <sup>®3</sup> NG RC				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Profondeur d'assise</b>						
CET0240	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CET0250	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CET0252	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00	
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
CET0270	<input type="checkbox"/>	485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"		○	○	
CET0280	<input type="checkbox"/>	460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"		◆	◆	
<b>Toile d'assise</b>						
CET0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
CET0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CET0350	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		30,33	32,00	
<b>DOSSIER</b>						
DE225974	<input type="checkbox"/>	Réhausse de dossier - hauteur 230 mm - en fabrication spéciale	NC : 0395, 0396, 0442	sur devis	62,58	
<b>Type de dossier</b>						
CET0380	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	52,13	55,00	
CET0390	<input type="checkbox"/>	Fixe 0° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	86,26	91,00	
CET0395	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CET0396	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CET0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	◆	◆	
CET0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	○	○	
CET0431	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes <b>RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT</b>	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1345, 1451	456,87	482,00	
CET0432	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues <b>RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT</b>	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882	456,87	482,00	
CET0442	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérin 0 - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - uniquement avec coussin de dossier <i>Laguna</i> ou <i>Passad 2</i> <b>RECOMMANDÉ POUR POSITION REPOS</b>	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945, 1345, 1451	○	○	
CET0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	◆	◆	
CET0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	○	○	
CET0455	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	◆	◆	
CET0460	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0471, 0477, 0480, 0481, 0490, 0491, 0945	○	○	



Réhausse de dossier



0380 / 0390 / 0395




0396




0431 / 0432




0445 / 0450



0455 / 0460


Invacare® Action® <sup>3</sup> NG RC				Euros			 0471
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Toile de dossier et dossiers rigides</b>							
CET0471	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907, 0882	○	○		
CET0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90	
CET0475	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	34,90	
CET0477	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>sans tendeur de dossier</i> - <b>uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle</b>		○	○	34,90	
CET0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90	
CET0479	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90	
CET0480	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	138,39	146,00	34,90	
CET0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	34,90	
CET0490	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide et amovible avec coussin de dossier <b>Laguna</b> - <b>UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442</b>	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	34,90	
CET0491	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide et amovible avec coussin de de dossier <b>Passad 2</b> , maintien des épaules et du buste - <b>UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442</b>	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	34,90	
<b>POTENCES ET PALETTES</b>							
DE258401	<input type="checkbox"/>	Abduction de 30° pour potences ou repose-jambes - en fabrication spéciale		sur devis			
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>							
<b>Potence droite</b>							
CET0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		
CET0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CET0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00		
<b>Potence gauche</b>							
CET0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		
CET0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CET0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00		
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>							
CET0600	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CET0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
CET0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00		



0474 / 0475




0480 / 0481



0490



0510 / 0560



0520 / 0570



0545 / 0595




0610 / 0630 si potence 80°



0610 / 0630 si repose-jambe REA






Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							 0611
CET0620	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CET0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		

\* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

### ACCOUDOIRS



#### Accoudoir droit (coloris noir mat)





CET0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483	◆	◆		 0660 / 0760
CET0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0772, 0780, 0790	○	○		
CET0672	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	113,17	119,39	119,39	 0672 / 0772
CET0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	○	○		
CET0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1483	○	○		 0680 / 0780

#### Accoudoir gauche (coloris noir mat)









CET0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆	
CET0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CET0772	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	113,17	119,39	119,39
CET0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	○	○	
CET0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	○	○	





### OPTIONS D'ASSISE

Coussin							
CET0849	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante		33,08	34,90	34,90	 0849
CET0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	
CET0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	 0853 / 0854 / 0855 /
CET0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	

Invacare® <i>Action</i> ® <sup>3</sup> NG RC				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CET0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	 0871
CET0871	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco</b> NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00	 0873
CET0873	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Image</b> épaisseur 55 mm		246,45	260,00		
CET0876	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Libra</b> , housse <b>Mesh</b> respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		293,84	310,00		 0876
<b>Profondeur du coussin</b>							
CET0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CET0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Autres options</b>							
CET0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		 0852
CET0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		 0882
CET0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	 0905
CET0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41	 0906
CET0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0940, 0945	217,06	229,00	63,41	 0907
CET0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		
CET0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00		
CET0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		
CET0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 0945	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CET0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>	NC : 1451	105,21	111,00		 0945
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CET0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CET0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 0961 / 0966
CET0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CET0974	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarine		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 0974 / 0969
CET0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
<b>SUPPORTS DE FOURCHE</b>							
CET0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche standard		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>ROUES AVANT</b>							
CET1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CET1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1050
CET1056	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
CET1066	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CET1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1261	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		



Invacare® Action® <sup>3</sup> NG RC				Euros			 Standard  1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Type de roues arrière</b>							
CET1071	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		◆	◆		
CET1072	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
<b>Type de revêtement roues arrière</b>							
CET1082	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
CET1084	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CET1088	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
<b>Mains-courantes</b>							
CET1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CET1150	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
<b>Axes des roues motrices</b>							
CET1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
<b>Position axes des roues centrales motrices et point de bascule</b>							
CET1195	<input type="checkbox"/>	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		◆	◆		
<b>Pompe</b>							
CET1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		10,43	11,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
CET1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1241	
CET1260	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	165,88	175,00		
CET1261	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")		165,88	175,00		
<b>FREINS</b>							
CET1272	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer par câble		◆	◆		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
CET1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0050, 0180, 0190, 0431, 0442	○	○	 1345  1360	
CET1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		31,28	33,00		
CET1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis)		38,86	41,00		
<b>OPTIONS</b>							
CET1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support (tendeur de dossier 0940 obligatoire et non inclus)		101,42	107,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>							
CET1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84	76,84	 1480  1483 / 1484  1485
CET1483	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84	76,84	
CET1484	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
CET1485	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec 0680, 0690	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec 0780, 0790	113,17	119,39	119,39	

Invacare® Action® <sup>3</sup> NG RC			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
<b>Rampes en accessoire</b>					
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	 16541
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	 1654130