



**UNIQUE**

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :  
**1 705,00 € TTC**




Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €


- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €



reddot award 2015 winner

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	    	Type de châssis	Pliage horizontal par ailettes en H, breveté
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Potences	Fixes ou escamotables
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, réglable en angle ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
		Largeur d'assise	De 305 mm à 530 mm
		Poids total	A partir de 12,3 kg
		Poids de transport	8,3 kg
		Positionnement	Compatible avec les produits <b>Matrix</b> et <b>Bodypoint</b>
		Motorisation en option montée	<b>alber e-motion</b>
		Poids max utilisateur	130 kg (100 kg pour les largeurs d'assise de 305 à 330 mm)
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure	

**Commandes**


 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases      ◆ Configuration standard      ○ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
SJC0110	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>5</sup> - Dossier fixe Code LPPR 9124643		1616,11	1705,00	558,99
SJC0115	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>5</sup> - Dossier réglable en angle Code LPPR 9124689		1725,12	1820,00	603,65
SJC0120	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® <sup>5</sup> - Dossier rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		1935,55	2042,00	603,65
<b>MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)</b>						
SJC0180	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-basculer alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	692,89	731,00	
<b>TYPES DE CHÂSSIS</b>						
SJC0200	<input type="checkbox"/>	Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440,3450	◆	◆	
SJC0210	<input type="checkbox"/>	Potences fixes 80°		○	○	
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
SJC0300	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
SJC1000	<input type="checkbox"/>	305 mm	NC : 1150, 1160, 1190, Dossiers Matrx, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○	
SJC1010	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 1150, 1160, 1190, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○	
SJC1020	<input type="checkbox"/>	355 mm	NC : 3040, 3140, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○	
SJC1030	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	○	○	
SJC1040	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	○	○	
SJC1050	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	○	○	
SJC1060	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	○	○	
SJC1070	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007, 5090	○	○	
SJC1075	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○	
SJC1078	<input type="checkbox"/>	530 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 2481,2842, 2484, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044,5090	○	○	
<b>Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)</b>						
SJC1100	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC1110	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○	
SJC1120	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆	
SJC1130	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 5052, 5054	○	○	
SJC1140	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5054	○	○	
SJC1150	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	○	○	
SJC1160	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	○	○	
SJC1180	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 1510, 5054	○	○	
SJC1190	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007, 1510	○	○	



Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
SJC1200	<input type="checkbox"/>	360 mm - <i>uniquement avec 7000</i>	NC : 3420, 3430, 3450	○	○	
SJC1210	<input type="checkbox"/>	385 mm - <i>uniquement avec 7055</i>	NC : 3430	○	○	
SJC1220	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC1230	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 7110	○	○	
SJC1240	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
SJC1250	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
SJC1260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 7000, 7040	○	○	
<b>Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)</b>						
SJC1300	<input type="checkbox"/>	360 mm		○	○	
SJC1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJC1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJC1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJC1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJC1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200	○	○	
<b>Toile d'assise</b>						
SJC1500	<input type="checkbox"/>	Nylon noir réglable en profondeur en continu (-50 mm) avec pochette de rangement sous l'assise		○	○	
SJC1510	<input type="checkbox"/>	Nylon noir fixe		◆	◆	
SJC1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm)		119,43	126,00	
<b>DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TÉLESCOPIQUES)</b>						
<b>Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm</b>						
SJC2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	
SJC2150	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	○	○	
SJC2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	
SJC2160	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2170	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
<b>OU</b>						
<b>Canne de dossier TÉLESCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrix</b>						
SJC2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	103,32	109,00	
SJC2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		103,32	109,00	
<b>Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLESCOPIQUES</b>						
SJC2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJC2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	212,32	224,00	
SJC2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrix	134,60	142,00	



1500



1510



1520



2143



2150 / 2153

2160 / 2163  
2170 / 2173

2300 / 2310



2410



2420

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Dossiers Matrux - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrux I</b>						
SJC2430	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2432	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2434	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2436	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2438	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2460	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2465	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2440	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2442	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2444	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2446	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2448	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2452	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2470	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2475	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Standard</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
SJC2478	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Standard</b>	NC : 2505, 2510, 5500	717,54	757,00	838,47
<b>Largeur du dossier Matrux</b>						
SJC2481	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJC2482	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
SJC2484	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
SJC2486	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
SJC2488	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
SJC2490	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
SJC2492	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
<b>Toile de dossier</b>						
SJC2505	<input type="checkbox"/>	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500	○	○	34,90
SJC2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	34,90
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence escamotable droite</b>						
SJC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○	
SJC3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJC3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC3040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *



Matrx Elite E2 / Elite Deep E2






















2510



3010 / 3110


Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SJC3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00		 3020 / 3120
<b>Potence escamotable gauche</b>							
SJC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○		 3030 / 3130
SJC3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆		
SJC3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○		
SJC3140	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°- 75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *	 3040 / 3140
SJC3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00		 3050 / 3150
<b>Palette droite</b>							
SJC3200	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆		 3200 / 3300
SJC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm ( <b>et en largeur si commandée avec repose- jambe</b> )		26,43	27,88		 3210 / 3310 si
SJC3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	234,12	247,00		
<b>Palette gauche</b>							
SJC3300	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆		
SJC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm ( <b>et en largeur si commandée avec repose- jambe</b> )		26,43	27,88		
<b> Tubes porte-palettes</b>							
SJC3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	272,99	288,00		 3210 / 3310 si repose-jambe <b>Rea</b>
SJC3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○		
SJC3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆		
SJC3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○		
SJC3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆		 3230
SJC3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○		
* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €							
<b>ACCODOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>							
<b>Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)</b>							
SJC3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130	○	○		 3750
SJC3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130, 8160	○	○		 3800
<b>Accoudoir droit</b>							
SJC4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆		 4010 / 4020
SJC4020	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		
SJC4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJC4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJC4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Accoudoir gauche</b>							
SJC4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆		 4050 / 4150
SJC4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		
SJC4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		 4030 / 4130
SJC4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJC4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
<b>TYPE DE COUSSIN</b>							
SJC5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 60 mm	NC : 5050, 5052, 5054	33,08	34,90	34,90	
SJC5006	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	
SJC5007	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	
SJC5008	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	
SJC5009	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	
SJC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> épaisseur 100 mm - poids max utilisateur 120 kg - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00	
SJC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Image</b>	NC : 5054	246,45	260,00		
SJC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	NC : 5054	360,19	380,00		
SJC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Libra</b> , housse <b>Mesh</b> respirante micro-aérée noire, épaisseur 70 mm		293,84	310,00		
<b>PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRX</b>							
SJC5050	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
SJC5052	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
SJC5054	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 5090	○	○		
<b>AUTRES OPTIONS D'ASSISE</b>							
SJC5090	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		
SJC5100	<input type="checkbox"/>	Clip pour maintenir le fauteuil plié		43,60	46,00		
SJC5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		14,22	15,00		
SJC5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	105,21	111,00		
SJC5650	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrx</b> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier Matrx	441,71	466,00	63,41	
<b>COULEUR</b>							
<b>Châssis</b>							
SJC6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
SJC6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○		
SJC6015	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
SJC6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		○	○		
SJC6045	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○		
SJC6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		○	○		
SJC6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
SJC6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL : .....		sur devis			
<b>Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)</b>							
SJC6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		◆	◆		
SJC6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		139,34	147,00		
SJC6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		139,34	147,00		

Invacare® Action® <sup>5</sup>				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
<b>ROUES AVANT</b>								
SJC7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		○	○			
SJC7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir		◆	◆		7000	7055
SJC7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00			
SJC7080	<input type="checkbox"/>	6" x 1" - 150 x 25 mm - Bandage noir		○	○		7070	7080
SJC7100	<input type="checkbox"/>	6" x 1.3/8" - 150 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00			
SJC7110	<input type="checkbox"/>	7" x 1.1/4" - 180 x 30 mm - Bandage noir		○	○		7100	7110
<b>ROUES ARRIERE</b>								
<b>Type de roues arrière</b>								7200 /
SJC7200	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320, 7410	○	○			7240
SJC7230	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320	○	○			
SJC7240	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - <b>Actives</b> (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 7410, 8000, 8160	◆	◆			
<b>Revêtement de roues arrière</b>								7315
SJC7302	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○			7304
SJC7304	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○			7302
SJC7315	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		◆	◆			
SJC7320	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir <b>Maxxis Alpha Protect</b> 1" - 25 - 540		83,41	88,00			7320
<b>Type de mains courantes</b>								
SJC7400	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆			
SJC7410	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		119,43	126,00			
SJC7420	<input type="checkbox"/>	Noires - Plastique antidérapant		127,01	134,00			
<b>Axes de roues arrière</b>								
SJC7500	<input type="checkbox"/>	Axe à démontage rapide		◆	◆			
<b>Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)</b>								
SJC7620	<input type="checkbox"/>	50 mm		○	○			
SJC7630	<input type="checkbox"/>	25 mm		◆	◆			
<b>Angle de carrossage</b>								
SJC7700	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆			
SJC7710	<input type="checkbox"/>	1°		○	○			
SJC7720	<input type="checkbox"/>	2°		○	○			
SJC7730	<input type="checkbox"/>	3°		○	○			
SJC7740	<input type="checkbox"/>	4°		○	○			
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>								
SJC8000	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		165,88	175,00			8000
SJC8030	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		134,60	142,00			
<b>TYPE DE FREINS</b>								
SJC8100	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆			8100
SJC8110	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○			8110
SJC8120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extention		10,43	11,00			8120
SJC8130	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer avec extention		10,43	11,00			8130
SJC8160	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		178,20	188,00			8160
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>								
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>								
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>								
SJC8200	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxis)		24,64	26,00			8300
SJC8300	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, boucle plastique		31,28	33,00			
SJC8500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	134,60	142,00			8500
SJC8550	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	134,60	142,00			8550
SJC8600	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs pour roues		38,86	41,00			

Invacare® Action® <sup>5</sup>	Euros		
	Prix Public	LPPR	
	HT	TTC	

**AUTRES OPTIONS**

SJC9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00		 9100 9200
SJC9100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		42,65	45,00		
SJC9200	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		42,65	45,00		
SJC9300	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		8,53	9,00		




**Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise**

	(mm)	Largeur d'assise en mm						
		380	405	430	455	480	505	530
Largeur du dossier Matrx en mm	360	○						
	380	○	○					
	410	○	○	○				
	430		○	○	○			
	460			○	○	○		
	480				○	○	○	
	510					○	○	○

**Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière**

		Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant					Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière							
		(mm)	410	435	460	485	510	(mm)	385	410	435	460	485	
Taille roue avant	4"		x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x	
	5"		x	x	x	x	x		24"	x	x	x	x	x
	6"			x	x	x	x							
	7"				x	x	x							

**Rampes en accessoire**

1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130