



## UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :  
**4 554,00 € TTC**

Codes LPPR :

- 9124749 - VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, INVACARE : 558,99 €

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.

**VICAIR**

### Informations client

Date :  
Référence d'achat :  
Code client :  
Cachet du distributeur :



### Caractéristiques produit

Type de châssis	Cadre rigide, pour personne à forte corpulence
Matière	Aluminium
Potences	Escamotables et amovibles
Dossier	Rabattable sur l'assise avec fonction de verrouillage
Poignées de transfert	réglables en hauteur de série
<b>Inédit !</b>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale
Poids total	A partir de 27 kg
Poids max utilisateur	300 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

### Commandes










Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Option sans supplément de prix

Invacare® Action® Ampla™				Euros		
				Prix Public	LPPR	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SMB0001	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® Ampla™ - code LPPR 9124749		4316,59	4554,00	558,99	
SMBSPEC	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale, obligatoire pour coloris spécial		Sur devis			
<b>TYPE DE PROPULSION</b>						
SMB0500	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆		
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
SMB1020	<input type="checkbox"/> 605 mm	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte RECOMMANDÉ - option 9060	○	○		
SMB1030	<input type="checkbox"/> 655 mm		○	○		
SMB1040	<input type="checkbox"/> 705 mm		○	○		
SMB1050	<input type="checkbox"/> 755 mm		○	○		
<b>Profondeur d'assise - voir dessin à droite</b>						
Profondeur utile (A) = distance entre bord de toile d'assise et bord avant du coussin de dossier						
Profondeur totale (B) = distance entre bord de toile d'assise et devant cannes de dossier						
SMB1100	<input type="checkbox"/> 460 mm utile (mesure A) et 495 mm totale (mesure B)		○	○		
SMB1110	<input type="checkbox"/> 510 mm utile (mesure A) et 545 mm totale (mesure B)		○	○		
<b>Hauteur sol/siège - livré en standard avec une pente d'assise de 1° (cf tableau N°1)</b>						
SMB1220	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 430 mm		○	○		
SMB1230	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 455 mm		◆	◆		
<b>Toile d'assise</b>						
SMB1300	<input type="checkbox"/> Toile d'assise standard		◆	◆		
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b>						
SMB2000	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 450 mm		◆	◆		
SMB2010	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur - 450 mm à 525 mm, livré en 500 mm		○	○		
<b>Coussin de dossier</b>						
SMB2100	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier réglable en hauteur		◆	◆		
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Potence droite</b>						
SMB3110	<input type="checkbox"/> Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆		
<b>Potence gauche</b>						
SMB3210	<input type="checkbox"/> Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆		
<b>Palette droite (cf tableau N°2)</b>						
SMB3400	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	○	○		
SMB3420	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	◆	◆		
SMB3450	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○		
SMB3470	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○		
<b>Palette gauche (cf tableau N°2)</b>						
SMB3500	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		○	○		
SMB3520	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		◆	◆		
SMB3550	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○		
SMB3570	<input type="checkbox"/> Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○		



Invacare® Action® Ampla™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>POIGNÉES DE TRANSFERT (INCLUS GARDE-BOUE)</b>						
<b>Poignée de transfert droite</b>						
SMB4110	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert droite réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm	◆	◆		 4110 / 4210
<b>Poignée de transfert gauche</b>						
SMB4210	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert gauche réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm	◆	◆		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
SMB5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard - épaisseur 60 mm	138,31	139,00	34,90	
<b>COLORIS DE CHASSIS ET DECALS</b>						
<b>Coloris de chassis</b>						
SMB6010	<input type="checkbox"/>	Gris Tech	○	○		
SMB6099	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial	sur devis			
<b>Colours Accents (autocollants sur potences et étiquette à l'arrière du dossier)</b>						
SMB6500	<input type="checkbox"/>	Bleu Pulsé	◆	◆		
<b>ROUES AVANT</b>						
SMB7010	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 35 mm	◆	◆		
<b>ROUES ARRIERE</b>						
SMB7100	<input type="checkbox"/>	24" x 1" composite, bandage noir et mains courantes en alu. anodisé noir - 610 x 25 mm	◆	◆		 7100
<b>Axes de roues arrière</b>						
SMB7200	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide	◆	◆		
<b>FREINS</b>						
SMB8000	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser	NC : 8010	◆	◆	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>						
SMB8500	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxis)	NC : 9020, 9030, 9040	198,10	209,00	 8520
SMB8510	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		73,93	78,00	
SMB8520	<input type="checkbox"/>	Tubes anti-basculé, la paire	NC : 9060	306,16	323,00	
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
SMB9050	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en hauteur		304,27	321,00	 9050  9060
SMB9060	<input type="checkbox"/>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte - (avec fonction anti-basculé)	<b>RECOMMANDÉ pour les largeurs d'assise de 605 mm à 755 mm</b>	532,70	562,00	

**Tableau 1 : hauteur d'assise avant et arrière**

		Hauteur d'assise avant (FSTF)				
		(mm)	380	405	430	455
Hauteur d'assise arrière (RSTF)	370	○				
	395		○			
	420			○		
	445				○	

**Tableau 2 :**

Réglage de la hauteur des repose-pieds avec tubes longs					
UL					
Hauteur d'assise avant	445	465	485	505	525
380					
405					
430					
455					