



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action® Ampla™

Fauteuil manuel, cadre rigide pour personnes obsèses



Descriptif :

- Fauteuil en aluminium, cadre rigide
- Dossier rabattable sur l'assise avec fonction verrouillable
- Poignées de transfert réglables en hauteur de série
- Option Inédite : système de déplacement du fauteuil à la verticale
- Poids : à partir de 27 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 300 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SMB0001	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® Ampla™ - code LPPR 9124749		4316,59	4554,00	558,99	
SMBSPEC	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale, obligatoire pour coloris spécial		Sur devis			
TYPE DE PROPULSION						
SMB0500	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆		
ASSISE						
Largeur d'assise						
SMB1020	<input type="checkbox"/> 605 mm	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte RECOMMANDÉ - option 9060	○	○		
SMB1030	<input type="checkbox"/> 655 mm		○	○		
SMB1040	<input type="checkbox"/> 705 mm		○	○		
SMB1050	<input type="checkbox"/> 755 mm		○	○		
Profondeur d'assise - voir dessin à droite						
Profondeur utile (A) = distance entre bord de toile d'assise et bord avant du coussin de dossier						
Profondeur totale (B) = distance entre bord de toile d'assise et devant cannes de dossier						
SMB1100	<input type="checkbox"/> 460 mm utile (mesure A) et 495 mm totale (mesure B)		○	○		
SMB1110	<input type="checkbox"/> 510 mm utile (mesure A) et 545 mm totale (mesure B)		○	○		
Hauteur sol/siège - livré en standard avec une pente d'assise de 1° (cf tableau N°1)						
SMB1220	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 430 mm		○	○		
SMB1230	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 455 mm		◆	◆		
Toile d'assise						
SMB1300	<input type="checkbox"/> Toile d'assise standard		◆	◆		
DOSSIER						
Type de dossier						
SMB2000	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 450 mm		◆	◆		
SMB2010	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur - 450 mm à 525 mm, livré en 500 mm		○	○		
Coussin de dossier						
SMB2100	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier réglable en hauteur		◆	◆		
POTENCES ET PALETTES						
Potence droite						
SMB3110	<input type="checkbox"/> Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆		



2000 / 2010



2100

Invacare® Action® Ampla™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence gauche							
SMB3210	<input type="checkbox"/>	Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆		3110 / 3210
Palette droite (cf tableau N°2)							
SMB3400	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	○	○		
SMB3420	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	◆	◆		
SMB3450	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○		
SMB3470	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○		
Palette gauche (cf tableau N°2)							
SMB3500	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		○	○		
SMB3520	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		◆	◆		
SMB3550	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○		
SMB3570	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○		
POIGNÉES DE TRANSFERT (INCLUS GARDE-BOUE)							
Poignée de transfert droite							
SMB4110	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert droite réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm		◆	◆		 4110 / 4210
Poignée de transfert gauche							
SMB4210	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert gauche réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm		◆	◆		
OPTIONS D'ASSISE							
SMB5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard - épaisseur 60 mm		138,31	139,00	34,90	
COLORIS DE CHASSIS ET DECALS							
Coloris de chassis							
SMB6010	<input type="checkbox"/>	Gris Tech		○	○		
SMB6099	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		sur devis			
Colour Accents (autocollants sur potences et étiquette à l'arrière du dossier)							
SMB6500	<input type="checkbox"/>	Bleu Pulsé		◆	◆		
ROUES AVANT							
SMB7010	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 35 mm		◆	◆		
ROUES ARRIERE							
SMB7100	<input type="checkbox"/>	24" x 1" composite, bandage noir et mains courantes en alu. anodisé noir - 610 x 25 mm		◆	◆		 7100
Axes de roues arrière							
SMB7200	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
FREINS							
SMB8000	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser	NC : 8010	◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE							
SMB8500	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxis)	NC : 9020, 9030, 9040	198,10	209,00		 8520
SMB8510	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		73,93	78,00		
SMB8520	<input type="checkbox"/>	Tubes anti-basculé, la paire	NC : 9060	306,16	323,00		

Euros	
Prix Public	LPPR
HT	TTC

AUTRES OPTIONS

SMB9050	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en hauteur		304,27	321,00		 9050  9060
SMB9060	<input type="checkbox"/>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte - (avec fonction anti-bascule)	RECOMMANDÉ pour les largeurs d'assise de 605 mm à 755 mm	532,70	562,00		

Tableau 1 : hauteur d'assise avant et arrière

		Hauteur d'assise avant (FSTF)				
		(mm)	380	405	430	455
Hauteur d'assise arrière (RSTF)	370	○				
	395		○			
	420			○		
	445				○	

Tableau 2 :

Réglage de la hauteur des repose-pieds avec tubes longs					
	UL				
Hauteur d'assise avant	445	465	485	505	525
380					
405					
430					
455					