



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair !

VICAIR

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique !**

À partir de :
1 214,39 € TTC

Codes LPPK :

- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €
- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
- 9325904 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES & ORIENTABLES, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
- 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €
- 9325844 - VHP, POU, < 16 ANS, SUPPORT D'INCLINAISON/ECARTEMENT DES JAMBES, INVACARE : 105,53 €





Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à +50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Roues arrière	16"
Freins	Freins tambour
Poids total	A partir de 34 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace **Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNB0012	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 151,08	1 214,39	1 214,39 ⁽¹⁾
BNB0012	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 151,08	1 214,39	403,50 ⁽²⁾
ASSISE						
Largeur d'assise						
BNB0040	<input type="checkbox"/>	390 mm - réglable de 390 à 490 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○	
BNB0050	<input type="checkbox"/>	440 mm - réglable de 440 à 540 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	○	○	
BNB0060	<input type="checkbox"/>	490 mm - réglable de 490 à 590 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○	
Pré-réglable en largeur de l'assise						
BNB0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		○	○	
BNB0075	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm (à 490, 540 ou 590 mm)		○	○	
Profondeur d'assise						
BNB0100	<input type="checkbox"/>	Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège						
BNB0110	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1266, 1268	○	○	
BNB0120	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	
Inclinaison d'assise						
BNB0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
Type d'assise						
BNB0130	<input type="checkbox"/>	Plane, réglable en profondeur		◆	◆	
BNB0140	<input type="checkbox"/>	Sur rail, réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	337,44	356,00	
Coussin d'assise						
BNB0164	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Contour Visco NG épaisseur 100 mm	NC : 0191, 0201, 0202	67,50	81,00	81,00
BNB0165	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		◆	◆	
BNB0167	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Adjuster O2 épaisseur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	574,84	606,46	34,90
BNB0175	<input type="checkbox"/>	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	○	○	
BNB0179	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Vector O2 épaisseur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	718,85	758,39	34,90
Coloris de garniture de coussin						
BNB0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNB0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNB0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNB0205	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNB0206	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNB0207	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Type de dossier						
BNB0210	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	○	○	
BNB0215	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆	
BNB0220	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex 3 - réglable en tension et en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0341, 0343	○	○	
BNB0221	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0223	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0225	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Posture Back	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*



0140



0165



0210




0215



0220

* 838,47 € - 81,00€ (Matrx Contour Visco NG) = 757,57 €


Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Hauteur de dossier pour dossiers Matrix						
BNB0233	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrix 410 mm - fixations Mini		○	○	
BNB0235	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrix 460 mm - fixations Standard		○	○	
BNB0234	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrix 510 mm - fixations Standard		○	○	
Largeur du dossier Matrix						
BNB0241	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNB0242	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNB0243	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNB0244	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNB0245	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNB0246	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNB0247	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNB0240	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNB0250	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNB0260	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNB0270	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
BNB0276	<input type="checkbox"/>	Vicair Multifonction	NC : 0305, 0311, 0321, 0322, 1225	640,48	675,71	NOUVEAU
BNB0277	<input type="checkbox"/>	Vicair Flex	NC : 0305, 0311, 0321, 0322, 1225	776,36	819,06	NOUVEAU
Garniture de dossier						
BNB0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNB0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNB0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNB0335 BNB0341 BNB0343	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNB0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle	NC : 1266, 1268	145,97	154,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNB0350	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNB1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNB0370	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNB0375	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BNB0376	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00	
BNB0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460, 0510	52,13	55,00	
Potence gauche						
BNB0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNB0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆	
BNB0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	
Potence droite						
BNB0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNB0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆	
BNB0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	





















NOUVEAU


VICAIR


NOUVEAU






Rea® Azalea® Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
PALETTES							
Palette monobloc							
BNB0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC: 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00		 0475 / 0476
BNB0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC: 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							
BNB0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0510 / 0570
BNB0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○		
BNB0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		 0520 / 0580 si potence 80°
Palette droite							
BNB0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNB0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○		
BNB0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		0520 / 0580 si repose-jambe
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNB0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNB0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNB0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆	-57,42 ⁽¹⁾	0600 / 0630
BNB0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNB0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	0606 / 0636
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNB0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNB0635	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNB0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆		0610 / 0640
BNB0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNB0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNB0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	0615 / 0645
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BNB0680	<input type="checkbox"/>	Housses de protège-vêtements, la paire		69,19	73,00		
BNB0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire	Uniquement avec 0680	15,17	16,00		0720
Options d'assise							
BNB0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BNB0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	69,84 ⁽¹⁾	

Rea® Azalea® Assist			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Options de dossier						
Appuis-tête						
BNB0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○	 0730 0750
BNB0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0742, 0744, 0746, 0740, 0742, 0770	225,59	238,00	
BNB0731	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,01	230,00	 0736
BNB0736	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00	0731/ 0742
Fixation appuis-tête Matrix						
BNB0742	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
Autres options appuis-tête						
BNB0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		59,72	63,00	
BNB0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BNB0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		67,30	71,00	
BNB0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		28,44	30,00	 0770  0782
Cale-tronc gauche						
BNB0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BNB0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾
Cale-tronc droit						
BNB0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BNB0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾
Autres options de dossier						
BNB0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2
BNB0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00	
BNB0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires		16,11	17,00	
Options de potences/palettes						
BNB0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00	
BNB0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00	
BNB0952	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNB0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNB0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	 0952 / 0954 / 0956
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNB0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	 0944 0946
BNB0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
BNB0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	
BNB0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	
BNB0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	 0947 0948
Extension de châssis						
BNB0950	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm		87,20	92,00	 0949
Fixation des fourches						
BNB0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	

Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Roues avant						
BNB0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00	
BNB0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		58,77	62,00	
BNB1015	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BNB1022	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BNB1025	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		126,07	133,00	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNB1047	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆	
Type de roues arrière						
BNB1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)		◆	◆	
Type de revêtement roues arrière						
BNB1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆	
SECURITE						
BNB1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00	
Ceintures						
BNB1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆	
BNB1201	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BNB1202	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BNB1203	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BNB1204	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
Harnais						
BNB1206	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête (ouque)	220,85	233,00	
BNB1207	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête (ouque)	227,49	240,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BNB1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)
BNB1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 (1)
BNB1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)
BNB1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)
BNB1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants	NC : 1235, 1237, 1250	300,47	317,00	76,82 (1)
BNB1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1237, 1250	348,82	368,00	76,82 (1)
Coussins de tablette						
BNB1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00	
BNB1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
Autres options						
BNB1250	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BNB1266	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	313,74	331,00	
BNB1268	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03	
BNB1290	<input type="checkbox"/>	Kit Clinique		56,87	60,00	
BNB1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BNB1305	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00	
BNB1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00	
BNB1320	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	



Rea[®] Azalea[®] Assist			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00		 1654130