

Rea® Azalea® Assist



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Azalea® Assist

Fauteuil manuel en acier pliant



Descriptif :

- Freins tambour.
- Inclinaison assise (+1°/24°) et dossier (0°/30°) par vérins pneumatiques.
- Inclinaison assise avec translation.
- Potences réglables en largeur.
- Sangles talonnières.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 34 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure



* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

COMPATIBLE



Désignations et codes LPPR (1) :

- * Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 9225663 = 962,20 €
 - * Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 9325850 = 28,71 €
 - * Accoudoirs réglables et orientables, la paire : 9325904 = 114,84 €
 - * Appui-tête: 9325732 = 108,64 €
 - * Support d'inclinaison/écartement des jambes : 9325844 = 105,53 €
- Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 6226337 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.
- * Codes LPPR (2) Fauteuil > 16 ans 9225657 = 403,50 €

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
BNB0012	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 151,08	1 214,39	1 214,39 ⁽¹⁾
BNB0012	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 151,08	1 214,39	403,50 ⁽²⁾
ASSISE						
Largeur d'assise						
BNB0040	<input type="checkbox"/>	390 mm - réglable de 390 à 490 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0050	<input type="checkbox"/>	440 mm - réglable de 440 à 540 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0060	<input type="checkbox"/>	490 mm - réglable de 490 à 590 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pré-réglable en largeur de l'assise						
BNB0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0075	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm (à 490, 540 ou 590 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Profondeur d'assise						
BNB0100	<input type="checkbox"/>	Réglable de 430 à 500 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hauteur sol/siège						
BNB0110	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1266, 1268	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0120	<input type="checkbox"/>	450 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inclinaison d'assise						
BNB0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Type d'assise						
BNB0130	<input type="checkbox"/>	Plane, réglable en profondeur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BNB0140	<input type="checkbox"/>	Sur rail, réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	337,44	356,00	
Coussin d'assise						
BNB0164	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Matrx Contour Visco</i> NG épaisseur 100 mm	NC : 0191, 0201, 0202	67,50	81,00	81,00
BNB0165	<input type="checkbox"/>	<i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BNB0175	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral</i> - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



0140



0164



0165

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2024 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
1/6


Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Coloris de garniture de coussin						
BNB0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNB0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNB0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNB0205	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNB0206	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNB0207	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Type de dossier						
BNB0210	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	○	○	
BNB0215	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆	
BNB0220	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex 3 - réglable en tension et en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0341, 0343	○	○	
BNB0221	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0223	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0225	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Posture Back	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
* 838,47 € - 81,00€ (Matrx Contour Visco NG) = 757,57 €						
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx						
BNB0233	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations Mini		○	○	
BNB0235	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations Standard		○	○	
BNB0234	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations Standard		○	○	
Largeur du dossier Matrx						
BNB0241	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNB0242	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNB0243	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNB0244	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNB0245	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNB0246	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNB0247	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNB0240	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNB0250	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNB0260	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNB0270	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
Garniture de dossier						
BNB0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNB0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNB0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNB0335	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNB0341						
BNB0343						
BNB0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle	NC : 1266, 1268	145,97	154,00	




0210 0215



0220



0240 0250



0260 0270



0335 / 0341




0345

Rea [®] Azalea [®] Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNB0350	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNB1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNB0370	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNB0375	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BNB0376	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00	
BNB0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460, 0510	52,13	55,00	
Potence gauche						
BNB0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNB0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆	
BNB0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	
Potence droite						
BNB0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNB0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆	
BNB0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	
PALETTES						
Palette monobloc						
BNB0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC: 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00	
BNB0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC: 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00	
Palette gauche						
BNB0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNB0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	
BNB0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	
Palette droite						
BNB0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNB0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	
BNB0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	




0370



0380 / 0430



0390 / 0440



0410 / 0460



0475 / 0476







0510 / 0570





0520 / 0580 si potence 80°



0520 / 0580 si repose-jambe

Rea® Azalea® Assist				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
ACCOUDOIRS								
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)								
BNB0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	 0600 / 0630	
BNB0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾		
BNB0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆	-57,42 ⁽¹⁾		
BNB0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾		
BNB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○			 0606 / 0636
BNB0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)								
BNB0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	 0610 / 0640	
BNB0635	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾		
BNB0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆			
BNB0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾		
BNB0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○			 0615 / 0645
BNB0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾		
OPTIONS D'ASSISE								
Options d'accoudoir								
BNB0680	<input type="checkbox"/>	Housses de protège-vêtements, la paire		69,19	73,00		 0720	
BNB0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire	Uniquement avec 0680	15,17	16,00			
Options d'assise								
BNB0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		 0730 0750	
BNB0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	69,84 ⁽¹⁾		
Options de dossier								
Appuis-tête								
BNB0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○		 0731/0742	
BNB0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0742, 0744, 0746, 0740, 0742, 0770	218,96	231,00			
BNB0731	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,96	231,00			
BNB0736	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00			
Fixation appuis-tête Matrix								
BNB0742	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00		 0770 0782	
Autres options appuis-tête								
BNB0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		59,72	63,00			
BNB0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆			
BNB0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		67,30	71,00			
BNB0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		28,44	30,00			
Cale-tronc gauche								
BNB0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾	 0800 / 0810	
BNB0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾		

Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Cale-tronc droit						
BNB0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir	174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾	 0880 / 0890
BNB0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir	156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾	
Autres options de dossier						
BNB0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)	237,91	251,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2	 0905
BNB0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier	67,30	71,00		 0915
BNB0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires	16,11	17,00		
Options de potences/palettes						
BNB0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	101,42	107,00		 0941
BNB0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir	119,43	126,00		
BNB0952	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations	170,62	180,00		 0952 / 0954 / 0956
BNB0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations	170,62	180,00		
BNB0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations	161,14	170,00		
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNB0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle	◆	◆		 0944
BNB0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit	○	○		 0946
BNB0947	<input type="checkbox"/>	Sable	○	○		 0947
BNB0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique	○	○		 0948
BNB0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif	○	○		 0949
Extension de châssis						
BNB0950	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm	87,20	92,00		
Fixation des fourches						
BNB0960	<input type="checkbox"/>	Fixes	◆	◆		
Roues avant						
BNB0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple	36,02	38,00		
BNB0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	58,77	62,00		
BNB1015	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	◆	◆		
BNB1022	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	○	○		
BNB1025	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	126,07	133,00		
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNB1047	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes	◆	◆		
Type de roues arrière						
BNB1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)	◆	◆		
Type de revêtement roues arrière						
BNB1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	◆	◆		

Rea® Azalea® Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SECURITE							
BNB1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00		 1200
Ceintures							
BNB1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆		 1201 / 1202
BNB1201	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		 1203 / 1204
BNB1202	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		 1206 / 1207
BNB1203	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		
BNB1204	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
Harnais							
BNB1206	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BNB1207	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							
BNB1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)	 1230 1231
BNB1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 (1)	
BNB1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNB1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNB1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants	NC : 1235, 1237, 1250	300,47	317,00	76,82 (1)	 1232 / 1233
BNB1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1237, 1250	348,82	368,00	76,82 (1)	
Coussins de tablette							
BNB1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00		 1237
BNB1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							
BNB1250	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		 1240
BNB1266	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	313,74	331,00		 1245
BNB1268	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03		 1300
BNB1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00		
BNB1305	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00		
BNB1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00		
BNB1320	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00		
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654129
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654130
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		