



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
5 836,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 2 x 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 € x 2

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2



UNIQUE
 Designed by you. Built by us.



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant, pour personne à forte corpulence
Matière	Acier
Largeur d'assise	550 mm et 610 mm
Inclinaison d'assise	0° à -20° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Accoudoirs	Réglables en largeur
Poids total	A partir de 54 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Poids max utilisateur	180 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace **Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**®.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®] Max				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BSA0010	<input type="checkbox"/> Rea [®] Azalea [®] Max		5 531,75	5 836,00	948,38	
TYPES DE PROPULSION						
BSA0030	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0524, 0545	◆	◆		
BSA0040	<input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 0522	213,27	225,00		
ASSISE						
Largeur d'assise						
BSA0050	<input type="checkbox"/> 550 mm - Réglable jusqu'à 600 mm		○	○		
BSA0060	<input type="checkbox"/> 610 mm - Réglable jusqu'à 660 mm		○	○		
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BSA0070	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 600 ou 660 mm)		○	○		
Profondeur d'assise						
BSA0090	<input type="checkbox"/> Réglable de 530 à 600 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BSA0100	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0290, 0495, 0516	○	○		
BSA0110	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0480, 0514	◆	◆		
Type d'assise						
BSA0120	<input type="checkbox"/> Rigide réglable en profondeur		◆	◆		
Coussin d'assise						
BSA0130	<input type="checkbox"/> Coussin mousse HR, hauteur 100 mm		◆	◆		
Coloris des garnitures de coussin						
BSA0155	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
DOSSIER						
Type de dossier						
BSA0160	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse)		◆	◆		
Coussin de dossier						
BSA0170	<input type="checkbox"/> Latéral, plat et large		◆	◆		
BSA0180	<input type="checkbox"/> Laguna, plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0415	○	○		
Garniture de dossier						
BSA0215	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
Poignées à pousser						
BSA0220	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser droites réglables en hauteur		◆	◆		
BSA0230	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser courbées		50,24	53,00		
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BSA0240	<input type="checkbox"/> MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BSA0250	<input type="checkbox"/> ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0450, 0605	1 518,48	1 602,00		
BSA0605	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆		
POTENCES						
Potences						
BSA0260	<input type="checkbox"/> Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm		◆	◆		
PALETTES						
Palettes						
BSA0280	<input type="checkbox"/> Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts		○	○		
BSA0290	<input type="checkbox"/> Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs		◆	◆		




0130



0160









0220



0180

0170



Rea [®] Azalea [®] Max				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							
BSA0300	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆		
Accoudoir droit							
BSA0320	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆		
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BSA0340	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00		
BSA0350	<input type="checkbox"/>	Coussin pour housse de protège-vêtements		15,17	16,00		
Options d'assise							
BSA0360	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BSA0365	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison d'assise		67,30	71,00		
Options de dossier							
BSA0370	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable	NC : 0400	○	○		
BSA0390	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0380, 0400	225,59	238,00		
BSA0380	<input type="checkbox"/>	Housse d'appui-tête		54,03	57,00		
BSA0400	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
Autres options de dossier							
BSA0415	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	 0415	
BSA0420	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		
BSA0430	<input type="checkbox"/>	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		35,07	37,00	 0430	
BSA0440	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
BSA0441	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	 0441	
BSA0442	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	 0442	
BSA0443	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	 0443	
BSA0444	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	 0444	
BSA0445	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	 0445	
Options châssis							
BSA0450	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		87,20	92,00		
Fixation des fourches							
BSA0460	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BSA0480	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00		
BSA0495	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		◆	◆		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
BSA0514	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BSA0516	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BSA0522	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		◆	◆		
BSA0524	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
Type de revêtement roues arrière							
BSA0535	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
Mains-courantes							
BSA0540	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
BSA0545	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		196,21	207,00		
Option de roues							
BSA0550	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		

Rea [®] Azalea [®] Max				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
SECURITE						
Freins						
BSA0560	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	
BSA0561	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extension de frein		58,77	62,00	
Options de sécurité						
BSA0570	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	
BSA0590	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		41,71	44,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles .</i>						
AUTRES OPTIONS						
BSA0600	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appuie-coudes		453,08	478,00	76,84
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	

