

Rea® Azalea® Max



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous
3 à 5 jours



Rea® Azalea® Max

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant - pour personnes obèses



CE

Date :



KIT DE TRANSPORT DE SERIE

Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes : 0°/20° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables de 0° à 80° et accoudoirs réglables en largeur.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 54 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de siège et de dossier : 9325590 = 34,90 € x 2
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € x 2

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

| | | | Euros | | |
|---|--|--|-------------|----------|--------|
| | | | Prix Public | LPPR* | |
| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT | TTC | |
| BSA0010 | <input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Max | | 5 531,75 | 5 836,00 | 948,38 |
| TYPES DE PROPULSION | | | | | |
| BSA0030 | <input type="checkbox"/> Standard | NC : 0524, 0545 | ◆ | ◆ | |
| BSA0040 | <input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne | NC : 0522 | 213,27 | 225,00 | |
| ASSISE | | | | | |
| Largeur d'assise | | | | | |
| BSA0050 | <input type="checkbox"/> 550 mm - Réglable jusqu'à 600 mm | | ○ | ○ | |
| BSA0060 | <input type="checkbox"/> 610 mm - Réglable jusqu'à 660 mm | | ○ | ○ | |
| Pré-réglage en largeur de l'assise | | | | | |
| BSA0070 | <input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 600 ou 660 mm) | | ○ | ○ | |
| Profondeur d'assise | | | | | |
| BSA0090 | <input type="checkbox"/> Réglable de 530 à 600 mm | | ◆ | ◆ | |
| Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin) | | | | | |
| BSA0100 | <input type="checkbox"/> 400 mm | NC : 0290, 0495, 0516 | ○ | ○ | |
| BSA0110 | <input type="checkbox"/> 450 mm | NC : 0480, 0514 | ◆ | ◆ | |
| Type d'assise | | | | | |
| BSA0120 | <input type="checkbox"/> Rigide réglable en profondeur | | ◆ | ◆ | |
| Coussin d'assise | | | | | |
| BSA0130 | <input type="checkbox"/> Coussin mousse HR, hauteur 100 mm | | ◆ | ◆ | |
| Coloris des garnitures de coussin | | | | | |
| BSA0155 | <input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26) | | ◆ | ◆ | |
| DOSSIER | | | | | |
| Type de dossier | | | | | |
| BSA0160 | <input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse) | | ◆ | ◆ | |
| Coussin de dossier | | | | | |
| BSA0170 | <input type="checkbox"/> Latéral, plat et large | | ◆ | ◆ | |
| BSA0180 | <input type="checkbox"/> Laguna, plat avec légers maintiens latéraux | NC : 0415 | ○ | ○ | |



0130




0160












0220



0180



0170

| Rea [®] Azalea [®] Max | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|-------------|----------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Garniture de dossier | | | | | | |
| BSA0215 | <input type="checkbox"/> | Revêtement PU bi-extensible noir (TR26) | | ◆ | ◆ | |
| Poignées à pousser | | | | | | |
| BSA0220 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser droites réglables en hauteur | | ◆ | ◆ | |
| BSA0230 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser courbées | | 50,24 | 53,00 | |
| Inclinaison de l'assise et du dossier | | | | | | |
| BSA0240 | <input type="checkbox"/> | MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne | | ◆ | ◆ | |
| BSA0250 | <input type="checkbox"/> | ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014 | NC : 0450, 0605 | 1 518,48 | 1 602,00 | |
| BSA0605 | <input type="checkbox"/> | Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise) | | ◆ | ◆ | |
| POTENCES | | | | | | |
| Potences | | | | | | |
| BSA0260 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm | | ◆ | ◆ | |
| PALETTES | | | | | | |
| Palettes | | | | | | |
| BSA0280 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts | | ○ | ○ |  |
| BSA0290 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs | | ◆ | ◆ | |
| ACCOUDOIRS | | | | | | |
| Accoudoir gauche | | | | | | |
| BSA0300 | <input type="checkbox"/> | Large, réglable en hauteur | | ◆ | ◆ |  |
| Accoudoir droit | | | | | | |
| BSA0320 | <input type="checkbox"/> | Large, réglable en hauteur | | ◆ | ◆ | |
| OPTIONS D'ASSISE | | | | | | |
| Options d'accoudoir | | | | | | |
| BSA0340 | <input type="checkbox"/> | Housse de protège-vêtements | | 69,19 | 73,00 | |
| BSA0350 | <input type="checkbox"/> | Coussin pour housse de protège-vêtements | | 15,17 | 16,00 | |
| Options d'assise | | | | | | |
| BSA0360 | <input type="checkbox"/> | Housse de coussin d'assise imperméable | | 41,71 | 44,00 | 0390  |
| BSA0365 | <input type="checkbox"/> | Indicateur d'inclinaison d'assise | | 67,30 | 71,00 | |
| Options de dossier | | | | | | |
| BSA0370 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête multi-réglable | NC : 0400 | ○ | ○ | 0370  |
| BSA0390 | <input type="checkbox"/> | Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables | NC : 0380, 0400 | 225,59 | 238,00 | |
| BSA0380 | <input type="checkbox"/> | Housse d'appui-tête | | 54,03 | 57,00 | |
| BSA0400 | <input type="checkbox"/> | Appui-nuque | | ◆ | ◆ | |
| Autres options de dossier | | | | | | |
| BSA0415 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm) | | 237,91 | 251,00 | 0415  |
| BSA0420 | <input type="checkbox"/> | Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête | | 29,38 | 31,00 | 0430  |
| BSA0430 | <input type="checkbox"/> | Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier) | | 35,07 | 37,00 | |
| BSA0440 | <input type="checkbox"/> | Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier) | | 16,11 | 17,00 | |
| CHASSIS | | | | | | |
| Coloris de châssis | | | | | | |
| BSA0441 | <input type="checkbox"/> | Gris perle | | ◆ | ◆ |  0441 |
| BSA0442 | <input type="checkbox"/> | Bleu nuit | | ○ | ○ |  0442 |
| BSA0443 | <input type="checkbox"/> | Sable | | ○ | ○ |  0443 |
| BSA0444 | <input type="checkbox"/> | Vert électrique | | ○ | ○ |  0444 |
| BSA0445 | <input type="checkbox"/> | Rouge vif | | ○ | ○ |  0445 |
| Options châssis | | | | | | |
| BSA0450 | <input type="checkbox"/> | Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant) | | 87,20 | 92,00 | |

| Rea [®] Azalea [®] Max | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|--|--|-------------|----------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Fixation des fourches | | | | | | |
| BSA0460 | <input type="checkbox"/> | Fixes | | ◆ | ◆ | |
| Roues avant | | | | | | |
| BSA0480 | <input type="checkbox"/> | 5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple | | 36,02 | 38,00 | |
| BSA0495 | <input type="checkbox"/> | 8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir | | ◆ | ◆ | |
| ROUES ARRIERE | | | | | | |
| Diamètre des roues arrière | | | | | | |
| BSA0514 | <input type="checkbox"/> | 22" - 560 mm avec axes à démontage rapide | | ○ | ○ | |
| BSA0516 | <input type="checkbox"/> | 24" - 600 mm avec axes à démontage rapide | | ◆ | ◆ | |
| Type de roues arrière | | | | | | |
| BSA0522 | <input type="checkbox"/> | Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) | | ◆ | ◆ | |
| BSA0524 | <input type="checkbox"/> | Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) | | ○ | ○ | |
| Type de revêtement roues arrière | | | | | | |
| BSA0535 | <input type="checkbox"/> | Bandage noir 1.3/8" - 35 mm | | ◆ | ◆ | |
| Mains-courantes | | | | | | |
| BSA0540 | <input type="checkbox"/> | Aluminium | | ◆ | ◆ | |
| BSA0545 | <input type="checkbox"/> | Anti-dérapantes noires | | 196,21 | 207,00 | |
| Option de roues | | | | | | |
| BSA0550 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons "Frost " | | 219,91 | 232,00 | |
| SECURITE | | | | | | |
| Freins | | | | | | |
| BSA0560 | <input type="checkbox"/> | Freins à pousser | | ◆ | ◆ | |
| BSA0561 | <input type="checkbox"/> | Freins à pousser avec extension de frein | | 58,77 | 62,00 | |
| Options de sécurité | | | | | | |
| BSA0570 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de maintien - boucle plastique | | 73,93 | 78,00 | |
| BSA0590 | <input type="checkbox"/> | Kit réflecteurs - roues et châssis | | 41,71 | 44,00 | |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | |
| <i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles .</i> | | | | | | |
| AUTRES OPTIONS | | | | | | |
| BSA0600 | <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable avec coussins appui-coudes | | 453,08 | 478,00 | 76,84 |
| Rampes en accessoire | | | | | | |
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg | | 1 787,68 | 1 886,00 | |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | | 402,84 | 425,00 | |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | | 805,69 | 850,00 | |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 | |

