

# Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S



### Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 € x 2 OU x1
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2





### Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :




### Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 à 490 mm
Assise	Réglable en largeur (+50mm) et profondeur (de 430 à 500 mm)
Hauteur sol/siège	450 mm
Inclinaison d'assise	+1° à +25° par vérins pneumatiques
Inclinaison de dossier	0° à 30°, par vérins pneumatiques
Accoudoirs	Gouttières étroites sans rotation, réglables en hauteur et en profondeur sur 70 mm
Équipement	Une roulette anti-bascule de série
Coloris	Gris Perle
Poids total	A partir de 34 kg
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

### Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC	
<b>Rea® Azalea® S Visco - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit</b>					
Coussin de dossier <b>Latéral hauteur 540 mm</b> + coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> . Hauteur sol/siège avant <b>450 mm</b> . Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .					
1572609		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572610		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572611		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
<b>Rea® Azalea® S - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit</b>					
Coussin de dossier <b>Latéral hauteur 540 mm</b> + coussin d'assise <b>Mistral</b> . Hauteur sol/siège avant <b>450 mm</b> . Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .					
1572657		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
1572658		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
1572659		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
<b>Rea® Azalea® S Visco - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris</b>					
Coussin de dossier <b>Laguna</b> + coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> . Hauteur sol/siège avant <b>450 mm</b> . Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .					
1572606		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572607		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572608		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26

Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
Rea® Azalea® S - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris						
Coussin de dossier <b>Laguna</b> + coussin d'assise <b>Mistral</b> . Hauteur sol/siège avant <b>450 mm</b> . Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .						
1572654		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572655		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572656		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC		
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>						
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>						
1631220		Invacare <b>Matrix Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 355 mm, profondeur 520 mm. Poids 6,5 kg	67,50	81,00	81,00	 Contour ViscoNG
1631221		Invacare <b>Matrix Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 405 mm, profondeur 520 mm. Poids 6,5 kg	67,50	81,00	81,00	
1631223		Invacare <b>Matrix Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 455 mm, profondeur 520 mm. Poids 6,5 kg	67,50	81,00	81,00	
1631224		Invacare <b>Matrix Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 505 mm, profondeur 520 mm. Poids 6,5 kg	67,50	81,00	81,00	
1631222		Invacare <b>Matrix Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 80 mm, largeur 555 mm, profondeur 520 mm. Poids 6,5 kg	67,50	81,00	81,00	
SP1561641		Cale-tronc gauche, amov., escam., multi-réglable, pour dossier	148,82	157,00		 Cale-tronc
SP1561642		Cale-tronc droit, amov., escam., multi-réglable, pour dossier	148,82	157,00		
AP1552651		Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide	126,07	133,00		 Plot d'abduction
AP1552652		Cale-tronc droit amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible	126,07	133,00		
1491368		Tige porte-sérum avec support	100,47	106,00		
AP1663114		Plot d'abduction, Revêtement PU bi-extensible	237,91	251,00		
<b>Rampes en accessoire</b>						
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties</b> télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm	402,84	425,00		 1654128
1654129		<b>Rampe Quickzgo Compact 3 parties</b> télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm	805,69	850,00		 1654129
1654130		<b>Mono rampe pivotante</b> en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm	426,54	450,00		 1654130