



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair !

VICAIR

UNIQUE



Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :
1 893,00 € TTC


Codes LPPR :

- 9225663 - VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €
- 9225657 - VHP, POU. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
- 9325904 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES & ORIENTABLES, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
- 9325732 - VHP, POUSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €



Informations client	Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis
Référence d'achat :		Pliant, pour personne de grande taille
Code client :		Matière
Cachet du distributeur :		Acier
		Largeur d'assise
		390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
		Inclinaison d'assise
		+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier
		0 à 30° par vérins pneumatiques
		Repose-jambes
		Réglables de 0° à 80°
		Roues arrière
		16"
		Freins
		Freins tambour
		Poids total
		A partir de 34 kg
		Crash-testé
		Oui
		Positionnement
		Compatible avec les produits Bodypoint
		Poids max utilisateur
		135 kg
		Garantie
		2 ans hors pièces d'usure

Commandes

 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*[®].

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Option sans supplément de prix

Rea® Azalea® Assist Tall				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNG9004	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist Tall (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 794,31	1 893,00	1 214,39 ⁽¹⁾
BNG9004	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist Tall (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 794,31	1 893,00	403,50 ⁽²⁾
ASSISE						
Largeur d'assise						
BNG0040	<input type="checkbox"/>	390 mm - réglable de 390 à 490 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○	
BNG0050	<input type="checkbox"/>	440 mm - réglable de 440 à 540 mm	NC 0241, 0242, 0246, 0247	○	○	
BNG0060	<input type="checkbox"/>	490 mm - réglable de 490 à 590 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BNG0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		○	○	
BNG0075	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm (à 490, 540 ou 590 mm)		○	○	
Profondeur d'assise						
BNG0105	<input type="checkbox"/>	Réglable de 480 à 550 mm - Inclut la rallonge de châssis		◆	◆	
Hauteur sol/siège						
BNG0125	<input type="checkbox"/>	500 mm		◆	◆	
Inclinaison d'assise						
BNG0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
Type d'assise						
BNG0130	<input type="checkbox"/>	Plane, réglable en profondeur		◆	◆	
Coussin d'assise						
BNG0165	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆	
BNG0167	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Ajuster O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	574,84	606,46	
BNG0175	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Mistral</i>	NC : 0191, 0201, 0202	○	○	
BNG0179	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	718,85	758,39	
Coloris de garniture de coussin						
BNG0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNG0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNG0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNG0205	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNG0206	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNG0207	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Type de dossier						
BNG0210	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier <i>Flex 3</i> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247 0341, 0343, 0905	○	○	
BNG0215	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier <i>Laguna 2</i> - réglable- en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆	
BNG0220	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Flex 3</i> - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0341, 0343	○	○	
BNG0221	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNG0223	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNG0225	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Posture Back</i>	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*






* 838,47 € - 81,00€ (*Matrx Contour Visco NG*) = 757,57 €

Rea® Azalea® Assist Tall				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx						
BNG0233	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations Mini		○	○	
BNG0235	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations Standard		○	○	
BNG0234	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations Standard		○	○	
Largeur du dossier Matrx						
BNG0241	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNG0242	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNG0243	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNG0244	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNG0245	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNG0246	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNG0247	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNG0240	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm		○	○	
BNG0250	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNG0260	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , courbure lombaire	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNG0270	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien buste et épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
BNG0276	<input type="checkbox"/>	Vicair Multifonction O2	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	640,48	675,71	
BNG0277	<input type="checkbox"/>	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	776,36	819,06	
Garniture de dossier						
BNG0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNG0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNG0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNG0335 BNG0341 BNG0343	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNG0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNG0350	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNG0360	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 1263	995,26	1 050,00	
BNG1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNG0370	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0475, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNG0375	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BNG0376	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00	
BNG0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose- jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	



0370


0345

Rea [®] Azalea [®] Assist Tall				Euros			 0380 / 0430  0390 / 0440  0410 / 0460
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence gauche							
BNG0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BNG0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BNG0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00		
Potence droite							
BNG0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BNG0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BNG0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00		
PALETTES							
Palette monobloc							
BNG0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0490, 0520, 0550, 0580, 0930, 0940, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00		
BNG0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0490, 0520, 0550, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							
BNG0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNG0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		
Palette droite							
BNG0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNG0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNG0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆		
BNG0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNG0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNG0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0635	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆		
BNG0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNG0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	

Rea® Azalea® Assist Tall				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BNG0680	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00	
BNG0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements (uniquement avec 0680)		15,17	16,00	
Options d'assise						
BNG0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BNG0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	69,84
Options de dossier						
Appuis-tête						
BNG0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0750, 0770	○	○	
BNG0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0740, 0742, 0770	225,59	238,00	
BNG0731	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,01	230,00	
BNG0736	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00	
Fixation appuis-tête Matrix						
BNG0742	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
Autres options appuis-tête						
BNG0740	<input type="checkbox"/>	Housse d'appui-tête		54,03	57,00	
BNG0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BNG0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00	
BNG0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
Cale-tronc gauche						
BNG0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BNG0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾
Cale-tronc droit						
BNG0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BNG0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾
Autres options de dossier						
BNG0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2
BNG0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00	
BNG0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00	
Options de potences/palettes						
BNG0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00	
BNG0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00	
BNG0952	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNG0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNG0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	



0720



0730




0750



0736


0731/0742



0770



0782



0800 / 0810



0880 / 0890



0905




0940








0915



0952 / 0954 / 0956

Rea [®] Azalea [®] Assist Tall				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNG0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	
BNG0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
BNG0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	
BNG0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	
BNG0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	
Fixations de roues avant						
BNG0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BNG1015	<input type="checkbox"/>	8" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BNG1025	<input type="checkbox"/>	8" - 200 x 45 mm - Bandage noir large		126,07	133,00	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNG1047	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆	
Type de roues arrière						
BNG1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu et jante en composite noir)		◆	◆	
Roues arrière						
BNG1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆	
SECURITE						
BNG1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00	
Ceintures						
BNG1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆	
BNG1201	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BNG1202	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BNG1203	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BNG1204	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
Harnais						
BNG1206	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00	
BNG1207	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BNG1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BNG1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 ⁽¹⁾
BNG1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BNG1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BNG1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants	NC : 1235, 1250	300,47	317,00	76,82 ⁽¹⁾
BNG1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1250	348,82	368,00	76,82 ⁽¹⁾
Coussins de tablettes						
BNG1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00	
BNG1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
Autres options						
BNG1250	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BNG1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BNG1305	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00	
BNG1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00	
BNG1320	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	



Rea[®] Azalea[®] Assist Tall				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130