



Yes, you can.®















# Commandes spéciales mo-Vis®



Compatibles avec les fauteuils Invacare®  
équipés des électroniques LiNX

Informations client		Information produit	
Date :	CE	Commandes vendues séparément, livrées non montées.	
Référence d'achat :		Désignations et codes LPPR : Boîtier de commande autre que standard : 9326022 = 714,26 €	
Code client :		Pour brancher sur LiNX, utiliser le module d'entrée LiNX, disponible en pièce détachée : SP1607396	
Cachet du distributeur :		Garantie 2 ans	
Commandes spéciales <i>mo-Vis</i> ®			Euros
			Prix Publics
			HT      TTC
Service de montage et de programmation			
S-01701D	Service de montage et de programmation de la commande spéciale <i>mo-Vis</i> ® dans nos ateliers	530,81 €	560,00 €
Micro Joystick mo-Vis®			
1590767	<input type="checkbox"/> <b>Micro joystick proportionnel <i>mo-Vis</i>®</b> <i>Force de déflexion : 8,5g</i> <i>Dimensions : hauteur 50 mm - diamètre : 29mm</i> Livré avec : - Embout boule (Ø 18 mm) - Embout cupule (Ø 11 mm) - Collier de serrage - Tige Q2M (6mm)	Interface IN500 obligatoire	2 113,74 €    2 230,00 €
SP1607396	<input type="checkbox"/> Interface de connexion <b>LINX</b> Module d'entrée IN500	Pièce détachée Sur devis	
1590789	<input type="checkbox"/> Boule pour Micro Joystick	49,29 €	52,00 €
1590790	<input type="checkbox"/> Cupule pour Micro Joystick	49,29 €	52,00 €
1590789    1590790			
Multi Joystick mo-Vis®			
1590768	<input type="checkbox"/> <b>Multi joystick proportionnel <i>mo-Vis</i>®</b> <i>Force de déflexion : 50g</i> <i>Dimensions : hauteur 65mm - diamètre : 31mm</i> Livré avec : - Embout boule 26mm - Collier de serrage - Tige Q2M (6mm)	Interface IN500 obligatoire	1 938,39 €    2 045,00 €
SP1607396	<input type="checkbox"/> Interface de connexion <b>LINX</b> Module d'entrée IN500	Pièce détachée Sur devis	
1590845	<input type="checkbox"/> Boule pour Multi Joystick	49,29 €	52,00 €

Les prix publics des options ne sont valables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.  
© 2025 Invacare International Sarl

Commandes spéciales <i>mo-Vis</i> ®				Euros		
				Prix Publics		
				HT	TTC	
<b>Joysticks All-round et All-round Light mo-Vis®</b>						
1590769	<input type="checkbox"/>	<b>All-round joystick Light proportionnel <i>mo-Vis</i>®</b> Dimensions : 110 x 66 x 60mm Force déflexion : 120g	<b>Interface IN500 obligatoire</b>	1 562,09 €	1 648,00 €	
1590770	<input type="checkbox"/>	<b>All-round joystick proportionnel standard <i>mo-Vis</i>®</b> Dimensions : 110 x 66 x 60mm Force déflexion : 250 g	<b>Interface IN500 obligatoire</b>	1 050,24 €	1 108,00 €	 
1602388	<input type="checkbox"/>	<b>All round Heavy Duty joystick commande renforcée</b>	<b>Interface IN500 obligatoire</b>	2 112,80 €	2 229,00 €	 
SP1607396	<input type="checkbox"/>	Interface de connexion <b>LINX</b> Module d'entrée IN500		Pièce détachée Sur devis		
1590891	<input type="checkbox"/>	Boule pour Joystick All-round et All-round Light		49,29 €	52,00 €	
1590778	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Noir avec insert All-round, câble court (300mm)		158,29 €	167,00 €	
1590779	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Jaune avec insert All-round, câble court (300mm)		162,09 €	171,00 €	
1590780	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Vert avec insert All-round, câble court (300mm)		162,09 €	171,00 €	
<b>Support commande au menton</b>						
A associer avec un joystick mo-Vis et une interface de connexion LINX Module d'entrée IN500						
1590772	<input type="checkbox"/>	Support de commande au menton électrique (livré avec interface de montage sur assise Modulite)		2 495,73 €	2 633,00 €	
1602389	<input type="checkbox"/>	Support de commande au menton manuel (livré avec interface de montage sur assise Modulite)		1 370,62 €	1 446,00 €	
DE231626	<input type="checkbox"/>	Fixation sur dossier pour support de commande au menton (pour assise Ultra Low Maxx)		177,25 €	187,00 €	
	<input type="checkbox"/>	Harnais pour fixation de commande au menton, taille L		- €		
	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation Q2M pour commande au menton avec harnais et joystick Multi		- €		
	<input type="checkbox"/>	Tube courbé Q2M (100mm) diamètre 6 mm		- €		
<b>Accessoires mo-Vis®</b>						
<b>Contacteurs</b>						
1590773	<input type="checkbox"/>	Twister Rouge, câble long (1500mm)		110,90 €	117,00 €	
1590774	<input type="checkbox"/>	Twister Jaune, câble long (1500mm)		110,90 €	117,00 €	
1590775	<input type="checkbox"/>	Twister Bleu, câble long (1500mm)		110,90 €	117,00 €	
1590777	<input type="checkbox"/>	Twister Vert, câble long (1500mm)		110,90 €	117,00 €	
1601830	<input type="checkbox"/>	Twister Noir sur tube, câble court (300mm) avec collier de serrage		183,89 €	194,00 €	
1601831	<input type="checkbox"/>	Twister Jaune sur tube, câble court (300mm) avec collier de serrage		183,89 €	194,00 €	
1601832	<input type="checkbox"/>	Twister Vert sur tube, câble court (300mm) avec collier de serrage		183,89 €	194,00 €	
1601916	<input type="checkbox"/>	Twister Noir sur tube, câble long (1500mm) avec collier de serrage		183,89 €	194,00 €	
1601917	<input type="checkbox"/>	Twister Jaune sur tube, câble long (1500mm) avec collier de serrage		183,89 €	194,00 €	
1601918	<input type="checkbox"/>	Twister Vert sur tube, câble long (1500mm) avec collier de serrage		183,89 €	194,00 €	
<b>Contacteurs avec fixation</b>						
1590892	<input type="checkbox"/>	Quick-To-Mount Twist and Swing Bouton Rouge, câble long (1500mm)		436,02 €	460,00 €	
1590785	<input type="checkbox"/>	Quick-To-Mount Twist and Swing Bouton Jaune, câble long (1500mm)		436,02 €	460,00 €	
1590786	<input type="checkbox"/>	Quick-To-Mount Twist and Swing Bouton Vert, câble long (1500mm)		436,02 €	460,00 €	
<b>Fixations</b>						
1590788	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation 6mm		92,89 €	98,00 €	
1590787	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation 8mm		54,98 €	58,00 €	
1601820	<input type="checkbox"/>	Collier de serrage Q2M - diamètre de 6 mm (set de 10 pièces)		298,58 €	315,00 €	
1601821	<input type="checkbox"/>	Tiges Q2M 200m - diamètre de 6 mm (lot de 10 pièces)		111,85 €	118,00 €	
1601829	<input type="checkbox"/>	Socle de fixation Q2M - diamètre de 6 mm		54,98 €	58,00 €	
DE256793	<input type="checkbox"/>	Collier de fixation diamètre 6 & 13 mm		143,13 €	151,00 €	
DE258292	<input type="checkbox"/>	Collier de fixation diamètre 6 & 6,5 mm, pour montage joystick Mo-vis sur support de commande menton manuelle ASL		143,13 €	151,00 €	