

Rea[®] Dahlia[®] 30°



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Yes, you can!

Rea[®] Dahlia[®] 30°

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 30° *. Inclinaison possible par l'utilisateur en option.
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° jusqu'à 30° *
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +180 mm avec roues de 20", 22", 24"
- Gouttières étroites sans rotation de série
- Empattement réglable sur 90 mm
- Poids : à partir de 35 kg.
- Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- * cf tableau en fin de fiche de mesure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- * Coussin de dossier : 9325590 = 34,90€ / coussin de siège : 9325590 = 34,90€ ou 1204839 = 81,00€
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41€
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76€ x2
- * Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

Date :

Référence d'achat:

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard


○ Options sans supplément de prix


				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BVA0010	<input type="checkbox"/>	Rea [®] Dahlia [®] 30°		1 168,97	1 233,26	1 233,26
TYPES DE PROPULSION						
BVA0030	<input type="checkbox"/>	Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1588	◆	◆	
BVA0042	<input type="checkbox"/>	Kit <i>Dual HR</i> TM à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0190, 1555, 1610, 1630, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	832,23	878,00	271,23
BVA0044	<input type="checkbox"/>	Kit <i>Dual HR</i> TM à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0190, 1555, 1610, 1630, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	832,23	878,00	271,23
ASSISE						
Largeur d'assise						
BVA0050	<input type="checkbox"/>	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1810	○	○	
BVA0060	<input type="checkbox"/>	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BVA0070	<input type="checkbox"/>	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BVA0080	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○	
BVA0100	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage	NC : 0460, 0470	◆	◆	
Profondeur d'assise						
BVA0110	<input type="checkbox"/>	Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BVA0120	<input type="checkbox"/>	330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	○	○	
BVA0130	<input type="checkbox"/>	350 mm uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670, 1890	○	○	

Rea® <i>Dahlia</i> ® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
BVA0140	<input type="checkbox"/>	380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728	○	○	
BVA0150	<input type="checkbox"/>	400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○	
BVA0160	<input type="checkbox"/>	430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670	○	○	
BVA0170	<input type="checkbox"/>	450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière de 24"		◆	◆	
BVA0190	<input type="checkbox"/>	500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728	○	○	
Inclinaison d'assise						
	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise limitée à 10° ou 20° selon configuration, merci de vous référer au tableau en fin de fiche de mesure		○	○	
BVA0240	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○	
Coussin d'assise						
BVA0260	<input type="checkbox"/>	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		-43,70	-46,10	-46,10
BVA0270	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		-43,70	-46,10	-46,10
BVA0272	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		11,28	11,90	-46,10
BVA0274	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		-43,70	-46,10	-46,10
BVA0280	<input type="checkbox"/>	Matrx Contour Visco_{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm		◆	◆	
DOSSIER						
Extension largeur entre tube de dossier						
BVA0370	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm	NC : 0470	42,65	45,00	
Type de dossier						
BVA0410	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0460, 0470, 0490, 0492, 0495, 0497, 0510, 0520, 1265	○	○	
BVA0420	<input type="checkbox"/>	Dossier Laguna 2 - réglable en tension	NC : 0460, 0470, 0520, 0580, 0590, 1140, 1150, 1220, 1230	◆	◆	
BVA0430	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0490, 0492, 0495, 0497, 1265	190,52	201,00	
BVA0440	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0470, 0495	216,11	228,00	
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3						
BVA0460	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BVA0470	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm (uniquement largeur 390 mm)	NC : 0630, 1725, 1727	○	○	
BVA0480	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Coussin de dossier						
BVA0490	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVA0492	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0490), hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVA0495	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	◆	◆	
BVA0497	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0495), hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	○	○	
BVA0500	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 1265	○	○	
BVA0510	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0575, 1265	○	○	
BVA0520	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 1265	217,06	229,00	

Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Garniture de dossier						
BVA0560	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BVA0570	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BVA0575	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BVA0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00	
BVA0590 BVA0600	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
 0580						
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BVA0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVA0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	
BVA0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	
Inclinaison du dossier						
BVA0640	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVA0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BVA0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	900,47	950,00	211,52
 0670						
Position des potences et repose-jambes						
BVA0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BVA0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00	
BVA0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 80°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	52,13	55,00	
 0700 0750						
Potence gauche						
BVA0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVA0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BVA0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76
 0710 0760						
Potence droite						
BVA0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVA0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BVA0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 0845, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76
 0730 0780						
PALETTES						
Palette gauche						
BVA0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	202,84	214,00	
BVA0825	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
 0825 / 0845 si potence 80°						
Palette droite						
BVA0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
 0825 / 0845 si repose-jambe						
 Tubes porte-palettes						
BVA0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○	
BVA0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆	

Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							
BVA0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1756	○	○	-119,39	
BVA0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	-119,39	
BVA0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	36,02	38,00	-119,39	
BVA0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆		
BVA0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○		
BVA0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	-119,39	
Accoudoir droit							
BVA0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1757	○	○	-119,39	
BVA0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	-119,39	
BVA0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	36,02	38,00	-119,39	
BVA0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆		
BVA0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○		
BVA1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	-119,39	
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BVA1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		69,19	73,00		
BVA1025	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		41,71	44,00		
Options d'assise							
BVA1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BVA1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	246,45	260,00		
BVA1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	83,41	88,00		
BVA1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00		 
Options de dossier							
Appuis-tête							
BVA1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1100, 1110	○	○		 
BVA1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1110	225,59	238,00		
BVA1081	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	218,01	230,00		
BVA1086	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	408,53	431,00		
Fixation appuis-tête Matrix							
BVA1087	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00		
Autres options appuis-tête							
BVA1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1100, 1110	47,39	50,00		
BVA1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
BVA1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		
Cale-tronc gauche							
BVA1140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00		
BVA1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00		

Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-tronc droit						
BVA1150	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	
BVA1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	
Autres options de dossier						
BVA1265	<input type="checkbox"/>	Cale tronc pour dossier réglable en tension Laguna 2 (la paire) (dimensions du coussin : l : 35 mm, h : 115 mm, p 130 mm)		237,91	251,00	 1265
BVA1280	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		67,30	71,00	
BVA1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
Options de potences / palettes						
BVA1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BVA1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BVA1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort remb. Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BVA1351	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	 1351 / 1352 / 1353
BVA1352	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BVA1353	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BVA1360	<input type="checkbox"/>	Bleu		59,72	63,00	 1360 1370 1390 1380 1400
BVA1370	<input type="checkbox"/>	Gris		59,72	63,00	
BVA1380	<input type="checkbox"/>	Rouge		59,72	63,00	
BVA1390	<input type="checkbox"/>	Champagne		59,72	63,00	
BVA1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		59,72	63,00	
BVA1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		◆	◆	
Fixation des fourches						
BVA1410	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BVA1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	
Roues avant						
BVA1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVA1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	○	○	
BVA1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆	
BVA1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVA1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVA1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	126,07	133,00	
ROUES ARRIERE						
Position des roues arrière						
BVA1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆	
Diamètre des roues arrière						
BVA1555	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670	○	○	
BVA1565	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	○	○	
BVA1575	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
Type de roues arrière						
BVA1582	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1660, 1670, 1728	◆	◆	 Standard
BVA1584	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	36,02	38,00	
BVA1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BVA1588	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	○	○	

Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)							
BVA1605	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BVA1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
BVA1640	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
BVA1650	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
BVA1660	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00		
BVA1670	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		196,21	207,00		
OPTIONS DE CHÂSSIS							
Protège-rayons							
BVA1710	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
Type de freins							
BVA1720	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆		
BVA1725	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
BVA1727	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
BVA1728	<input type="checkbox"/>	Freins tambour		213,27	225,00		
Options de sécurité							
Ceintures							
BVA1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00		
BVA1731	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		
BVA1732	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BVA1733	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		
BVA1734	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
Harnais							
BVA1736	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BVA1737	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							
BVA1750	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,83	76,84	76,84	
BVA1755	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	154,50	163,00	76,84	
BVA1756	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,83	76,84	76,84	
BVA1757	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,83	76,84	76,84	
BVA1770	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	300,47	317,00	76,84	
BVA1775	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	348,82	368,00	76,84	
Coussins de tablette							
BVA1760	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		92,89	98,00		
BVA1765	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							
BVA1780	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BVA1810	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1870, 1900	313,74	331,00		
BVA1860	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00		
BVA1870	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1900	75,83	80,00		
BVA1890	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		52,13	55,00		
BVA1900	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00		
BVA1920	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00		
BVA1930	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		10,43	11,00		

Rea [®] Dahlia [®] 30°	Euros	
	Prix Public	LPPR*
	HT	TTC

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	10°-(20°)*	30°	4"	20"
350	20°-(30°)*	20°-(30°)**	5"	20"
350	10°-(20°)*	30°	5"	22"
380	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	20"
400	30°	20°-(30°)**	6"	20"
400	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	22"
430	30°	20°-(30°)**	6"	22"
430	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	24"
450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"
500	30°	30°	8"	20"

* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

Rampes en accessoire					
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	 1654130