



NOUVEAU
Retrouvez les coussins d'assise
et de dossier Vicair !

VICAIR

UNIQUE
Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications spéciales
Unique !

À partir de :
1 219,35 € TTC

Codes LPPR :

- 9225663 - VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €
- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9325867 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES VERTICALEMENT, LA PAIRE, INVACARE : 38,80 €
- 9325732 - VHP, POUSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €

Codes LPPR :

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABL, INVACARE : 403,50 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :		Inclinaison d'assise	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques *cf tableau en fin de fiche de mesure
		Largeur hors tout réduite	+160 mm avec roues 16"
		Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
		Poids total	A partir de 35 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1890)
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes

 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**[®].

Utilisez le configurateur en ligne sur **Invacare Pro** pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix

Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BVD0015	<input type="checkbox"/>	Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist (< 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225663		1155,78	1219,35	1219,35
	<input type="checkbox"/>	Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist (> 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225657		1155,78	1219,35	484,50

ASSISE

Largeur d'assise						
BVD0050	<input type="checkbox"/>	390 mm - Réglable de 390 à 490 mm	NC : 1810	○	○	
BVD0060	<input type="checkbox"/>	440 mm - Réglable de 440 à 540 mm		○	○	
BVD0070	<input type="checkbox"/>	490 mm - Réglable de 490 à 590 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BVD0080	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○	
BVD0090	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	○	○	
BVD0100	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage	NC : 0460, 0470	◆	◆	
Profondeur d'assise						
BVD0110	<input type="checkbox"/>	Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BVD0120	<input type="checkbox"/>	330 mm uniquement avec roues avant de 4"	NC : 0670, 1810	○	○	
BVD0130	<input type="checkbox"/>	350 mm uniquement avec roues avant de 5"	NC : 0670	○	○	
BVD0170	<input type="checkbox"/>	450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8"		◆	◆	
BVD0180	<input type="checkbox"/>	480 mm uniquement avec roues avant de 8"		○	○	
Inclinaison d'assise						
BVD0240	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○	
Coussin d'assise						
BVD0260	<input type="checkbox"/>	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0330, 0345	-67,50	-81,00	-81,00
BVD0270	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		-67,50	-81,00	-81,00
BVD0272	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		-19,17	-23,00	-81,00
BVD0274	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		-67,50	-81,00	-81,00
BVD0280	<input type="checkbox"/>	Matrx Contour Visco_{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm	NC : 0330, 0340, 0345	◆	◆	
BVD0300	<input type="checkbox"/>	Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	498,07	525,46	-46,10
BVD0310	<input type="checkbox"/>	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	642,08	677,39	-46,10



0270



0280

NOUVEAU

VICAIR

NOUVEAU

DOSSIER

Extension largeur entre tube de dossier						
BVD0370	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm	NC : 0470	42,65	45,00	
Type de dossier						
BVD0410	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0460, 0470, 0490, 0492, 0495, 0497, 0510, 0520, 1265	○	○	
BVD0420	<input type="checkbox"/>	Dossier Laguna 2 - réglable en tension	NC : 0460, 0470, 0520, 0580, 0590, 1140, 1150, 1220,1230	◆	◆	
BVD0430	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0490, 0492, 0495, 0497, 1265	190,52	201,00	
BVD0440	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0470, 0495	216,11	228,00	
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3						
BVD0460	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BVD0470	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	○	○	
BVD0480	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	



0410


0420



0430

0440

Rea® Dahlia® 30° Assist			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Coussin de dossier						
BVD0490	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVD0492	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0490), hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVD0495	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	◆	◆	
BVD0497	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0495), hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	○	○	
BVD0500	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 1265	○	○	
BVD0510	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0575, 1265	○	○	
BVD0520	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 1265	217,06	229,00	
BVD0544	<input type="checkbox"/>	Vicair Multifonction	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	640,48	675,71	NOUVEAU
BVD0546	<input type="checkbox"/>	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	776,36	819,06	NOUVEAU
Garniture de dossier						
BVD0560	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BVD0570	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BVD0575	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BVD0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00	
BVD0590	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BVD0600	<input type="checkbox"/>					
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BVD0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVD0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	
BVD0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1850	○	○	
Inclinaison du dossier						
BVD0640	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVD0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BVD0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	900,47	950,00	211,52
Position des potences et repose-jambes						
BVD0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BVD0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00	
BVD0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	52,13	55,00	
Potence gauche						
BVD0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BVD0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BVD0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	



<i>Rea® Dahlia® 30° Assist</i>			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Potence droite						
BVD0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BVD0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BVD0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0845, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	



0730
0780

PALETTES						
Palette gauche						
BVD0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	202,84	214,00	
BVD0825	<input type="checkbox"/>	Réglage en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
Palette droite						
BVD0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en inclinaison si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
Palette droite						
BVD0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○	
BVD0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)						
BVD0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○	
BVD0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	
BVD0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	36,02	38,00	
BVD0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆	
BVD0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾
BVD0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BVD0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○	
BVD0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	
BVD0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	36,02	38,00	
BVD0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆	
BVD0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾
BVD1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	
OPTIONS						
Options d'accoudoir						
BVD1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		69,19	73,00	
BVD1025	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		41,71	44,00	
Options d'assise						
BVD1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BVD1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	246,45	260,00	69,84 ⁽¹⁾
BVD1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	83,41	88,00	
BVD1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BVD1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1110	○	○	
BVD1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1110	225,59	238,00	
BVD1081	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	218,01	230,00	
BVD1086	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	408,53	431,00	



0825 / 0845 si potence 80°



0825 / 0845 si repose-jambe



0900



0910




0925



0930




1040



1100

1080



1110

1081/

1081/

1081/

1081/

1081/

1081/

1081/

1081/

1081/

1081/

1081/


1081/

1081/

1081/

1081/

Rea® Dahlia® 30°Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Fixation appuis-tête Matrix						
BVD1087	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
Autres options appuis-tête						
BVD1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1110	47,39	50,00	
BVD1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BVD1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
Cale-tronc gauche						
BVD1140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BVD1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	34,92 ⁽¹⁾
Cale-tronc droit						
BVD1150	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BVD1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	34,92 ⁽¹⁾
Autres options de dossier						
BVD1265	<input type="checkbox"/>	Cale tronc pour dossier réglable en tension Laguna 2 (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 ⁽¹⁾
BVD1280	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		67,30	71,00	
BVD1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
Options de potences / palettes						
BVD1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BDV1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BVD1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BVD1351	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BVD1352	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BVD1353	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BVD1360	<input type="checkbox"/>	Bleu		59,72	63,00	
BVD1370	<input type="checkbox"/>	Gris		59,72	63,00	
BVD1380	<input type="checkbox"/>	Rouge		59,72	63,00	
BVD1390	<input type="checkbox"/>	Champagne		59,72	63,00	
BVD1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		59,72	63,00	
BVD1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		◆	◆	
Fixation des fourches						
BVD1410	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BVD1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	
Roues avant						
BVD1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 mm	○	○	
BVD1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	○	○	
BVD1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur assise 450 mm	◆	◆	
BVD1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450 / 480 mm	○	○	
BVD1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450 / 480 mm	○	○	
BVD1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450 / 480 mm	126,07	133,00	



1140 / 1150



1220 / 1230



1265



1351 / 1352 / 1353



1360



1370



1380



1390



1400

<i>Rea[®] Dahlia[®] 30°Assist</i>			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
ROUES ARRIERE					
Position des roues arrières					
BVD1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable	◆	◆	
Diamètre des roues arrière					
BVD1545	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes	◆	◆	
Type de roues arrière					
BVD1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)	◆	◆	
Type de revêtement roues arrière					
BVD1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	◆	◆	

SECURITE						
BVD1720	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		203,79	215,00	
Ceintures						
BVD1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - plastique boucle		◆	◆	
BVD1731	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BVD1732	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BVD1733	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BVD1734	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
Harnais						
BVD1736	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	211,37	223,00	
BVD1737	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	



OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.



ACCESSOIRES

Tablettes						
BVD1750	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BVD1755	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	154,50	163,00	76,82 ⁽¹⁾
BVD1756	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BVD1757	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BVD1770	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	300,47	317,00	76,82 ⁽¹⁾
BVD1775	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussin appui-coudes	NC : 1760, 1780	348,82	368,00	76,82 ⁽¹⁾
Coussins de tablette						
BVD1760	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		92,89	98,00	
BVD1765	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
Autres accessoires						
BVD1780	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BVD1810	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1870, 1900	313,74	331,00	
BVD1860	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BVD1870	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1900	75,83	80,00	
BVD1890	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		52,13	55,00	
BVD1900	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00	
BVD1920	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
BVD1930	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		10,43	11,00	



TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	30°	30°	4"	16"
350	30°	30°	5"	16"
450	30°	30°	6", 8"	16"
480	30°	30°	8"	16"

Rampes en accessoire

1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	

