

# Rea® Dahlia® 30° MatrX



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Livraison sous 3 à 5 jours



Bodypoint



Yes, you can.®

## Rea® Dahlia® 30° MatrX Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



### Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 30° \* . Inclinaison possible par l'utilisateur.
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° jusqu'à 30°\*.
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +180 mm avec roues de 20", 22", 24.
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculée.
- Gouttières étroites sans rotation de série
- Poids : à partir de 35kg. Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- \* cf tableau en fin de fiche de mesure



### Désignations et codes LPPR :

- \* Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- \* Appui-tête : 9324804 = 63,41€
- \* Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76€ x 2
- \* Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2
- \* Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions : 6226337 = 838,47€

- Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.








Service de personnalisation Invacare Unique  
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :



**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases     Configuration standard     Options sans supplément de prix


CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR
BVB0013	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia® 30° MatrX		1 853,87	1 955,83	1 955,83
<b>TYPES DE PROPULSION</b>					
BVB0030	<input type="checkbox"/> Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1588	◆	◆	
BVB0042	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	832,23	878,00	271,23
BVB0044	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	832,23	878,00	271,23
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise</b>					
BVB0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0463, 0464, 0465, 0466, 1810	○	○	
BVB0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0461, 0465, 0466	○	○	
BVB0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0461, 0462, 0463	○	○	
<b>Pré-réglage en largeur de l'assise</b>					
BVB0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○	
BVB0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage		◆	◆	
<b>Profondeur d'assise</b>					
BVB0110	<input type="checkbox"/> Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>					
BVB0120	<input type="checkbox"/> 330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	○	○	
BVB0130	<input type="checkbox"/> 350 mm uniquement avec roues avant de 4" et 5" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○	
BVB0140	<input type="checkbox"/> 380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728	○	○	
BVB0150	<input type="checkbox"/> 400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○	
BVB0160	<input type="checkbox"/> 430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670	○	○	
BVB0170	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière 24"		◆	◆	
BVB0190	<input type="checkbox"/> 500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728	○	○	

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Inclinaison d'assise</b>						
	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise limitée à 10° ou 20° selon configuration, merci de vous référer au tableau en fin de fiche de mesure		○	○	
BVB0240	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○	
<b>Coussin d'assise</b>						
BVB0260	<input type="checkbox"/>	<b>Mistral</b> - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		○	○	 0270
BVB0270	<input type="checkbox"/>	<b>Flo-Shape</b> - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		○	○	
BVB0272	<input type="checkbox"/>	<b>Flo-Shape</b> - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		○	○	 0280
BVB0274	<input type="checkbox"/>	<b>Flo-Shape</b> - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		○	○	
BVB0280	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Contour Visco NG</b> - coussin galbé hauteur 100 mm		◆	◆	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Cannes de dossier</b>						
BVB0360	<input type="checkbox"/>	Droites		◆	◆	
<b>Type de dossier</b>						
BVB0390	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b>		◆	◆	
BVB0400	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b>		○	○	
<b>Hauteur de dossier</b>						
BVB0455	<input type="checkbox"/>	Hauteur 410 mm - fixations <b>Mini</b>		○	○	
BVB0456	<input type="checkbox"/>	Hauteur 460 mm - fixations <b>Standard</b>		○	○	
BVB0457	<input type="checkbox"/>	Hauteur 510 mm - fixations <b>Standard</b>		◆	◆	
<b>Largeur du dossier Matrx</b>						
BVB0461	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BVB0462	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BVB0463	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BVB0464	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BVB0465	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BVB0466	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
BVB0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00	
BVB0590	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	 0580
BVB0600	<input type="checkbox"/>					
<b>INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER</b>						
<b>Inclinaison de l'assise</b>						
BVB0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVB0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), <b>inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs - NON REGLABLES en largeur)</b>	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	
BVB0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), <b>inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)</b>	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	
<b>Inclinaison du dossier</b>						
BVB0640	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVB0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
<b>POTENCES</b>						
<b>Repose-jambe central</b>						
BVB0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	900,47	950,00	211,52
<b>Position des potences et repose-jambes</b>						
BVB0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BVB0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00	 0700
BVB0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	52,13	55,00	0750

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Potence gauche</b>						
BVB0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVB0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BVB0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76
<b>Potence droite</b>						
BVB0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVB0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BVB0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0845, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76
<b>PALETTES</b>						
<b>Palette gauche</b>						
BVB0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	202,84	214,00	
BVB0825	<input type="checkbox"/>	Réglage en profondeur, en angle ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
<b>Palette droite</b>						
BVB0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
<b>Tubes porte-palettes</b>						
BVB0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○	
BVB0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)</b>						
BVB0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○	-119,39
BVB0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	-119,39
BVB0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	36,02	38,00	-119,39
BVB0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆	
BVB0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○	
BVB0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	-119,39
<b>Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)</b>						
BVB0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○	-119,39
BVB0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	-119,39
BVB0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	36,02	38,00	-119,39
BVB0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆	
BVB0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○	
BVB1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	-119,39
<b>OPTIONS</b>						
<b>Options d'accoudoir</b>						
BVB1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		69,19	73,00	
BVB1025	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		41,71	44,00	



0825 / 0845 si potence 80°




0825 / 0845 si repose-jambe




0900




0910









0925




















0930




1040

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Options d'assise</b>						
BVB1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BVB1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	246,45	260,00	 1080
BVB1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	83,41	88,00	 1100
BVB1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00	
<b>Options de dossier</b>						
<b>Appuis-tête</b>						
BVB1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1110, 1112	◆	◆	
BVB1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1100	○	○	
BVB1081	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrx</b> Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	○	○	 1081/1087
BVB1086	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrx</b> Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	408,53	431,00	 1086
<b>Fixation appuis-tête Matrix</b>						
BVB1087	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête <b>Matrx</b> Elan, multi-réglable		○	○	
<b>Autres options appuis-tête</b>						
BVB1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête <b>Rea</b>	NC : 1110	47,39	50,00	
BVB1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		○	○	
BVB1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
BVB1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
<b>Options de potences / palettes</b>						
BVB1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BVB1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BVB1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort remb. Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BVB1351	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	 1351 / 1352 / 1353
BVB1352	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BVB1353	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
<b>CHASSIS</b>						
<b>Coloris de la bande réfléchissante</b>						
BVB1360	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	 1360 1370 1390 1380 1400
BVB1370	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BVB1380	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BVB1390	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BVB1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BVB1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		○	○	
<b>Fixation des fourches</b>						
BVB1410	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BVB1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	
<b>Roues avant</b>						
BVB1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVB1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVB1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆	
BVB1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVB1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVB1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	126,07	133,00	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Position des roues arrière</b>						
BVB1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆	


Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
BVB1555	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670	○	○		
BVB1565	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	○	○		
BVB1575	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
<b>Type de roues arrière</b>							
BVB1582	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1660, 1670, 1728	◆	◆		
BVB1584	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	36,02	38,00		
BVB1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
BVB1588	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	○	○		
<b>Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)</b>							
BVB1605	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BVB1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
BVB1640	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
<b>Mains-courantes</b>							
BVB1650	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
BVB1660	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00		
BVB1670	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		196,21	207,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
<b>Protège-rayons</b>							
BVB1710	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
<b>SECURITE</b>							
BVB1720	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆		
BVB1725	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
BVB1727	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
BVB1728	<input type="checkbox"/>	Freins tambour		213,27	225,00		
<b>Options de sécurité</b>							
<b>Ceintures</b>							
BVB1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00		
BVB1731	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	1731 / 1732	
BVB1732	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BVB1733	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	1733 / 1734	
BVB1734	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
<b>Harnais</b>							
BVB1736	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BVB1737	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	1736 / 1737	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>							
<b>AUTRES OPTIONS</b>							
<b>Tablettes</b>							
BVB1750	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,83	76,84	76,84	 1750
BVB1755	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	154,50	163,00	76,84	 1755
BVB1756	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,83	76,84	76,84	 1756
BVB1757	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,83	76,84	76,84	 1757
BVB1770	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	300,47	317,00	76,84	 1770
BVB1775	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	348,82	368,00	76,84	 1775
<b>Coussins de tablette</b>							
BVB1760	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		92,89	98,00		 1775
BVB1765	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		 1765



Standard



1" 1.3/8" 1.3/8"  
1640 1605 1625



1730



1731 / 1732




1733 / 1734



1736 / 1737



1750



1755



1756



1757



1770




1775



1765

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Autres options</b>						
BVB1780	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BVB1810	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 1870, 1900	313,74	331,00	
BVB1860	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BVB1870	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1900	75,83	80,00	
BVB1890	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		52,13	55,00	
BVB1900	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00	
BVB1920	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
BVB1930	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		10,43	11,00	







1860

**TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise**

Hauteur d'assise	Basculé d'assise réglé en production	Inclinaison de dossier réglé en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	10°-(20°)*	30°	4"	20"
350	20°-(30°)*	20°-(30°)**	5"	20"
350	10°-(20°)*	30°	5"	22"
380	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	20"
400	30°	20°-(30°)**	6"	20"
400	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	22"
430	30°	20°-(30°)**	6"	22"
430	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	24"
450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"
500	30°	30°	8"	20"

\* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil  
\*\* inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130