

**NOUVEAU**

Retrouvez les coussins
d'assise et de dossier Vicair !


UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales **Unique** !

À partir de :
2 198,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2


UNIQUE
Designed by you. Built by us.


Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :		Inclinaison d'assise	Jusqu'à 45°* par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques *cf tableau en fin de fiche de mesure
		Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 20", 22", 24"
		Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
		Equipement	Gouttières étroites sans rotation de série
		Poids total	A partir de 35 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1850)
	Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair	
	Poids max utilisateur	135 kg	
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure	

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea® <i>Dahlia</i> ® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BXA0015	<input type="checkbox"/>	Rea® <i>Dahlia</i> ® 45°		2 083,41	2 198,00	994,48
TYPES DE PROPULSION						
BXA0035		Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1548	◆	◆	
BXA0042	<input type="checkbox"/>	Kit <i>Dual HR</i> ™ à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	832,23	878,00	271,23
BXA0044	<input type="checkbox"/>	Kit <i>Dual HR</i> ™ à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	832,23	878,00	271,23
ASSISE						
Largeur d'assise						
BXA0050	<input type="checkbox"/>	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1770	○	○	
BXA0060	<input type="checkbox"/>	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BXA0070	<input type="checkbox"/>	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BXA0080	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXA0100	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage	NC : 0420	◆	◆	
Profondeur d'assise						
BXA0110	<input type="checkbox"/>	Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BXA0120	<input type="checkbox"/>	350 mm (uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465, 1770	○	○	
BXA0130	<input type="checkbox"/>	380 mm (uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465, 1770	○	○	
BXA0140	<input type="checkbox"/>	400 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465	○	○	
BXA0150	<input type="checkbox"/>	430 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0630, 1465	○	○	
BXA0160	<input type="checkbox"/>	450 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 22" ou 24")	NC : 1465	◆	◆	
BXA0170	<input type="checkbox"/>	480 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" ou 8" et roues arrière de 24")		○	○	
Coussin d'assise						
BXA0220	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral</i> - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0290, 0305	-38,42	-46,10	-46,10
BXA0230	<input type="checkbox"/>	<i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm		-38,42	-46,10	-46,10
BXA0240	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Contour Visco</i> NG - coussin galbé hauteur 100 mm	NC : 0290, 0300, 0305	◆	◆	
BXA0260	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0290, 0300, 0305, 1850	498,07	525,46	-46,10
BXA0270	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0290, 0300, 0305, 1850	642,08	677,39	-46,10
Coloris des garnitures de coussin						
BXA0290	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		○	○	
BXA0300	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BXA0305	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Extension largeur entre tube de dossier						
BXA0330	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm		○	○	
BXA0340	<input type="checkbox"/>	Sans extension de largeur		◆	◆	
Type de dossier						
BXA0370	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier <i>Laguna 2</i> - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0420, 0450, 0470, 0480, 0515	○	○	
BXA0390	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier <i>Flex 3</i> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0450, 0515	○	○	
BXA0400	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Flex 3</i> - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0486	◆	◆	
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3						
BXA0420	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXA0440	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	



0230



0240

NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU




0370




0390






0400

Rea® Dahlia® 45°			Euros				
			Prix Public		LPPR*		
			HT	TTC			
Coussin de dossier							
BXA0450	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	◆	◆		 0450 0460 0470 0480	
BXA0460	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux NC : 0515	○	○			
BXA0470	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées NC : 0515, 0535	○	○			
BXA0480	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien du buste et des épaules NC : 0515	○	○			
BXA0484	<input type="checkbox"/>	Vicair Multifonction NC : 0515, 0520, 0530, 0535, 1850	640,48	675,71			NOUVEAU
BXA0486	<input type="checkbox"/>	Vicair Flex - livré avec cales de dossier NC : 0515, 0520, 0530, 0535, 1850	776,36	819,06			NOUVEAU
Coussin de dossier Extra large							
BXA0515	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large XL (+5 mm par rapport à 0490)	○	○			
Garniture de dossier							
BXA0520	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)	○	○			
BXA0530	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)	◆	◆			
BXA0535	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)	○	○			
Poignées à pousser							
BXA0540	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur	145,97	154,00		 0540	
BXA0550	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles	◆	◆			
BXA0560	<input type="checkbox"/>						
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BXA0580	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne	◆	◆			
BXA0595	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse - Conforme à la norme EN 12184 : 2014 NC : 0600, 0620, 0630, 1770, 1860	995,26	1 050,00			
Inclinaison du dossier							
BXA0600	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne	◆	◆			
BXA0620	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS	○	○			
POTENCES							
Repose-jambe central							
BXA0630	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313	900,47	950,00	211,52	 0630	
Position des potences et repose-jambes							
BXA0640	<input type="checkbox"/>	Position standard	◆	◆			
BXA0650	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)	109,00	115,00			
BXA0655	<input type="checkbox"/>	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85° NC : 0690, 0740	52,13	55,00			
Potence gauche							
BXA0660	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 à 520 mm NC : 0760, 0790, 1290	◆	◆		 0660 0710	
BXA0670	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	○	○	-105,76		
BXA0690	<input type="checkbox"/>	Support amputé NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	-105,76		
Potence droite							
BXA0710	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm NC : 0760, 0830, 1290	◆	◆		 0690 0740	
BXA0720	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	○	○	-105,76		
BXA0740	<input type="checkbox"/>	Support amputé NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	-105,76		


Rea® Dahlia® 45°				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
PALETTES							
Palette monobloc							
BXA0760	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00		 0760/0770
BXA0770	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00		
Palette gauche							
BXA0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770	○	○		 0810/ 0850 si potence 80°
BXA0810	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆		
Palette droite							
BXA0830	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770	○	○		 0810/ 0850 si repose- jambe
BXA0850	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BXA0860	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717	○	○		 0860
BXA0870	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717	◆	◆		
BXA0875	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	36,02	38,00		
BXA0890	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	 0870
BXA0910	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BXA0920	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716	○	○		 0890
BXA0930	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716	◆	◆		
BXA0935	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	36,02	38,00		
BXA0950	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	
BXA0970	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BXA0980	<input type="checkbox"/>	Coussin latéral rembourré		33,18	35,00		 1000
BXA0985	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire	NC : 1710, 1715, 1716, 1717, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740	41,71	44,00		
Options d'assise							
BXA0990	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		33,18	35,00		
BXA1000	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1020	246,45	260,00		
BXA1010	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire		83,41	88,00		
BXA1020	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00		
Options de dossier							
Appuis-tête							
BXA1040	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1047, 1060, 1070	◆	◆		 1040 1060
BXA1060	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1047, 1050, 1070	225,59	238,00		
BXA1041	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1050, 1070	218,01	230,00		 1041/1047
BXA1046	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1050, 1070	408,53	431,00		

Rea® <i>Dahlia</i> ® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation appuis-tête Matrix						
BXA1047	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	 1070
Autres options appuis-tête						
BXA1050	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1060, 1070	47,39	50,00	
BXA1070	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		○	○	
BXA1090	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		30,33	32,00	
Cale-tronc gauche						
BXA1100	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	
BXA1180	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	 1100 1110
Cale-tronc droit						
BXA1110	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	
BXA1190	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	 1180 1190
Autres options de dossier						
BXA1240	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○	
BXA1260	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
Options de potences / palettes						
BXA1290	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BXA1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BXA1310	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BXA1311	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	 1311 / 1312 / 1313
BXA1312	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BXA1313	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BXA1320	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	 1320 1330 1350 1340 1360
BXA1330	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BXA1340	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BXA1350	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BXA1360	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BXA1365	<input type="checkbox"/>	Sans couleur de bande réfléchissante		○	○	
Fixation des fourches						
BXA1370	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BXA1380	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	
Roues avant						
BXA1395	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○	
BXA1400	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○	
BXA1415	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple (bandage gris jusqu'à mi Mars)		○	○	
BXA1435	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		◆	◆	
BXA1465	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BXA1475	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BXA1515	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1542, 1546, 1548, 1585, 1595, 1630	○	○	
BXA1525	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1630	○	○	
BXA1535	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	


Rea® <i>Dahlia</i> ® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de roues arrière						
BXA1542	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1620, 1630	◆	◆	
BXA1544	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BXA1546	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1595	213,27	225,00	
BXA1548	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1565, 1610, 1620, 1630, 1670	○	○	
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)						
BXA1565	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
BXA1585	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BXA1595	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
Mains-courantes						
BXA1610	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BXA1620	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
BXA1630	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		196,21	207,00	
OPTIONS DE CHÂSSIS						
Protège-rayons						
BXA1670	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons " <i>Frost</i> "		219,91	232,00	
SECURITE						
Freins						
BXA1680	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
BXA1685	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
BXA1687	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
Ceintures						
BXA1690	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	
BXA1691	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BXA1692	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BXA1693	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BXA1694	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
Harnais						
BXA1696	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00	
BXA1697	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BXA1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1725	72,83	76,84	76,84
BXA1715	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1725	154,50	163,00	76,84
BXA1716	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	72,83	76,84	76,84
BXA1717	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	72,83	76,84	76,84
BXA1730	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1740	300,47	317,00	76,84
BXA1735	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	348,82	368,00	76,84
Coussins de tablette						
BXA1720	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette	NC : 1730, 1735	104,27	110,00	
BXA1725	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette	NC : 1730, 1735	90,05	95,00	



Standard



1" 1.3/8" 1.3/8"
1595 1565 1585



1690



1691 / 1692



1693 / 1694



1696 / 1697



1710



1716



1717



1730



1735



1725

Rea® Dahlia® 45°

Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC

Autres options

BXA1740	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BXA1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1860	313,74	331,00	
BXA1820	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BXA1830	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1860	75,83	80,00	
BXA1850	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		52,13	55,00	
BXA1860	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00	
BXA1880	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
BXA1890	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		○	○	



TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Basculé d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
350	30°-(30°)*	30°	4"	20"
380	45°	10°-(30°)**	5"	20"
380	30°-(30°)*	30°	5"	22"
400	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	24"
480	45°	30°	6", 8"	24"

* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil
 ** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

Rampes en accessoire

1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



1654128



1654129



1654130