



**NOUVEAU**  
Retrouvez les coussins d'assise  
et de dossier Vicair !

**VICAIR**

**UNIQUE**  
Personnalisez votre fauteuil  
grâce aux fabrications spéciales  
**Unique !**

À partir de :  
**2 580,00 € TTC**

Codes LPPR :

- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €

- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €

- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €

- 9325867 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES VERTICALEMENT, LA PAIRE, INVACARE : 38,80 €

- 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE

Codes LPPR :


- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABL, INVACARE : 403,50 €

- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €



Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :	Matière	Acier
	Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
	Inclinaison d'assise	Jusqu'à 45°* par vérins pneumatiques, à translation
	Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques *cf tableau en fin de fiche de mesure
	Largeur hors tout réduite	+160 mm avec roues 16"
Code client :	Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
Cachet du distributeur :	Poids total	A partir de 35 kg
	Crash-testé	Oui (avec option 1850)
	Positionnement	Compatible avec les produits <b>Bodypoint</b> , <b>Matrx</b> et <b>Vicair</b>
	Poids max utilisateur	135 kg
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure

**Commandes**

 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Option sans supplément de prix

Rea® Dahlia® 45° Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BXD0010	<input type="checkbox"/>	Rea® Dahlia® 45° Assist (< 16 ans) - Code LPPR 9225663		2445,50	2580,00	1219,35
	<input type="checkbox"/>	Rea® Dahlia® 45° Assist (> 16 ans) - Code LPPR 9225657		2445,50	2580,00	484,50

### ASSISE

#### Largeur d'assise

BXD0050	<input type="checkbox"/>	390 mm - Réglable de 390 à 490 mm		○	○	
BXD0060	<input type="checkbox"/>	440 mm - Réglable de 440 à 540 mm		○	○	
BXD0070	<input type="checkbox"/>	490 mm - Réglable de 490 à 590 mm		○	○	

#### Pré-réglage en largeur de l'assise

BXD0080	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXD0090	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm		○	○	
BXD0100	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage	NC : 0420, 0430	◆	◆	

#### Profondeur d'assise

BXD0110	<input type="checkbox"/>	Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
---------	--------------------------	---------------------------------------	--	---	---	--

#### Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)

BXD0120	<input type="checkbox"/>	350 mm (uniquement avec roues avant de 4")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1435, 1455, 1465, 1475	○	○	
BXD0130	<input type="checkbox"/>	380 mm (uniquement avec roues avant de 5")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1435, 1465, 1475	◆	◆	
BXD0170	<input type="checkbox"/>	480 mm (uniquement avec roues avant de 6" ou 8")		○	○	
BXD0180	<input type="checkbox"/>	500 mm (uniquement avec roues avant de 8")	NC : 1435	○	○	

#### Coussin d'assise

BXD0220	<input type="checkbox"/>	<b>Mistral</b> - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0290, 0305	-67,50	-81,00	-81,00
BXD0230	<input type="checkbox"/>	<b>Flo-Shape</b> - coussin galbé hauteur 90 mm		-67,50	-81,00	-81,00
BXD0240	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Contour Visco<sub>NG</sub></b> - coussin galbé hauteur 100 mm	NC : 0290; 0300, 0305	◆	◆	
BXD0260	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Adjuster O2</b> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	NOUVEAU	498,07	525,46 -46,10
BXD0270	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Vector O2</b> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	NOUVEAU	642,08	677,39 -46,10

#### Coloris des garnitures de coussin

BXD0290	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		○	○	
BXD0300	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BXD0305	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	

### DOSSIER

#### Extension largeur entre tube de dossier

BXD0330	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm	NC : 0430	○	○	
BXD0340	<input type="checkbox"/>	Sans extension de largeur		◆	◆	

#### Type de dossier

BXD0370	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier <b>Laguna 2</b> - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0420, 0430, 0450, 0470, 0480, 0515	○	○	
BXD0390	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier <b>Flex 3</b> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0450, 0515	○	○	
BXD0400	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Flex 3</b> - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0430	◆	◆	

#### Réglage en largeur de la plaque de dossier Flex3

BXD0420	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXD0430	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm		○	○	
BXD0440	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	

#### Coussin de dossier

BXD0450	<input type="checkbox"/>	<b>Latéral</b> , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		◆	◆	
BXD0460	<input type="checkbox"/>	<b>Laguna</b> , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0515	○	○	
BXD0470	<input type="checkbox"/>	<b>Mistral 2</b> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0515, 0535	○	○	
BXD0480	<input type="checkbox"/>	<b>Passad 2</b> , maintien du buste et des épaules	NC : 0515	○	○	
BXD0484	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Multifonction</b>	NC : 0515, 0520, 0530, 0535, 1850	640,48	675,71	
BXD0486	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Flex</b> - livré avec cales de dossier	NC : 0515, 0520, 0530, 0535, 1850	776,36	819,06	



0230



0240



0370



0390



0400



0450



0460



0470



0480

NOUVEAU



NOUVEAU


Rea <sup>®</sup> Dahlia <sup>®</sup> 45° Assist			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
<b>Coussin de dossier Extra large</b>						
BXD0515	<input type="checkbox"/>	Latéral, plat et large XL (+5 mm par rapport à 0490)		○	○	
<b>Garniture de dossier</b>						
BXD0520	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		○	○	
BXD0530	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BXD0535	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
BXD0540	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00	
BXD0550 BXD0560	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
<b>INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER</b>						
<b>Inclinaison de l'assise</b>						
BXD0580	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXD0595	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0600, 0620, 0630, 1860	995,26	1 050,00	
<b>Inclinaison du dossier</b>						
BXD0600	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXD0620	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
<b>POTENCES</b>						
<b>Repose-jambe central</b>						
BXD0630	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313	900,47	950,00	211,52
<b>Ajustements des potences et repose-jambes</b>						
BXD0640	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BXD0650	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00	
BXD0655	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0670, 0690, 0720, 0740	52,13	55,00	
<b>Potence gauche</b>						
BXD0660	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0790, 1290	100,03	105,53	105,53 <sup>(1)</sup>
BXD0670	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BXD0690	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	
<b>Potence droite</b>						
BXD0710	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0830, 1290	100,03	105,53	105,53 <sup>(1)</sup>
BXD0720	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BXD0740	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	
<b>PALETTES</b>						
<b>Palette monobloc</b>						
BXD0760	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00	
BXD0770	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00	
<b>Palette gauche</b>						
BXD0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770	○	○	
BXD0810	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆	
<b>Palette droite</b>						
BXD0830	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770	○	○	
BXD0850	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆	



0540



0630



0670  
0720



0660  
0710



0690  
0740



0770



0810 /  
0850 si  
repose-  
jambe



0810 /  
0850 si  
potence  
80°

Rea® Dahlia® 45° Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir gauche</b> (verrou d'accoudoir inclus)						
BXD0860	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717	○	○	
BXD0870	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717	◆	◆	
BXD0875	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	36,02	38,00	
BXD0890	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	54,43	57,42	57,42 <sup>(1)</sup>
BXD0910	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○	
<b>Accoudoir droit</b> (verrou d'accoudoir inclus)						
BXD0920	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716	○	○	
BXD0930	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716	◆	◆	
BXD0935	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	36,02	38,00	
BXD0950	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	54,43	57,42	57,42 <sup>(1)</sup>
BXD0970	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○	
<b>OPTIONS</b>						
<b>Options d'accoudoir</b>						
BXD0980	<input type="checkbox"/>	Coussin latéral rembourré		33,18	35,00	
BXD0985	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire	NC : 1710, 1715, 1716, 1717, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740	41,71	44,00	
<b>Options d'assise</b>						
BXD0990	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		33,18	35,00	
BXD1000	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1020	246,45	260,00	69,84 <sup>(1)</sup>
BXD1010	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire		83,41	88,00	
BXD1020	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00	
<b>Options de dossier</b>						
<b>Appuis-tête</b>						
BXD1040	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1047, 1060, 1070	◆	◆	
BXD1060	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1047, 1050, 1070	225,59	238,00	
BXD1041	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1050, 1070	218,01	230,00	
BXD1046	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1050, 1070	408,53	431,00	
<b>Fixation appuis-tête Matrix</b>						
BXD1047	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête <b>Matrix</b> Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
<b>Autres options appuis-tête</b>						
BXD1050	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1060, 1070	47,39	50,00	
BXD1070	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		○	○	
BXD1090	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
<b>Cale-tronc gauche</b>						
BXD1100	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		168,72	178,00	34,92 <sup>(1)</sup>
BXD1180	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		152,61	161,00	34,92 <sup>(1)</sup>



0860



0870



0890



1000



1040



1060




1041/1047



1046



1070



1100 / 1110

Rea® Dahlia® 45° Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Cale-tronc droit</b>						
BXD1110	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		168,72	178,00	34,92 <sup>(1)</sup>
BXD1190	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		152,61	161,00	34,92 <sup>(1)</sup>
<b>Autres options de dossier</b>						
BXD1240	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○	
BXD1260	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
<b>Options de potences / palettes</b>						
BXD1290	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BXD1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BXD1310	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BXD1311	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BXD1312	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BXD1313	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
<b>CHASSIS</b>						
<b>Coloris de la bande réfléchissante</b>						
BXD1320	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	
BXD1330	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BXD1340	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BXD1350	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BXD1360	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BXD1365	<input type="checkbox"/>	Sans couleur de bande réfléchissante		○	○	
<b>Fixation des fourches</b>						
BXD1370	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BXD1380	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	
<b>Roues avant</b>						
BXD1395	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	○	○	
BXD1400	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 380 mm	◆	◆	
BXD1435	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur assise 480 mm	○	○	
BXD1455	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 480 / 500 mm	○	○	
BXD1465	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 480 / 500 mm	○	○	
BXD1475	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 480 / 500 mm	126,07	133,00	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Diamètre des roues arrière</b>						
BXD1505	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆	
<b>Type de roues arrière</b>						
BXD1546	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)		◆	◆	
<b>Pneus arrière</b>						
BXD1585	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆	







1180 / 1190



1311 / 1312 / 1313










<b>Rea® Dahlia® 45° Assist</b>			<b>Euros</b>		
			<b>Prix Public</b>		<b>LPPR</b>
			<b>HT</b>	<b>TTC</b>	

<b>SECURITE</b>							
BXD1680	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		203,79	215,00		 1690  1691 / 1692  1693 / 1694  1696 / 1697
<b>Ceintures</b>							
BXD1690	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆		
BXD1691	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		
BXD1692	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BXD1693	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		
BXD1694	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
<b>Harnais</b>							
BXD1696	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BXD1697	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		




**OPTION DE POSITIONNEMENT**  
*Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.*



<b>AUTRES OPTIONS</b>							
<b>Tablettes</b>							
BXD1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur <b>100% LPPR</b>	NC : 1725	72,82	76,82	76,82 <sup>(1)</sup>	 1710  1715  1716  1730  1735  1725  1820
BXD1715	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1725	154,50	163,00	76,82 <sup>(1)</sup>	
BXD1716	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	72,82	76,82	76,82 <sup>(1)</sup>	
BXD1717	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	72,82	76,82	76,82 <sup>(1)</sup>	
BXD1730	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1740	300,47	317,00	76,82 <sup>(1)</sup>	
BXD1735	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	348,82	368,00	76,82 <sup>(1)</sup>	
<b>Coussins de tablette</b>							
BXD1720	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette	NC : 1730, 1735	119,43	126,00		
BXD1725	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette	NC : 1730, 1735	103,32	109,00		
<b>Autres options</b>							
BXD1740	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BXD1820	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00		
BXD1830	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1860	75,83	80,00		
BXD1850	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		52,13	55,00		
BXD1860	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00		
BXD1880	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00		
BXD1890	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		○	○		

**TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise**

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
350	45°	30°	4"	16"
380	45°	30°	5"	16"
480	45°	30°	6", 8"	16"
500	45°	30°	8"	16"

<b>Rampes en accessoire</b>							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128  1654129  1654130
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		