



Alber[®] e-pilot[®] P15









NOUVEAU
Cruise Mode de série
(régulateur de vitesse)

Prix Public TTC
à partir de
5499,00 €

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	CE
Référence d'achat :	Motorisation complète avec une roue avant motorisée, diamètre 16"
Code client :	Moteurs 250 W
Cachet du distributeur :	Eclairage standard avant de série
	Béquille incluse de série avec support de stabilisation et roulettes
	Vitesse 10 ou 20 km/h
	Batterie Lithium 13,8 Ah et chargeur de batterie
	Autonomie jusqu'à 50 km
	Poids maximum de l'utilisateur : 100kg
	Poids avec batteries : 18,4 kg - sans batteries : 15,5 kg
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage par prestataires formés ou Invacare


Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="radio"/> Configuration standard		<input type="radio"/> Option sans supplément de prix	
Alber® e-pilot® P15				Euros		
				Prix Public		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
alber® e-pilot® P15						
1592322	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	5 499,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1593458	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	5 499,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595707	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	6 254,78	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595711	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	6 254,78	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Pneu cranté						
1593780	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	5 613,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1593799	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	5 613,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595709	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	6 384,46	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595713	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	6 384,46	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Frein tétraplégique (Repose-main pour accélérateur 1592287 livré de série)						
1593981	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	6 240,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1594000	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	6 240,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595708	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	7 097,63	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595712	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	7 097,63	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Frein tétraplégique & Pneu cranté (Repose-main pour accélérateur 1592287 livré de série)						
1594018	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	6 354,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1594205	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	6 354,00		
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595710	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	7 227,30	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1595714	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	7 227,30	NOUVEAU	
			+1,75 € HT d'éco-participation			

OPTIONS OBLIGATOIRES					
1592290	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour alber® e-pilot® P15 (+700 à 900g selon configuration du fauteuil roulant)		342,18	361,00
1584856-EP	<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation pour roue e-pilot par Invacare (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		347,87	367,00
Pour déterminer la compatibilité:					
Fauteuil du groupe Invacare® (Action®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.			Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche, la prise de mesure du fauteuil à équiper ou complétez les mesures à la fin de cette fiche.		
Numéro de série:					
OPTIONS					
1566199	<input type="checkbox"/>	Extension de garantie à 36 mois pour les batteries		109,00	115,00
Coloris					
	<input type="checkbox"/>	Blanc Mat		◆	◆
1592122	<input type="checkbox"/>	Jaune Foncé		103,32	109,00
1592123	<input type="checkbox"/>	Rouge Feu		103,32	109,00
1592189	<input type="checkbox"/>	Vert Citron		103,32	109,00
1592190	<input type="checkbox"/>	Bleu Clair		103,32	109,00
1592191	<input type="checkbox"/>	Orange Flamme - Métallisé mat		111,85	118,00
1592192	<input type="checkbox"/>	Violet - Métallisé mat		111,85	118,00
1592193	<input type="checkbox"/>	Rouge Cerise - Métallisé mat		111,85	118,00
1592194	<input type="checkbox"/>	Vert Emeraude - Métallisé mat		111,85	118,00
1592195	<input type="checkbox"/>	Bleu Foncé - Métallisé mat		111,85	118,00
1592196	<input type="checkbox"/>	Anthracite - Métallisé mat		111,85	118,00
Options					
1593107	<input type="checkbox"/>	Aide à l'arrimage - la motorisation e-pilot se fixe et se retire du fauteuil avec une seule main !		144,08	152,00
1592289	<input type="checkbox"/>	Pack de sécurité		257,82	272,00
1593079	<input type="checkbox"/>	Poids additionnels, la paire (2,5 kg supplémentaire de chaque côté de la roue)		250,24	264,00
1592281	<input type="checkbox"/>	Fixation de panier avant KLICKfix®		160,19	169,00
1592278	<input type="checkbox"/>	Panier avant noir avec adaptateur KLICKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281)		77,73	82,00
1592277	<input type="checkbox"/>	Panier avant noir et pois multicolores avec adaptateur KLICKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281)		77,73	82,00
1592282	<input type="checkbox"/>	Fixation de pochette KLICKfix®		127,01	134,00
1592276	<input type="checkbox"/>	Pochette noire avec adaptateur KLICKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282)		44,55	47,00
1592284	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille noir avec adaptateur KLICKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282)		31,28	33,00
1592173	<input type="checkbox"/>	Eclairage avant Supernova		127,01	134,00
1592286	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur gauche		31,28	33,00
1592287	<input type="checkbox"/>	Repose-main pour accélérateur (de série avec freins Tétra)		18,01	19,00
1592097	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire		867,30	915,00
1591872	<input type="checkbox"/>	Chargeur de batterie supplémentaire		273,93	289,00
1592285	<input type="checkbox"/>	Eclairage arrière à fixer sur les cannes de dossier du fauteuil roulant		39,81	42,00

Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !



1592189 1592190

1592191 1592192

1592193 1592194

1592195 1592196

1593107

1592289

1593079

1592281 1592278

1592277

1592282 1592276

1592284 1592173

1592286 1592287

1592285