

## Demande de démo assise Ultra Low Maxx

### Demande de démo assise Ultra Low Maxx - TDX SP2 & TDX SP2<sup>NB</sup> & Aviva RX40



Vous souhaitez faire une demande de démonstration d'un fauteuil équipé de l'assise Ultra Low Maxx.  
Afin que vous receviez le fauteuil pré-réglé, merci de remplir cette fiche de mesure dans la configuration souhaitée.

Coordonnées du Pôle démo : Tel : 02 47 62 69 00 email : [demofr@invacare.com](mailto:demofr@invacare.com)

Je souhaite la présence d'un représentant Invacare pour la réalisation de mon essai Si oui, merci de cocher la case

#### Choix de la base motrice

- Invacare® TDX®SP2 / TDX SP2<sup>NB</sup> - Hauteur d'assise 440 mm  
 Invacare® Aviva® RX40 - châssis large 635 mm - hauteur d'assise 420 mm

#### Assise ULTRA LOW MAXX

##### Largeur d'assise

ARP2025	<input type="checkbox"/> 405 mm	ARP2028	<input type="checkbox"/> 480 mm	ARP2032	<input type="checkbox"/> 580 mm (TDX uniquement)
ARP2026	<input type="checkbox"/> 430 mm	ARP2029	<input type="checkbox"/> 505 mm		
ARP2027	<input type="checkbox"/> 455 mm	ARP2030	<input type="checkbox"/> 530 mm		

##### Profondeur d'assise

ARP2035	<input type="checkbox"/> 405 mm	ARP2038	<input type="checkbox"/> 480 mm	ARP2041	<input type="checkbox"/> 555 mm
ARP2036	<input type="checkbox"/> 430 mm	ARP2039	<input type="checkbox"/> 500 mm	ARP2042	<input type="checkbox"/> 580 mm
ARP2037	<input type="checkbox"/> 455 mm	ARP2040	<input type="checkbox"/> 530 mm		

##### Type de dossier

ARP2050	<input type="checkbox"/> High Back - Hauteur 405 mm	ARP2051	<input type="checkbox"/> High Back - Hauteur 455 mm
ARP2177	<input type="checkbox"/> Matrx Elite TR - Hauteur 505 mm	ARP2178	<input type="checkbox"/> Matrx Elite Deep - Hauteur 505 mm

##### Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)

		ARP2072	<input type="checkbox"/> 610 mm	ARP2502	<input type="checkbox"/> 685 mm
ARP2070	<input type="checkbox"/> 555 mm	ARP2073	<input type="checkbox"/> 635 mm		
ARP2071	<input type="checkbox"/> 585 mm	ARP2074	<input type="checkbox"/> 660 mm		

##### Accoudoirs

ARP2095	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)
ARP2096	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)
ARP2097	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)

##### Réglage des accoudoirs

Accoudoir gauche	<input type="checkbox"/> 240 mm	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 260 mm	<input type="checkbox"/> 270 mm	<input type="checkbox"/> 280 mm	<input type="checkbox"/> 290 mm	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 300 mm	<input type="checkbox"/> 310 mm	<input type="checkbox"/> 320 mm	<input type="checkbox"/> 330 mm	<input type="checkbox"/> 340 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 360 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm	<input type="checkbox"/> 380 mm	<input type="checkbox"/> 390 mm	<input type="checkbox"/> 405 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accoudoir droit	<input type="checkbox"/> 240 mm	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 260 mm	<input type="checkbox"/> 270 mm	<input type="checkbox"/> 280 mm	<input type="checkbox"/> 290 mm	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 300 mm	<input type="checkbox"/> 310 mm	<input type="checkbox"/> 320 mm	<input type="checkbox"/> 330 mm	<input type="checkbox"/> 340 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 360 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm	<input type="checkbox"/> 380 mm	<input type="checkbox"/> 390 mm	<input type="checkbox"/> 405 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### Manchettes

ARP2012	<input type="checkbox"/> Manchette standard gauche - longueur 255 mm	ARP2016	<input type="checkbox"/> Manchette standard droite - longueur 255 mm
ARP2013	<input type="checkbox"/> Manchette longue gauche - longueur 355 mm	ARP2017	<input type="checkbox"/> Manchette longue droite - longueur 355 mm
ARP2014	<input type="checkbox"/> Gouttière gauche (longueur 300 mm)	ARP2018	<input type="checkbox"/> Gouttière droite (longueur 300 mm)

##### Accessoires pour gouttière

ARP2080	Appui palmaire plat, 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)	ARP2080	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2083	<input type="checkbox"/> Droite
---------	--	---------	---------------------------------	---------	---------------------------------

##### Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)

ARJ2082	Support multiréglable	ARJ2082	<input type="checkbox"/> Gauche	ARJ2085	<input type="checkbox"/> Droite
---------	-----------------------	---------	---------------------------------	---------	---------------------------------

##### Cale-coudes

<input type="checkbox"/>	Cale-coude XS - taille 110 x 83 mm	ARP2347	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2351	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale-coude S - taille 135 x 90 mm	ARP2348	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2352	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale-coude M - taille 145 x 95 mm	ARP2349	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2353	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale-coude L - taille 165 x 110 mm	ARP2350	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2354	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Amplitude de réglage des cale-coudes : 5" verticalement / 5" horizontalement				

##### Cale-cuisses amovibles

<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 140 x 100 mm	ARP2184	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2185	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 180 x 150 mm	ARP2114	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2115	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 230 x 100mm	ARP2186	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2187	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 330 x 100mm	ARP2188	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2189	<input type="checkbox"/> Droite

<b>Appui-têtes</b>									
ARP2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Standard 10", housse respirante								
ARP2326	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipital, housse respirante								
<b>Cale-troncs escamotables (largeur x hauteur)</b>									
ARP2043	<input type="checkbox"/> Cale-tronc <b>Maxx Style</b> gauche taille 110 x 83 mm								
ARP2044	<input type="checkbox"/> Cale-tronc <b>Maxx Style</b> droite - taille 110 x 83 mm								
ARP2045	<input type="checkbox"/> Cale-tronc <b>Maxx Style</b> gauche taille 165 x 110 mm								
ARP2046	<input type="checkbox"/> Cale-tronc <b>Maxx Style</b> droite - taille 165 x 110 mm								
ARP2049	<input type="checkbox"/> Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire								
<b>INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER pour assise Ultra Low Maxx</b>									
<b>Inclinaison d'assise</b>									
ARP2053	◆ Electrique à compensation <b>Ultra Low Maxx CG Tilt</b> de 0° à 45° avec <b>lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)</b>								
<b>Options d'inclinaison d'assise</b>									
ARP2054	<input type="checkbox"/> <b>Proclive</b> d'assise de 5°								
ARP2055	<input type="checkbox"/> <b>Proclive</b> d'assise de 10°								
ARP2056	<input type="checkbox"/> <b>Declive</b> d'assise de 5°								
ARP2057	◆ Sans proclive ni déclive								
<b>Inclinaison de dossier</b>									
ARP2060	◆ Electrique Biomécanique à Forte Compensation ( <b>BFC</b> ) de 90° à 170°								
<b>Options d'inclinaison de dossier</b>									
ARP2063	<input type="checkbox"/> <b>Proclive</b> de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 172°)								
ARP2066	<input type="checkbox"/> <b>Proclive</b> de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)								
<b>REPOSE-JAMBES pour assise Ultra Low Maxx</b>									
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet</b>									
ARP0589	<input type="checkbox"/> Electrique <b>LNX</b> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°								
<b>Réglage du repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet</b>									
310 mm	<input type="checkbox"/>	325 mm	<input type="checkbox"/>	335 mm	<input type="checkbox"/>	345 mm	<input type="checkbox"/>	355 mm	<input type="checkbox"/>
364 mm	<input type="checkbox"/>	375 mm	<input type="checkbox"/>	385 mm	<input type="checkbox"/>	405 mm	<input type="checkbox"/>	410 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Palettes</b>									
ARP0559	<input type="checkbox"/> Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 240 mm)								
ARP0516	<input type="checkbox"/> Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 290 mm)								
ARP0517	<input type="checkbox"/> Palette monobloc réglable en hauteur et en angle (profondeur 240 mm, largeur 305 mm)								
<b>Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche</b>									
ARP0539	<input type="checkbox"/> Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche								
<b>Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite</b>									
ARP0549	<input type="checkbox"/> Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite								
<b>Réglage des repose-jambes latéraux ergonomiques électriques</b>									
Gauche	270 mm <input type="checkbox"/>	280 mm <input type="checkbox"/>	290 mm <input type="checkbox"/>	300 mm <input type="checkbox"/>	310 mm <input type="checkbox"/>	320 mm <input type="checkbox"/>	330 mm <input type="checkbox"/>	340 mm <input type="checkbox"/>	350 mm <input type="checkbox"/>
	350 mm <input type="checkbox"/>	360 mm <input type="checkbox"/>	380 mm <input type="checkbox"/>	390 mm <input type="checkbox"/>	400 mm <input type="checkbox"/>	410 mm <input type="checkbox"/>	420 mm <input type="checkbox"/>	430 mm <input type="checkbox"/>	
Droite	270 mm <input type="checkbox"/>	280 mm <input type="checkbox"/>	290 mm <input type="checkbox"/>	300 mm <input type="checkbox"/>	310 mm <input type="checkbox"/>	320 mm <input type="checkbox"/>	330 mm <input type="checkbox"/>	340 mm <input type="checkbox"/>	350 mm <input type="checkbox"/>
	350 mm <input type="checkbox"/>	360 mm <input type="checkbox"/>	380 mm <input type="checkbox"/>	390 mm <input type="checkbox"/>	400 mm <input type="checkbox"/>	410 mm <input type="checkbox"/>	420 mm <input type="checkbox"/>	430 mm <input type="checkbox"/>	
<b>Réglage des repose-jambes latéraux renforcés Pivot Plus électriques</b>									
Gauche	402 mm <input type="checkbox"/>	414 mm <input type="checkbox"/>	426 mm <input type="checkbox"/>	438 mm <input type="checkbox"/>	450 mm <input type="checkbox"/>	462 mm <input type="checkbox"/>	474 mm <input type="checkbox"/>		
Droite	402 mm <input type="checkbox"/>	414 mm <input type="checkbox"/>	426 mm <input type="checkbox"/>	438 mm <input type="checkbox"/>	450 mm <input type="checkbox"/>	462 mm <input type="checkbox"/>	474 mm <input type="checkbox"/>		
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>									
<b>Commande principale</b>									
ARP2205	◆ Manipulateur <b>REM400</b> , avec écran couleur tactile de 3,5" et Bluetooth								
ARP2075	<input type="checkbox"/> Support <b>Quad Link</b> escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur								
ARP2076	<input type="checkbox"/> Support <b>Quad Link</b> escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur								
<b>Doubles commandes - Double commande intuitive tierce-personne (ARP1645) NC avec porte-ventilateurs</b>									
ARP2219	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne Compact LiNX								
ARP1207	<input type="checkbox"/> Gauche								
ARP1208	<input type="checkbox"/> Droite								
<b>Double commande Intuitive LiNX</b>									
ARP2245	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne Intuitive LiNX								
ARP1221	<input type="checkbox"/> Gauche								
ARP1222	<input type="checkbox"/> Droite								
<b>Accessoires prises de charge USB</b>									
ARP2253	<input type="checkbox"/> Prises de charge USB - 2 prises USB								
<b>Commande spéciale</b>									
Si commande spéciale, merci de l'indiquer ici : <input type="checkbox"/>									