

Küschall®
CHAMPION



NOUVEAU

Découvrez le **Champion SL** :
le Champion avec centre de gravité et têtes de fourches fixes : **plus léger et plus performant !**

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique !**



À partir de :
4 060,00 € TTC

Codes LPPR :


- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A
DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €



Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)
Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant par ciseaux
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :		Potences	Fixes
Cachet du distributeur :		Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
		Poids total*	9,2 kg (8,4 kg pour la version SL)
		Poids de transport	6,7 kg (5,9 kg pour la version SL)
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
		Motorisation en option montée	alber e-motion
		Poids max utilisateur	120 kg (100 kg pour version SL)
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes

 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.


* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
DHA0031	<input type="checkbox"/> küschall® Champion® - Code LPPR 9124689		3 848,34	4 060,00	603,65	
FABRICATION SPECIALE						
DHA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
UHA0001	<input type="checkbox"/> Unique - Personnalisation Options commençant par UCA****		Sur devis			
PACKS POSITIONNEMENT ET PREVENTION D'ESCARRES						
DHA0220	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DHA2300 à DHA2315) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1222,23	1289,45	838,47*	Réalisez 15% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 227,55 € !
DHA0230	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DHA2320 à DHA2350) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1105,59	1166,40	838,47*	Réalisez 10% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 106,70 € !
TYPE D'ASSISE						
Châssis (pour les châssis avant rétréci : + 30 mm de longueur de châssis et + 40 mm de largeur hors tout pliée)						
DHA1150	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 75°	NC : 1350	◆	◆		
DHA1160	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 90°	NC : 1350	○	○		
DHA1170	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 75° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○	○		
DHA1180	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 90° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○	○		
Option de châssis SK						
DHA1250	<input type="checkbox"/> Champion SK : châssis avant rabattable avec système de verrouillage	NC : 1350, 1924 à 1934, 4190, 8700	618,01	652,00		
UNIQUE - Champion SL						
UHA1260	<input type="checkbox"/> Champion SL : centre de gravité fixe et fourches soudées Gain de poids : 800g Poids max. utilisateur 100 kg	Sélectionnez l'option UHA0001 Pour accéder à cette option NC : 3490, 6180	597,16	630,00	NOUVEAU	
Largeur d'assise (SW)						
DHA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	○	○	Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur.	
DHA1325	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	○	○		
DHA1330	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○		
DHA1335	<input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○		
DHA1340	<input type="checkbox"/> 440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742	○	○		
DHA1345	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744	○	○		
DHA1350	<input type="checkbox"/> 480 mm (uniquement avec châssis avant rétréci)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	○		

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Profondeur d'assise (SD)						
DHA1405	☐	340 mm	NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744	○	○	
DHA1435	☐	400 mm	NC : 2744	◆	◆	
DHA1445	☐	420 mm		○	○	
DHA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DHA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DHA1480	☐	480 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DHA1615	☐	300 mm	NC : 2200, 2240, 2400	○	○	
DHA1620	☐	315 mm	NC : 2200, 2240, 2400	○	○	
DHA1625	☐	330 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1630	☐	345 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1635	☐	360 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1640	☐	375 mm	NC : 2240	◆	◆	
DHA1645	☐	390 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1650	☐	405 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1655	☐	420 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1660	☐	435 mm	NC : 2240			
DHA1665	☐	450 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1670	☐	465 mm	NC : 2240			
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableaux n°1 & 2 pour taille de roues avant possible en fonction de l'angle du châssis						
DHA1740	☐	450 mm	NC : 1946 à 1960	○	○	
DHA1745	☐	460 mm	NC : 1948 à 1960	○	○	
DHA1750	☐	470 mm	NC : 1950 à 1960	○	○	
DHA1755	☐	480 mm	NC : 1952 à 1960	○	○	
DHA1760	☐	490 mm	NC : 1954 à 1960	○	○	
DHA1765	☐	500 mm	NC : 1956 à 1960	◆	◆	
DHA1770	☐	510 mm	NC : 1958, 1960	○	○	
DHA1775	☐	520 mm	NC : 1960	○	○	
DHA1780	☐	530 mm	NC : roues de 3"	○	○	
DHA1785	☐	540 mm	NC : roues de 3" et 4"	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (Avec châssis 75°: 0 mm < FSTF - RSTF < 70 mm; avec châssis 90° : 30 mm < FSTF - RSTF < 100 mm)						
DHA1815	☐	390 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1825	☐	410 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1830	☐	420 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1840	☐	440 mm		○	○	
DHA1845	☐	450 mm		○	○	
DHA1850	☐	460 mm		○	○	
DHA1855	☐	470 mm	NC : 6410	○	○	
DHA1860	☐	480 mm	NC : 6410	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 320 mm, voir en fabrication spéciale service Unique)						
DHA1924	☐	320 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1926	☐	330 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1928	☐	340 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1930	☐	350 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1932	☐	360 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1934	☐	370 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1936	☐	380 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 400 mm	○	○	
DHA1938	☐	390 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 380 mm	○	○	
DHA1940	☐	400 mm		○	○	
DHA1942	☐	410 mm		○	○	
DHA1944	☐	420 mm		○	○	
DHA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1948	☐	440 mm		○	○	
DHA1950	☐	450 mm		○	○	
DHA1952	☐	460 mm		○	○	
DHA1954	☐	470 mm		○	○	
DHA1956	☐	480 mm		○	○	
DHA1958	☐	490 mm		○	○	
DHA1960	☐	500 mm		○	○	

RSTF / Tailles des roues AR
24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin



Küschall® Champion			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
TYPE DE DOSSIER						
DHA2140	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise		◆	◆	
Garniture de dossier						
DHA2200	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse	NC : BH < 330 mm, 2300 à 2357, 2430	◆	◆	
DHA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	77,73	82,00	34,90
DHA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	258,77	273,00	34,90
DHA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrix commandé	NC : 2430	○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UHA2241	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		101,42	107,00	
UHA2242	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		101,42	107,00	
UHA2243	<input type="checkbox"/>	Bleu		101,42	107,00	
UHA2244	<input type="checkbox"/>	Blanc		101,42	107,00	
UHA2245	<input type="checkbox"/>	Rouge		101,42	107,00	
UHA0002	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UHA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		218,01	230,00	
UHA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		218,01	230,00	
UHA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		218,01	230,00	
UHA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		218,01	230,00	
UHA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Kuschall : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
UHA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		Sur devis		
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier						
UHA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		118,48	125,00	
UHA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		118,48	125,00	
UHA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		118,48	125,00	
UHA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		118,48	125,00	
UHA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		118,48	125,00	
UHA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		Sur devis		
Dossiers Matrix (NC : Appui-bras tubes. La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix!</i> - Dossier Matrix MX2 poids max. utilisateur: 114 kg)						
DHA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*
DHA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*
DHA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*
DHA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*
DHA2316	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2317	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2318	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2320	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2322	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2330	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2331	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*



2300, 2305, 2310, 2315




MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2332 à 2357

Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DHA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
DHA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
DHA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
DHA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
DHA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
DHA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
DHA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
DHA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DHA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée	NC : BH < 330 mm	○	○	
DHA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes		○	○	
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		◆	◆	
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : 3480	212,32	224,00	
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées		254,03	268,00	
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables		213,27	225,00	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°	DHA2570	<input type="checkbox"/>	89,5°	
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80,5°	DHA2590	<input type="checkbox"/>	94°	
DHA2550	<input type="checkbox"/>	85°				
TOILE D'ASSISE						
DHA2600	<input type="checkbox"/>	Standard avec une bande stratch centrale - face douce		◆	◆	
DHA2601	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)	NOUVEAU	37,91	40,00	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise						
UHA2602	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		118,48	125,00	
UHA2603	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		118,48	125,00	
UHA2604	<input type="checkbox"/>	Bleu		118,48	125,00	
UHA2605	<input type="checkbox"/>	Blanc		118,48	125,00	
UHA2606	<input type="checkbox"/>	Rouge		118,48	125,00	
UHA0005	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		



2601








Küschall® Champion			Euros				
			Prix Public		LPPR*		
			HT	TTC			
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DHA2700	<input type="checkbox"/>	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H : 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	101,42	107,00	34,90 / 838,47*	 2700
DHA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	34,90 / 838,47*	 2710
DHA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : Profondeur < à 400 mm, largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 420 mm	293,84	310,00	838,47*	 2720
DHA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	 2740 / 2742 2744 / 2746
DHA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	 2748
DHA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	 2750
DHA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	 2800
DHA2748	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	 2810
DHA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2560	683,73	721,33		 2820
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Pochette d'assise							
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible incluant l'option sangle de maintien par clips (DHA7010)		81,52	86,00		 2830
Accessoires coussin Matrx Libra							
DHA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		91,00	96,00		 2840
DHA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		41,71	44,00		 2850
DHA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm),		47,39	50,00		 2860
DHA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		41,71	44,00		
DHA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		54,98	58,00		
Base rigide							
DHA2860	<input type="checkbox"/>	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	56,87	60,00		
REPOSE-PIEDS							
Palette monobloc (Avec châssis droit : montage haut de la palette non possible pour largeur d'assise 360 mm, pour châssis avant rétréci : montage haut de la palette non possible pour les largeurs d'assise de 360 à 400 mm)							
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Monobloc, réglable en inclinaison, 1/3 vers l'arrière (réglable en inclinaison, 2/3 vers l'arrière possible)		◆	◆		 3240
Sangle appui-mollet							
DHA3320	<input type="checkbox"/>	Montée sur le support des roues avant		○	○		
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Positionnée autour du châssis		◆	◆		
ACCODOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							
DHA3405	<input type="checkbox"/>	Relevables, en composite	NC : 6430	○	○		 3440
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Relevables, en carbone		◆	◆		
Garde-boue (+ 0 à 10 mm de largeur d'assise)							
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Fixes, en carbone	NC : 3490	223,70	236,00		
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone	NC : 3490	336,49	355,00		

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UNIQUE - Coloris transparents - Concerne uniquement les protège-vêtements en composite						
UHA3422	<input type="checkbox"/>	Transparent		520,38	549,00	
UHA3423	<input type="checkbox"/>	Transparent bleu		745,02	786,00	
UHA3424	<input type="checkbox"/>	Transparent Jaune fluo		745,02	786,00	
UHA3425	<input type="checkbox"/>	Transparent Orange fluo		745,02	786,00	
UHA3426	<input type="checkbox"/>	Transparent Rouge fluo		745,02	786,00	
UHA0006	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
UHA0007	<input type="checkbox"/>	Autre motif : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .eps ou .pdf</i>		Sur devis		
Appui-bras						
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort		264,45	279,00	
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)						
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		253,08	267,00	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DHA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)		216,11	228,00	
DHA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)		216,11	228,00	
DHA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)		216,11	228,00	
DHA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré	NOUVEAU	216,11	228,00	
DHA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)		216,11	228,00	
DHA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		216,11	228,00	
DHA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)		216,11	228,00	
UHA4101	<input type="checkbox"/>	Poli-miroir	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	696,68	735,00	
UHA4102	<input type="checkbox"/>	Vert Pastel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
UHA4103	<input type="checkbox"/>	Bleu Ciel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
UHA4104	<input type="checkbox"/>	Prune	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
UHA4105	<input type="checkbox"/>	Saumon	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
DHA4070	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		sur devis		
UHA0008	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis		
Vernis céramique						
UHA4066	<input type="checkbox"/>	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UHA410*</i>)		643,60	679,00	
Style de décalcomanie						
DHA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis	NC : 4300, 4310	64,45	68,00	
DHA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Élégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	◆	◆	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DHA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
UHA4252	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4253	<input type="checkbox"/>	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4254	<input type="checkbox"/>	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4255	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4256	<input type="checkbox"/>	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA0009	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DHA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DHA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



Délai supplémentaire + 15 jours



Küschall® Champion				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Roues avant							
DHA5000	<input type="checkbox"/>	3" Supersport		○	○	 5000	
DHA5050	<input type="checkbox"/>	4" Every day - bandage noir		○	○		
DHA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○		
DHA5150	<input type="checkbox"/>	4" Starec, bandage noir, jante noire		75,83	80,00		
DHA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00		
DHA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	5200 / 5250 / 5450 / 5500	
DHA5300	<input type="checkbox"/>	5" Every day - bandage noir		○	○		
DHA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		◆	◆		
DHA5400	<input type="checkbox"/>	5" Starec, bandage noir, jante noire		103,32	109,00	5350	
DHA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	147,87	156,00		
DHA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		147,87	156,00		
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs							
UHA5502	<input type="checkbox"/>	Rose		98,58	104,00		
UHA5504	<input type="checkbox"/>	Orange		98,58	104,00		
UHA5506	<input type="checkbox"/>	Bleu		98,58	104,00		
UHA5507	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		98,58	104,00		
UHA5508	<input type="checkbox"/>	Rouge		98,58	104,00		
UHA5509	<input type="checkbox"/>	Doré		98,58	104,00	5050 / 5300	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs							
UHA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		98,58	104,00		
Position du centre de gravité							
DHA6100	<input type="checkbox"/>	1 (La plus active)		○	○		
DHA6110	<input type="checkbox"/>	2 (position 1 sur Champion 2008)		○	○		
DHA6120	<input type="checkbox"/>	3		○	○		
DHA6130	<input type="checkbox"/>	4 (position 2 sur Champion 2008)		○	○		
DHA6140	<input type="checkbox"/>	5 (position 3 sur Champion 2008)		○	○		
DHA6150	<input type="checkbox"/>	6		○	○		
DHA6160	<input type="checkbox"/>	7 (position 4 sur Champion 2008)		○	○		
DHA6170	<input type="checkbox"/>	8		○	○		
DHA6180	<input type="checkbox"/>	9 (La plus stable)		○	○		
Axes à démontage rapide Tétra-clip							
DHA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	143,13	151,00	 6300	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)							
DHA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆		
DHA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○		
DHA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	517,54	546,00		
Type des roues arrière							
DHA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆	
DHA6510	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"		○	○	
DHA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	532,70	562,00	Taille des pneus MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540 25" : 25-559 MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540
DHA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir)	24", 25"	NC : 6660, 6910	771,56	814,00	

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UHA6551	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"	1060,66	1119,00	
UHA6552	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"	1140,28	1203,00	
UHA6553	<input type="checkbox"/>	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"	1206,64	1273,00	
UHA6554	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"	1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UHA6557	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UHA6558	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UHA6559	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UHA6560	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UHA6561	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UHA6562	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UHA6563	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UHA6564	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UHA6565	<input type="checkbox"/>	Gris		162,09	171,00	
UHA6566	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UHA6567	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UHA6568	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UHA6569	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UHA6570	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UHA6571	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UHA6572	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UHA6573	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		162,09	171,00	
UHA6574	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UHA6575	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UHA6576	<input type="checkbox"/>	Blanc		162,09	171,00	
UHA6577	<input type="checkbox"/>	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UHA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		332,70	351,00	
Pneus arrière						
DHA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DHA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	72,04	76,00	
DHA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	72,04	76,00	
DHA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	24" NC : 7230	72,04	76,00	



Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Mains-courantes						
DHA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"		142,18	150,00
DHA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"		113,74	120,00
DHA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		277,73	293,00
DHA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		373,46	394,00
DHA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		373,46	394,00
DHA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		282,46	298,00
DHA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		373,46	394,00
DHA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"		◆	◆
DHA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○
Carrossage de la roue arrière						
DHA6820	<input type="checkbox"/>	0°			◆	◆
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°			○	○
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230		○	○
Protège-rayons, la paire						
DHA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	24", 26"		200,95	212,00
DHA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	24", 26"		200,95	212,00
Motorisations alber (uniquement avec carrossage 0° et roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DHA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200		579,15	611,00
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
Clips de maintien						
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Scratch pour maintenir le fauteuil plié			○	○
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Clips pour maintenir le fauteuil plié			◆	◆
Sangle d'ouverture du châssis						
DHA7100	<input type="checkbox"/>	Sangle pour ouvrir le châssis depuis l'avant du fauteuil			◆	◆
UNIQUE - Kits anodisation						
UHA6960	<input type="checkbox"/>	Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00
UHA6961	<input type="checkbox"/>	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de palier de roues arrière, brides de frein, supports latéraux			551,66	582,00

6790 6760

6700 6710

6720

6740



7010


Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UHA6963	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
UHA6964	<input type="checkbox"/>	Violet		○	○	
UHA6965	<input type="checkbox"/>	Cuivre		○	○	
UHA6966	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
UHA6967	<input type="checkbox"/>	Orange		○	○	
UHA6968	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
UHA6969	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
UHA6970	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		○	○	
UHA6971	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
UHA6972	<input type="checkbox"/>	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DHA7200	<input type="checkbox"/>	A tirer		○	○	
DHA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DHA7220	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers droits		○	○	
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	76,78	81,00	
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers		145,02	153,00	
Leviers de freins rallongés						
DHA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers droits uniquement)		76,78	81,00	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Droite	NC : 8300	131,75	139,00	
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 8300	131,75	139,00	
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Droite et gauche		263,51	278,00	
Ceintures						
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		42,65	45,00	
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 25 - 50 kg		217,06	229,00	
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 75 kg		217,06	229,00	
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 100 kg		217,06	229,00	
Catadioptrés						
DHA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		22,75	24,00	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DHA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		25,59	27,00	
Tube basculeur						
DHA8100	<input type="checkbox"/>	Tube-basculeur à droite		66,35	70,00	
Porte-canne						
DHA8200	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite		66,35	70,00	
Roues de transit						
DHA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-basculer des 2 côtés)		301,42	318,00	
Autres						
DHA8500	<input type="checkbox"/>	Pompe		33,18	35,00	
DHA8550	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		22,75	24,00	
DHA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, mains-courantes aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DHA8700	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour fauteuil Champion complet		432,23	456,00	
DHA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (24", 25", 26")		65,40	69,00	
DHA8750	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour Champion SK avec châssis avant rabattable (déconseillé si : garde-boue fixes, poignées non rabattables ou réglables en hauteur)		499,53	527,00	
DHA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	
DHA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	



7210 7230



7250



7810 / 7820 / 7830



8550



8680



8700

Pente d'assise en fonction du type de châssis




Tableau 1 : Position palette monobloc selon angle de châssis et taille des roues avant

Angle d'assise (différence entre FSTF et RSTF)	Palette 1/3 vers l'arrière			Palette 1/3 vers l'avant		
	SD340 - SD380	SD ≥ 400		SD340 - SD380	SD ≥ 400	
	3"	4"	5"	3"	4"	5"
0 mm				x	x	x
10 mm				x	x	x
20 mm				x	x	x
30 mm				x	x	x
40 mm				x	x	x
50 mm				x	x	x
60 mm				x	x	x
70 mm				x	x	x
80 mm				x	x	x
90 mm				x	x	x
100 mm				x	x	x

Tableau 2 : Hauteur d'assise avant selon le type de châssis et la taille des roues avant




FSTF	Châssis long						Châssis court					
	SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
530	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
510							x	x	x	x	x	x
500							x	x	x	x	x	x
490							x	x	x	x	x	x
480							x	x	x	x	x	x
470							x	x	x	x	x	x
460							x	x	x	x	x	x
450							x	x	x	x	x	x
540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
530	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
510							x	x	x	x	x	x
500							x	x	x	x	x	x
490							x	x	x	x	x	x
480							x	x	x	x	x	x
470							x	x	x	x	x	x
460							x	x	x	x	x	x
450							x	x	x	x	x	x

Tableau 3 : Largeurs possibles des dossier Matrix Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrix MX2 en mm						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

Rampes en accessoire

1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		1654130