

Scooters électriques



Invacare® Colibri®
Invacare® Leo®
Invacare® Orion® Family

Informations client	Descriptif produit
Date :	Panier avant
Référence d'achat :	Accoudoirs relevables et réglables en largeur
Code client :	Assise pivotante sur 360° et réglable en hauteur
Cachet du distributeur :	Colonne de direction ajustable en angle
	Electronique programmable Control Dynamic
	Garantie 2 ans.



Commandes
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family											Euros		
											Prix Public		LPPR
CODE	Quantité	Batteries	Moteurs	Autonomie	Transpor- table	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Tailles roues	Longueur	HT	TTC		
Invacare® Colibri®													
Classe A		2 x 12 Ah	200 Watts	11 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	200 x 50 mm	1010 mm				
1676157		Invacare® Colibri® 4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis								1 350,71	1 425,00		
											+1,67 € HT d'éco-participation		
Invacare® Colibri® Outdoor													
Classe B		2 x 18 Ah	200 Watts	25 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	210 x 65 mm	1010 mm				
1579004		Invacare® Colibri® Outdoor 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique - Code LPPR : 4280002								1 658,77	1 750,00	1 200,00	
1579007		Invacare® Colibri® Outdoor 4 roues 8 km/h - coloris Vert Python - Code LPPR : 4280002								1 658,77	1 750,00	1 200,00	
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 1 750,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr											+1,67 € HT d'éco-participation		
Invacare® Leo®													
Classe B		2 x 36 Ah	240 Watts	38 km	Oui	136 kg	460 à 560 mm	Non	1220 mm				
1579607		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Onyx - Code LPPR : 4280670								1,990,53	2100,00*	1 200,00	
1579428		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis - Code LPPR : 4280670								1,990,53	2100,00*	1 200,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation		
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 2 100,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr													
Invacare® Orion® Metro													
Classe B		50 Ah	240 Watts	54 km	Non	136 Kg	420 à 495 mm	Oui	1270 mm				
1676170		Invacare® Orion® Metro 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté								2 927,96	3 089,00		
1676168		Invacare® Orion® Metro 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Grenat								2 927,96	3 089,00		
											+7,00 € HT d'éco-participation		
Invacare® Orion® Pro													
Classe C		75 Ah	550 Watts	54 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1320 mm				
1639518		Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté - Code LPPR : 4239360								3 033,18	3 200,00*	1 400,00	
1639519		Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Grenat - Code LPPR : 4239360								3 033,18	3 200,00*	1 400,00	
1676191		Invacare® Orion® Pro 4 roues 15 km/h - coloris Gris Argenté								3 275,00	3 930,00		
1676190		Invacare® Orion® Pro 4 roues 15 km/h - coloris Rouge Grenat								3 275,00	3 930,00		
											+7,00 € HT d'éco-participation		
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 3 200,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr													
Invacare® Comet® Pro													
Classe C		75 Ah	550 Watts	55 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm				
1676209		Invacare® Comet® Pro 4 roues 15 km/h - coloris Gris Argenté								4 083,33	4 900,00		
											+7,00 € HT d'éco-participation		
Invacare® Comet® Ultra													
Classe C		75 Ah	650 Watts	58 km	Non	220 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm				
1639515		Invacare® Comet® Ultra - 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté - Code LPPR : 4269615								3 601,90	3 800,00	2 000,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation		
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 3 800,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr													



Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family		Euros	
		Prix Public	
		HT	TTC
Couverture myBlanket en accessoire (livrée séparément) NOUVEAU			
1677458	Couverture myBlanket S/M printemps/été	161,04	169,90
1677468	Couverture myBlanket L/XL printemps/été	161,04	169,90
1677504	Couverture myBlanket S/M automne/hiver	161,04	169,90
1677518	Couverture myBlanket L/XL automne/hiver	161,04	169,90
ACCESSOIRES COLIBRI		Prix Public	Prix Public
		HT	TTC
Accessoires & Coloris			
AP1645007	Porte-canne complet Colibri	103,32	109,00
AP1647216	Kit éclairage	122,27	129,00
SP1577171	Jeu de carénage Colibri 4 roues Bleu Electrique	73,93	78,00
SP1577169	Jeu de carénage Colibri 4 roues Rouge Passion	73,93	78,00
SP1577168	Jeu de carénage Colibri 4 roues Blanc Givré	73,93	78,00
SP1577170	Jeu de carénage Colibri 4 roues Vert Python	73,93	78,00
ZB1604351	Jeu de carénage Colibri 3 roues Bleu Electrique	73,93	78,00
ZB1604313	Jeu de carénage Colibri 3 roues Rouge Passion	73,93	78,00
ZB1604312	Jeu de carénage Colibri 3 roues Blanc Givré	73,93	78,00
ZB1604314	Jeu de carénage Colibri 3 roues Vert Python	73,93	78,00
ZB1604352	Jeu de carénage Colibri 3 roues Gris Argenté	73,93	78,00
ACCESSOIRES LEO		Prix Public	Prix Public
		HT	TTC
Coloris			
SP1509362	Ceinture à boucle type automobile	88,15	93,00
SP1521595	Coffre avant avec verrou (Gris Lunaire)	225,59	238,00
SP1551638	Coffre avant avec verrou (Rouge Rubis)	225,59	238,00
SP1521661	Coffre avant avec verrou Bleu Onyx	225,59	238,00
SP1541627	Suspension assise - hauteur 510 mm	122,27	129,00
SP1541628	Suspension assise - hauteur 535 mm	122,27	129,00
SP1541629	Suspension assise - hauteur 560 mm	122,27	129,00
SP1543155	Roue bandage 10 pouces - roue arrière, l'unité	105,21	111,00
SP1543156	Roue bandage 10 pouces (Leo 4 roues) roue avant, l'unité	105,21	111,00



Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family						Euros	
						Prix Public	
						HT	TTC
ACCESSOIRES						Prix Public	Prix Public
						HT	TTC
		Leo	Orion Metro & Pro	Comet Pro & Comet Alpine+	Comet Ultra		
Coloris							
AP1608821	Jeu de carénages Blanc Givré		●	●	●	104,27	110,00
AP1608822	Jeu de carénages Vert Python		●	●	●	104,27	110,00
1604096	Jeu de carénages Bleu Bondi		●	●	●	104,27	110,00
AP1608831	Jeu de carénages Gris Argenté		●	●	●	104,27	110,00
AP1654684	Jeu de carénages Rouge Grenat		●	●	●	104,27	110,00
AP1637415	Jeu de carénages Champagne Anodisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637416	Jeu de carénages Cuivre Anodisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637417	Jeu de carénages Rouge Métallisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637418	Jeu de carénages Bleu Anodisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637419	Jeu de carénages Chrome		●	●	●	171,56	181,00
AP1637420	Jeu de carénages Pop Art Rouge		●	●	●	171,56	181,00
AP1637421	Jeu de carénages Pop Art bleu		●	●	●	171,56	181,00
AP1637422	Jeu de carénages Nuances de Blanc		●	●	●	171,56	181,00
Sécurité							
SP1518241	Rétroviseur (unité)	●	●	●	●	45,50	48,00
SP1637911	Paire de Rétroviseurs Deluxe	●	●	●	●	161,14	170,00
SP1509362	Ceinture à boucle type automobile	●				88,15	93,00
SP1518274	Ceinture à boucle type automobile		●	●	●	88,15	93,00
SP1543160	Pare-brise	●	●	●	●	195,26	206,00
SP1521592	Gilet de sécurité	●	●	●	●	62,56	66,00
SP1638965	Pare-choc avant (nc : scooters 3 roues)		●			122,27	129,00
SP1528298	Pare-choc avant (nc : scooters 3 roues)			●	●	122,27	129,00
SP1638966	Pare-choc arrière		●			122,27	129,00
AP1638967	Pare-choc arrière			●	●	122,27	129,00



SP1518241



SP1509362

Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family							Euros		
							Prix Public		
ACCESSOIRES ORION & COMET							HT	TTC	
							Prix Public HT	Prix Public TTC	
Transport d'accessoires									
AP1637915	Panier avant XL		•	•	•		71,09	75,00	AP1637915
SP1505727	Panier arrière (NC : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)	•	•	•	•		98,58	104,00	
AP1637913	Coffre arrière verrouillable noir, Style Top Case	•	•	•	•		179,15	189,00	
SP1505731	Sac de transport (NC : 1505727, 1505728, 1505729)		•	•	•		145,02	153,00	
AP1659742	Crochets porte sac de voyage		•	•			76,78	81,00	
SP1528274	Porte-canne (NC : 1505727; 1505728)	•	•	•			103,32	109,00	SP1505731
SP1541502	Extension de support d'accessoires pour Comet® Ultra				•		38,86	41,00	
SP1505728	Porte cadre de marche (NC : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274)	•	•	•	•		76,78	81,00	
SP1553851	Porte-déambulateur/rollator (compatible avec Invacare® Banjo®, Dolomite® Jazz et Dolomite® Legacy)	•	•	•	•		392,42	414,00	
SP1505729	Porte-bouteille à oxygène - compatible avec bouteille de diamètre 11cm (NC : 1505727, 1505728, 1505731)	•		•	•		117,54	124,00	SP1505728
SP1521594	Porte-boisson		•	•	•		81,52	86,00	
AP1637912	Porte-téléphone		•	•	•		88,15	93,00	
AP1637914	Repose-pieds réglable en hauteur		•	•	•		237,91	251,00	SP1505729
SP1640422	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640424	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640426	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640423	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640425	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640427	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
Confort									
SP1640428	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640429	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640430	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	AP1637912
SP1640447	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640448	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640449	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1641608	Kit de charge externe 8 Ah	•	•	•	•		150,71	159,00	
Autres accessoires									
SP1521684	Protection d'assise		•	•			57,82	61,00	
SP1509434	Couverture de protection	•					150,71	159,00	
SP1518240	Couverture de protection		•	•	•		150,71	159,00	
RAMPE en ACCESSOIRES (livrées séparément)									
1654128	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	•	•	•	•	•	402,84	425,00	
1654129	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	•	•	•	•	•	805,69	850,00	
1654130	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	•	•	•	•	•	426,54	450,00	