



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® TDX® SP2 AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Moteurs 4 pôles 2 x 340 w de série
- Electronique LINX en standard
- Poids : 154 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg, 160 kg avec lift
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMIS :

- **Repose-jambes** ergonomiques électriques (ARJ0531)
- **Repose-jambe central** électrique LNX (ARJ0589)
- Manipulateur **REM216** ou **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (ARH2204/ARH2205) et **équipement route de sécurité LED** (ARJ2204/ARJ2205 et ARJ1437)
- **Elevation d'assise (lift)** (ARJ1094)

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7 876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.





Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :








Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.









- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

			Euros			2,5x LPPR
			Prix Public		LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ARJ0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulte - Code LPPR 9125996		9 331,78	9 845,03	3 938,01	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ARJ0073	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulte Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	13 021,80	13 738,00	3 938,01	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ARJ0074	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulte Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	13 021,80	13 738,00	3 938,01	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS :						
ARJ0100	<input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ARJ0531	NC 1198, 0564, 0526, 0503, 0533, 0501	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARJ0110	<input type="checkbox"/> Repose-jambe central électrique LNX - ARJ0589	NC 1198, 2110, 0556, 0501	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARJ0120	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 et Equipement route de sécurité - ARJ2205 et ARJ1437	NC 1145, 2201, 2203, 2204, 2206, 1908, 1909, 1367, 1254	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARJ0125	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM216 et Equipement route de sécurité - ARH2204 et ARH1437	NC 2201, 2203, 2205, 2206, 1908, 1909, 1367, 1254	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARJ0130	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise à translation et élévation d'assise (lift) - ARJ1094 (bascule 30°) ou ARJ2053 (bascule 45°)	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU

Invacare® TDX® SP2 AA2			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
ARJ2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	 2111
ARJ2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330 mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142/2147/2144			
ARJ2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 0073, 0074, 2138+2142/2147/2144	○	○	
ARJ2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2138, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARJ2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARJ2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise						
ARJ2129	<input type="checkbox"/>	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARJ2130	<input type="checkbox"/>	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARJ2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	○	○	
ARJ2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARJ2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARJ2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ARJ2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARJ2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARJ2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARJ2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ARJ2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ARJ2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARJ2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARJ2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	



Invacare® TDX® SP2 AA2			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARJ2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 2052, 2053 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARJ2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00	2171 
ARJ2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ARJ2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	2173
ARJ2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARJ2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
ARJ2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
ARJ2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARJ2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARJ2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARJ2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		○	○	
ARJ2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ARJ2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ARJ2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
ARJ2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	 2198
ARJ2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ARJ2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		○	○	
ARJ2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
ARJ2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
Manchettes						
ARJ2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARJ2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
ARJ2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	113,74	120,00	Gouttière hémiplégique
Gouttières hémiplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		Gouttière concave hémiplégique

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisses						
ARJ2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARJ2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARJ2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARJ1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	◆	◆	
ARJ1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	○	○	 1432
ARJ1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	314,69	332,00	 1427
ARJ2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	 2324
ARJ2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2325
ARJ2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	 2327
ARJ1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		43,60	46,00	
ARJ1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	336,49	355,00	 1445
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARJ1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054	○	○	 Dossier rabattable
ARJ1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054	○	○	
ARJ1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130 kg si 1450 ou 1494)	NC : 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496 + 1450/1494)	◆	◆	
ARJ2052	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC : 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494),2161, 2163, 2171	○	○	NOUVEAU
ARJ1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max.160 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924 + 1350/1432/1427 + 1450/1494)	1 895,73	2 000,00	
ARJ2053	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494), 2161 ,2163 ,2171 ,0012	1 895,73	2 000,00	NOUVEAU
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARJ0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	
ARJ0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARJ2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		424,64	448,00	
Inclinaison de dossier						
ARJ0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	 0977





Invacare® TDX® SP2 AA2			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
ASSISE MAX - POIDS MAX UTILISATEUR : 180 KG					
ARJ1145	<input type="checkbox"/>	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2220, 2206, 2205, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00
Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)					
ARJ0378	<input type="checkbox"/>	550 mm		◆	◆
ARJ0380	<input type="checkbox"/>	610 mm		○	○
Profondeur d'assise					
ARJ0396	<input type="checkbox"/>	560 mm		○	○
ARJ0397	<input type="checkbox"/>	595 mm		◆	◆
ARJ0398	<input type="checkbox"/>	630 mm		○	○
Accoudoirs					
ARJ0635	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		○	○
Manchettes					
ARJ0647	<input type="checkbox"/>	Manchettes courtes, 325 mm		○	○
ARJ0649	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆
Accessoires d'assise					
ARJ1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		◆	◆
ARJ1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX					
Inclinaison d'assise					
ARJ1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)		○	○
ARJ1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)		◆	◆
Hauteur sol-plaque d'assise					
ARJ1024	<input type="checkbox"/>	470 mm		◆	◆
ARJ1046	<input type="checkbox"/>	495 mm		○	○
Inclinaison de dossier					
ARJ0947	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°		◆	◆
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS					
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle					
ARJ0556	<input type="checkbox"/>	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)		○	○
ARJ0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		1 713,74	1 808,00
Palettes					
ARJ2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○
ARJ0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆
ARJ0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00
ARJ0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire					
ARJ0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		◆	◆
ARJ0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00
Palettes réglables (la paire)					
ARJ0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆
ARJ0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00
ARJ0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc		118,48	125,00



0533




0531









Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARJ2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARJ2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	 REM216
ARJ2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	984,83	1 039,00	 REM400 Bluetooth
ARJ2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2220, 2270	576,30	608,00	 REM500 Bluetooth
Option REM400						
ARJ2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARJ1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARJ1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARJ1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARJ1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARJ1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARJ1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	NOUVEAU
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ARJ2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 1228	33,85	35,71	35,71
ARJ2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286	33,85	35,71	35,71
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ARJ2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARJ2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	652,13	688,00	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	652,13	688,00	
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		















NOUVEAU



2209
2210

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)							
ARJ2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26	 REM050
ARJ2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2108, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26	 2219 2245
ARJ2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26	
ARJ1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM50 et Compact		◆	◆		
ARJ1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM50 et Compact		○	○		
ARJ1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		◆	◆		
ARJ1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ARJ2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00		 2231 2232
ARJ2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00		
ARJ2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
ARJ2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00		
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00		
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
ARJ2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00		 2230
ARJ2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00		 2247
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM							
ARJ2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	6 129,86	6 467,00		 2257
ARJ2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à droite		○	○		
ARJ2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à gauche		○	○		
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande Mini Joystick proportionnel							
ARJ2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00		 2233
ARJ2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
ARJ2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARJ2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00		
ARJ2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00		
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARJ2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		2 709,95	2 859,00	 2240
ARJ2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARJ2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARJ2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARJ2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARJ2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ARJ2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARJ2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARJ2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○	
ARJ2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○	
ARJ2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ARJ2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARJ2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	236,02	249,00	 2253
ARJ2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARJ2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ARJ2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARW2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARJ1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARJ1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARJ1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ARJ1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
ARJ2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARJ1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARJ1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARJ1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ARJ1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ARJ1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ARJ1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARJ2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : Bodypoint	831,28	877,00	 2258
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARJ2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	 2721
ARJ2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	2722
ARJ2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2723
ARJ2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
COLORIS DE CHÂSSIS							
Coloris des carénages							
ARJ2640	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien		○	○		
ARJ2641	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis	NOUVEAU	○	○		
ARJ2642	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		○	○		
ARJ2643	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		○	○		
ARJ2644	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic	○	○			
Coloris des jantes							
ARJ2650	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien		○	○		
ARJ2651	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis	NOUVEAU	○	○		
ARJ2652	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		○	○		
ARJ2653	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		○	○		
ARJ2654	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic	○	○			
PERFORMANCES							
Fourches							
ARJ2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		399,05	421,00		
ARJ2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆		
Roues Centrales motrices							
ARJ0704	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
ARJ0705	<input type="checkbox"/>	14"x3" Bandage noir à crampons		○	○		
ARJ0706	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○		
Moteurs							
ARJ1282	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		○	○		
ARJ1283	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○		
ARJ1223	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○		
Batteries							
ARJ1260	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆		
Chargeur							
ARJ1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
ARH1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ARJ1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							



Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
OPTIONS						
Eclairage						
ARJ1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		627,49	662,00	
ARJ1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		650,24	686,00	
ARJ1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARJ1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	
Accroche-taxi						
ARJ1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		◆	◆	
Ceintures de maintien						
ARJ1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
ARJ2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		○	○	
ARJ1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		271,09	286,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARJ2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ARJ2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARJ2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ARJ2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARJ2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ARJ2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
ARJ1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00	
ARJ1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARJ2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	
Porte-canne						
ARJ1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00	
ARJ1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARJ1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	
ARJ1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	



1329



2701, 2702




2703, 2704



2705, 2706



2128



1404

1405

Invacare® TDX® SP2 AA2

Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC

Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Low Rider à 420 mm	Low Rider à 403 mm
	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm) ARJ0016			
	450 mm ARJ0354	475 mm ARJ0364	420 mm ARJ0073	403 mm ARJ0074
ARJ2057 : Sans proclive ni déclive	450	475	420	403
ARJ2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	500	525	470	453

Valable avec une profondeur de 450 mm

Invacare® TDX® SP2 AA2		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
Type d'inclinaison	Type d'assise	Assise Modulable rigide	Assise Modulable souple
	Electrique de 0° à 20°		450/475
Electrique de 0° à 30°		475	505
Lift + Electrique de 0 à 30°		475 / 403 ou 420 avec le Low Rider	505 / 433 ou 450 avec le Low Rider

Rampes en accessoires

1440530	<input type="checkbox"/> Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x230 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	
1654130	<input type="checkbox"/> Mono rampe pliante en aluminium pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	

1440530

1654130