

Invacare® TDX® SP2^{NB} AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® TDX® SP2^{NB}* AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Poids : à partir de 125 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- *NB : Narrow Base = Version étroite. Largeur hors-tout de la base motrice 610 mm.
- (1) Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR

Parmi :

- Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (ARM0531)
- Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth (ARM2205)
- Equipement route de sécurité LED (ARM1437)

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			
			HT	TTC	LPPR*	
ARM0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)		7 465,42	7 876,02	3 938,01	2x LPPR
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			

UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS :

ARM0100	<input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - ARM0531	NC : 0501, 0503, 0526, 0533	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM0110	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - ARM2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU
ARM0120	<input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité - ARM1437	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise						
ARM2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 2111
ARM2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		138,39	146,00		 2112

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144			
ARM2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARM2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2138+2142/2147, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARM2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARM2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	138,39	146,00	
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise						
ARM2129	<input type="checkbox"/>	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARM2130	<input type="checkbox"/>	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	246,45	260,00	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARM2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, ceinture Bodypoint	○	○	
ARM2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARM2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARM2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	138,39	146,00	
Coussin d'assise						
ARM2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARM2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco_{NG}</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARM2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARM2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ARM2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ARM2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARM2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARM2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	233,18	246,00	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARM2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1288, 1289, 1445, 2152, 2155, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARM2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151,2155,2192 2193,2194,1445,2229, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARM2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <i>Flex 3</i> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier <i>Laguna</i>	NC : 2128	○	○	
ARM2174	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2175	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	



2143



2147

2144



2171



2173

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARM2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
ARM2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
ARM2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARM2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARM2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARM2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		100,47	106,00	
Accoudoirs						
ARM2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ARM2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ARM2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ARM2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARM2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm (nc : 1445)		149,76	158,00	
ARM2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARM2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ARM2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARM2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARM2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	129,86	137,00	
Gouttières hémiplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
ARM2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche , taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche , taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche , taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite , taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite , taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite , taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARM2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARM2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARM1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ARM1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	○	○	
ARM1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	361,14	381,00	
ARM2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	



2191




2198



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427


2323,
2324,
2322

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ARM2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		2325, 2326
ARM2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00		2327
ARM1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00		
ARM1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00		1446
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE							
Inclinaison d'assise							
ARM1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054	○	○		
ARM1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150kg)	NC : 2054	○	○		
ARM1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)		◆	◆		
ARM1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 470 à 770 mm		1 895,73	2 000,00		BAISSE DE TARIF !
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°							
ARM0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○		
ARM0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○		
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)							
ARM2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00		
Inclinaison de dossier							
ARM0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆		 0977
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
ARM0556	<input type="checkbox"/>	Manuel	NC : 1094+2054, 0517	563,03	594,00		
ARM0589	<input type="checkbox"/>	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 1094+2054	1 969,67	2 078,00		
Palettes							
ARM2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
ARM0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
ARM0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00		
ARM0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00		
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire							
ARM0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i>		◆	◆		 0533
ARM0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		1 010,43	1 066,00		 0531
Palettes réglables (la paire)							
ARM0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ARM0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
ARM2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARM2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARM2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 - Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 309,00	1 381,00	
ARM2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	1 969,67	2 078,00	
Option REM400						
ARM2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		390,52	412,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARM1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARM1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	145,97	154,00	35,71
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	145,97	154,00	35,71
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle <i>LiNX</i> REM500						
ARM2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARM2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	749,76	791,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	749,76	791,00	
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande <i>LiNX</i> (Utilisateur + tierce-personne)						
ARM2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ARM2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact <i>LiNX</i> - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 255,92	1 325,00	714,26
ARM2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		◆	◆	
ARM1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○	



2270



2209
2210



REM050



2219



2245

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARM2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 309,00	1 381,00	
ARM2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	825,59	871,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	825,59	871,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARM2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	6 494,79	6 852,00	714,26
ARM2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	6 494,79	6 852,00	714,26
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARM2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	
ARM2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARM2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARM2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 730,81	1 826,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARM2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2128, 2240	3 872,04	4 085,00	
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	825,59	871,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		825,59	871,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARM2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 115,64	3 287,00	
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		825,59	871,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		825,59	871,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2231
2232



2230



2247



2257




2250




2233



2240

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Commandes alternatives de vérins							
ARM2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252	NC : 2209, 2213	610,43	644,00	 2251	
ARM2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○		
ARM2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○		
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○		
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○		
ARM2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○		
ARM2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		99,53	105,00		
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX							
Accessoires LINX							
ARM2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110, ceinture Bodypoint	271,09	286,00	 2253	
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○		
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
Autres accessoires et contacteurs							
ARM2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○		
ARV2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)							
ARM1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARM1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARM1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00		
ARM1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00		
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)							
ARM2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		149,76	158,00	 2258	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)							
ARM1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARM1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARM1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00		
ARM1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00		
ARM1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00		
ARM1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00		
Commande d'arrêt à distance							
ARM2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		955,45	1 008,00		
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
ARM2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	 2721 2722  2723  2724	
ARM2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50		
ARM2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50		
ARM2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50		
COLORIS							
Coloris des carénages du châssis							
ARM2601	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		○	○	 2601 2602 2603 2607 2608 2609 0228	
ARM2602	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○		
ARM2603	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		○	○		
ARM2607	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		○	○		
ARM2608	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
ARM2609	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
ARM0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Coloris des carénages des jantes							
ARM2611	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		66,35	70,00		
ARM2612	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		66,35	70,00		
ARM2613	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		66,35	70,00		
ARM2617	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		66,35	70,00		
ARM2618	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		66,35	70,00		
ARM2619	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		66,35	70,00		
ARM2620	<input type="checkbox"/>	Noir		66,35	70,00		
ARM2621	<input type="checkbox"/>	Sans carénages (jantes noires)		◆	◆		
						2611	2612
						2613	2617
						2618	2619
						2620	
PERFORMANCES							
Fourches							
ARM2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		456,87	482,00		
ARM2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆		
Roues Centrales motrices							
ARM0704	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
ARM0732	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		71,09	75,00		
ARM0733	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons		○	○		
Moteurs							
ARM1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆		
ARM1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○		
Batteries							
ARM1257	<input type="checkbox"/>	Batteries 50 Ah		◆	◆		
Chargeur							
ARM1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ARM1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 188,63	1 254,00		 1690
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 							
OPTIONS							
Eclairage							
ARM1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		721,33	761,00		
ARM1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		785,78	829,00		
ARM1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ARM1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <i>Dahl</i> . La station d'accueil <i>Dahl</i> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/ Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00		 
Accroche-taxi							
ARM1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆		
Ceinture de maintien							
ARM1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆		 1329
ARM2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	57,82	61,00		
ARM1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		311,85	329,00		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARM2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	 2701, 2702
ARM2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARM2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	 2703, 2704
ARM2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARM2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		125,12	132,00	 2705, 2706
ARM2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
ARM1415	<input type="checkbox"/>	Droit		79,62	84,00	
ARM1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		79,62	84,00	 2128
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARM2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2179	172,51	182,00	
Porte-canne						
ARM1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		77,73	82,00	
ARM1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		77,73	82,00	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARM1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		579,15	611,00	 1404 1405
ARM1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		579,15	611,00	
Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130