

NOUVEAU




LE PACK MOBILITY PLUS POUR E-FIX L'EXTENSION INGÉNIEURE DE VOTRE E-FIX



MADE IN GERMANY 





VITTESSE



DE 6 À 8 KM/H. VITESSE.

- Augmentation de la vitesse maximale de 6 à 8 km/h*
- Nouvelle sensation de conduite dynamique avec l'e-fix

* Les lois sur la circulation routière du pays sont à respecter.



EASYNNAVI



ITINÉRAIRE PARFAIT. EASYNAVI.

- Navigation point de départ - point d'arrivée facile avec un itinéraire adapté aux fauteuils roulants
- Premier système de navigation GPS intégré dans un fauteuil roulant électrique
- Importation d'itinéraires (GPX)
- Cartes : Open Street Map



TÉLÉCOMMANDE



PILOTAGE À DISTANCE FACILE. TÉLÉCOMMANDE.

- Pilotage à distance du fauteuil roulant vide via votre smartphone
- Commande au choix via le capteur d'inclinaison intégré (en inclinant légèrement le smartphone) ou un joystick virtuel





APP MOBILITÉ & PACK MOBILITY PLUS

E-FIX APP MOBILITÉ.

L'outil intelligent sur la route.



L'application gratuite e-fix E35/E36 App Mobilité propose toutes sortes de fonctions et d'informations pratiques sur votre e-fix. Les fonctions du Pack Mobility Plus sont contenues dans cette application, débloquent-les simplement avec le code de licence en option et utilisez plus de fonctions.

* Condition préalable : unité de commande dotée de la fonctionnalité Bluetooth (reconnaisable à l'icône Bluetooth  affichée en haut à gauche de l'écran e-fix)

Aperçu de l'App Mobilité en :

Guide :

- Court manuel d'utilisation
- Informations sur les erreurs avec des solutions proposées
- Recherche de revendeur dans le monde entier

Cockpit :

- Affichage de la capacité et de l'autonomie restante
- Ecran de parcours
- Enregistrement d'un trajet parcouru

PACK MOBILITY PLUS.

L'extension ingénieuse de votre e-fix.

Fonctions du pack Mobility Plus



Vitesse : vitesse maximale de 6 à 8 km/h*



easyNavi : système de navigation GPS pour les personnes en fauteuil roulant



Télécommande : pilotage à distance de l'e-fix



Téléphone : informations sur les appels et SMS entrants sur l'écran du manipulateur

* Les lois sur la circulation routière du pays sont à respecter.

Le Pack Mobility Plus contient une notice d'utilisation et le code de licence pour débloquer les fonctions supplémentaires.

La condition préalable est un smartphone avec accès Internet. e-fix E35/E36 App Mobilité doit être préalablement installée. Uniquement disponible dans les magasins spécialisés.

EN CAS DE QUESTIONS ...

TÉLÉPHONE 02 47 62 64 00
www.invacare.fr



Yes, you can.

Invacare Poirier SAS

Route de Saint Roch | 37230 Fondettes France | contactfr@invacare.com

1645328

41.00176.03.01 Etat 08/2017 © Alber GmbH, Albstadt
Sous réserve de modifications techniques.