

**ALLER
FAITES CE U**

COMPACT ATTRACT

22



OÙ VOUS VOULEZ QUE VOUS VOULEZ

Le **Compact attract** facilite vos activités quotidiennes. Ce fauteuil pliant par croisillon est l'équipement de base parfait et a un look incomparable. Notre qualité reconnue se reflète dans ce compagnon parfait pour vos activités. Il est ingénieusement compact et sa précision le rend robuste.



Classique et facile



Compact pour le transport avec une largeur minimale



Platine de réglage verticale pour la position de la roue arrière



Accoudoirs courts, réglables en hauteur (avec outil) et amovibles, avec manchettes et protège-vêtements.



Frein à pousser

DONNÉES TECHNIQUES COMPACT ATTRACT



Angle de châssis
70°/90°



Hauteur d'assise
avant : 430 – 520 mm
arrière : 400 – 490 mm
par paliers de 10 mm



Pente max. de sécurité
7°



Poids total
approx. 11.3 kg



Largeur d'assise
360 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Distance UL
380 – 460 mm
par paliers de 10 mm



Rayon de giration
920 – 1125 mm



**Poids de transport
(sans roues arrière)**
approx. 8.7 kg



Profondeur d'assise
360 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Largeur totale plié
approx. 300 mm



Largeur totale
+ 180 mm



**Poids max. de
l'utilisateur**
130 kg



Hauteur de dossier
330 – 495 mm
par paliers de 15 mm



Angle de dossier
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Longueur totale
70°: approx. 985 mm
90°: approx. 895 mm
sans repose-jambes:
690 mm



Crash-test approuvé
Répond aux exigences
de la norme ISO 7176-19