

Joystick renforcé proportionnel (ASL133)



L'électronique... sur le
bout des doigts



Yes, you can.

Ce joystick est intégralement renforcé. Grâce à sa forme et à sa dimension, il est facile à attraper et à manipuler. Sa texture antidérapant le rend plus facile à tenir en main.

Il inclut un contacteur sur le capuchon pour faire défiler les différentes fonctions du fauteuil.

Le joystick renforcé proportionnel est particulièrement adapté aux utilisateurs spastiques.



Caractéristiques et options



Support tablette

Peut être monté sur une tablette, en avant d'une manchette ou en position centrale.



Support pour montage central



Option montée

Ce joystick est disponible en option montée sur les fauteuils *Invacare AVIVA RX20* et *AVIVA RX40*, *Invacare TDX SP2* et *Invacare TDX SP2^{NB}* équipés des assises *Modulite* et *Ultra Low Maxx*.

Références LiNX

SP1637631	Joystick renforcé
SP1640223/SP1640292	Tablette support pour joystick renforcé
SP1637857	Kit d'adaptation pour montage en bout de manchette
SP1582573	Support pour montage en position centrale
SP1639857	Anneau de fixation