

# Portfolio Compatibilité 2017 Rea®

rea | **Dahlia®**

rea | **Clematis®**

rea | **Azalea® Family**



Trusted Solutions, Passionate People





# SOMMAIRE

Introduction	4
Utilisation de ce portfolio	4
Les Produits	5
Informations Techniques	6
Pictogrammes	8
Photos	9
Type de propulsion	10
Type d'assise	11
Coussins d'assise	12
Type de dossier	13
Coussin de dossier	14
Inclinaison de l'assise et du dossier	16
Potences et Palettes	17
Accoudoirs / Options d'accoudoir	18
Options d'assise	20
Coloris de châssis	23
Roues avant	25
Roues arrière	26
Mains-courante	28
Protège-rayons	28
Sécurité	29
Accessoires	30

## INTRODUCTION

La complexité de nos produits a augmenté au cours des années et il est difficile pour nos clients ainsi que pour nous d'avoir une vue d'ensemble de notre gamme. Nous sommes conscients de cette situation et nous avons mis en place un programme internet afin de réduire la complexité de notre gamme de produits afin de la rendre plus compréhensible auprès de nos clients. Nous avons également remarqué que nous nous demandons régulièrement quels accessoires et quelles options sont compatibles entre nos produits. Un de nos objectifs est de rendre notre gamme plus compréhensible et de la présenter clairement. Compte tenu de cet objectif, nous vous présentons ici notre nouveau portfolio compatibilité.

## UTILISATION DE CE PORTFOLIO

Lorsqu'une option ou un accessoire est compatible et disponible sur un produit de la gamme **Rea**<sup>®</sup>, le code de l'option est noté dans la colonne de droite.

Toutes les options et accessoires disponibles sur la gamme **Rea**<sup>®</sup> sont listés dans les pages suivantes et sont classés par catégories et sous-catégories.

**Pour encore plus d'informations, consultez notre nouveau site internet**

**[www.rea.invacareproducts.com/france-fr](http://www.rea.invacareproducts.com/france-fr)**

## LES PRODUITS



Rea® **Clematis**®

Fauteuil roulant avec assise et dossier réglables pour offrir à l'utilisateur une posture et un équilibre optimal

Disponible également en largeur fixe



rea **Azalea**®

Fauteuil roulant pour les utilisateurs modérément actifs ou ayant un faible maintien du tronc.



rea **Azalea**® Minor

Fauteuil roulant pour les utilisateurs de petite taille ou pour les enfants. Dimensions d'assise plus petites.



rea **Azalea**® Tall

Fauteuil roulant pour les utilisateurs de grande taille. Grande profondeur et hauteur d'assise plus importante.



Rea® **Azalea**® Max

Fauteuil roulant pour les utilisateurs en surpoids jusqu'à 180kg.



Rea® **Azalea**® Base








Châssis d'un fauteuil roulant qui bénéficie d'une inter-compatibilité au niveau des pièces et accessoires avec les autres modèles **Azalea**®










Rea® **Dahlia**®

Fauteuil roulant pour les utilisateurs à la recherche de confort d'autonomie et de mobilité.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

	Assise				Dossier		Accoudoirs
							
Req® Clematis®	390 / 440 / 490 Ou 390-440 440-490 490-540	420 / 480	-1° à +19°	400 - 450	-1° à +30°	600 - 710	230 - 340
Req® Azalea® & Azalea® Assist	390 – 440 / 440 – 490 / 490 - 540	430 / 500	-1° à + 23°	400 - 450	0° - 30°	540 – 790	240 – 360
Req® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	340 (+50/100)	380 - 450	-1° +23° +1° +25°	400 / 450	0° - 30°	430 - 500	240 - 360
Req® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	390-440 / 440-490/ 490-540/ 490-590 (Assist tall)	480-550	-1° +23° +1° + 25°	500	0° - 30°	540-790	240-360
Req® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	550-710	530-600	1°-20°	400/450	0° - 30°	500 à 580	200 – 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 – 350 (n°4)
Req® Azalea® Base	340/390/ 440/490	430 à 600	-1° +23° +1° + 25°	400/450	0° - 30°	600 à 710	200 – 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 – 350 (n°4)
Req® Dahlia®	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540 /  Version 16" :  390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590	430 - 500	<u>Dahlia 30° :</u> -1° à 30°  <u>Dahlia 45° :</u> 0° à 45°	<u>Dahlia 30° :</u> 330 - 500  <u>Dahlia 45° :</u> 350 - 500	0° - 30°	500 - 800 (sans coussin d'assise)	250 - 320

	Repose-jambes	Dimensions hors-tout			Poids		
							
<b>Rea® Clematis®</b>	330 - 500	Largeur d'assise + 210	1120 - 1480	960 - 1120	125 kg	20.5 / 21 / 21.5 kg	30 / 32 / 33.5 kg
<b>Rea® Azalea® &amp; Azalea® Assist</b>	330 - 500	Largeur d'assise + 220	950 - 1020	900 - 1250	135 kg	16.5 kg	34 kg
<b>Rea® Azalea® Minor &amp; Azalea® Assist Minor</b>	330 - 500	Largeur d'assise + 220	900 - 1020	900	75 kg	15 kg	28 kg
<b>Rea® Azalea® Tall &amp; Azalea® Assist Tall</b>	330 - 500	Largeur d'assise + 220	950 - 1070	1000 - 1300	135 kg	18.7 kg	36 kg
<b>Rea® Azalea® Max &amp; Azalea® Assist Max</b>	330 - 500	Largeur d'assise + 250	1050 - 1120	1020 - 1240	180 kg	33 kg	54 kg
<b>Rea® Azalea® Base</b>	330 - 500	Largeur d'assise + 220	930 – 1040* 950 – 1070	1300* /1400 mm	135 kg	15 kg	20 kg
<b>Red® Dahlia®</b>	330 - 500	Largeur d'assise +160 (16") +180 (20/22/24")	900 – 1180	825 - 1250	135 kg	21 à 25 kg	> 35 kg

\*Pour largeur d'assise 340 mm

## PICTOGRAMMES



Largeur d'assise  
(mm)



Profondeur  
d'assise (mm)



Inclinaison  
d'assise (°)



Hauteur d'assise  
(mm)



Inclinaison du  
dossier (°)



Hauteur de  
dossier (mm)



Hauteur  
d'accoudoirs  
(mm)



Angle de potence  
(°)



UL (mm)



Largeur hors-tout  
(mm)



Largeur hors-tout  
plié (mm)



Longueur hors-  
tout avec repose-  
pieds (mm)



Longueur hors-  
tout sans repose-  
pieds (mm)



Hauteur hors-tout  
(mm)



Poids max  
utilisateur (kg)







Poids du fauteuil  
(kg)














Poids du fauteuil  
pour le transport  
(kg)









# PHOTOS







	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matrix
<b>Types de Propulsion</b>								
Standard 	BKA0010	BNA0025	BNC0025	BNH0025	BSA0025		BVA0030 BVB0030	BXA0030 BXB0030
Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne (pour roues de 24" uniquement) 	BKA0020	BNA0030	BNC0030	BNH0030	BSA0030		BVA0040 BVB0040	BXA0040 BXB0040
Fauteuil Transit roues arrière de 16", freins tambour, commande tierce-personne 						BQA0020	BVA0020 BVB0020	BXA0020 BXB0020
Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24", freins tambour, commande tierce-personne 						BQA0040		






	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matrix
<b>Types d'assise</b>								
Plane réglable en profondeur 		BNA0130 BNB0130	BNC0130 BNI0130	BNH0130 BNG0130				
Sur rail réglable en profondeur sans outil 		BNA0140 BNB0140						
Rigide réglable en profondeur 					BSA0120 BSB0120			
Plaque d'assise réglable en profondeur sur 70 mm 						BQA0150		
Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou +5° réglable en profondeur sur 70 mm 						BQA0155		
Sans interface (livré avec support d'assise fixe) 						BQA0170		

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Coussin d'assise</b>									
<b>Flo-tech Contour Visco</b>		BKA0125	BNA0164 BNB0164					BVA0280 BVB0280	BXA0240 BXB0240
<b>Flo-Shape</b>		BKA0135	BNA0165 BNB0165	BNC0165 BNI0165	BNH0165 BNG0165			BVA0270 BVB0270	BXA0230 BXB0230
<b>Mistral</b>			BNA0175	BNC0175 BNI0175	BNH0715 BNG1075			BVA0260 BVB0260	BXA0220 BXB0220
Coussin mousse HR, Hauteur 100 mm						BSA0130 BSB0130			
<b>Mistral 2</b>		BKA0130							
<b>Coloris de garniture de coussin</b>									
Velours noir			BNA0191 BNB0191	BNC0191 BNI0191	BNH0191 BNG0191			BVA0330 BVB0330	BXA0290 BXB0290
Dartex			BNA0201 BNB0201	BNC0201 BNI0201	BNH0201 BNG0201			BVA0340 BVB0340	BXA0300 BXB0300

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
Type de dossier									
Plaque de dossier <b>Flex 3</b> (réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm) 			BNA0210 BNB0210		BNH0210 BNG0210			BVA0430	BXA0390
Plaque de dossier <b>Laguna 2</b> , réglable en hauteur de 600 à 710 mm 	BKA0080		BNA0215 BNB0125		BNH0215 BNG0215			BVA0410	BXA0370
Dossier <b>Flex 3</b> (réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm) 			BNA0020 BNB0220		BNH0220 BNG0220			BVA0440	BXA0400
Dossier <b>Flex 2</b> réglable en tension courbure courte 				BNI0220		BSA0160 BSB0160			
Dossier <b>Laguna 2</b> Réglable en tension 								BVA0420	
Plaque dossier, <b>Flex 2</b> , 2 réglages : hauteur propre + ar rapport à l'assise 				BNC0210 BNI0210					

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrx	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matrx
<b>Coussin de dossier</b>									
Latéral, plat et large, 43 cm									BVA0495 BVD0495
Latéral, plat et large, 54 cm			BNA0240 BNB0240	BNI0240	BNH0240 BNG0240	BSA0170 BSB0170		BVA0490	BXA0450
<b>Laguna</b> , plat avec légers maintiens latéraux			BNA0250 BNB0250	BNC0250 BNI0250	BNH0250 BNG0250	BSA0180 BSB0180		BVA0500	BXA0460
<b>Mistral 2</b> , maintien de la taille, épaules dégagées			BNA0260 BNB0260	BNC0260 BNI0260	BNH0260 BNG0260			BVA0510	BXA0470
<b>Passad 2</b> , maintien du buste et des épaules			BNA0270 BNB0270		BNH0270 BNG0270			BVA0520	BXA0480
<b>Dossiers Matrx</b>									
Dossier <b>Matrx Elite</b> Haueur 510 mm Avec appui-tête <b>Matrx</b>			BNA0221 BNB0221		BNH0221 BNI0221			BVB0390	BXB0350
Dossier <b>Matrx Elite Deep</b> Haueur 510 mm Avec appui-tête <b>Matrx</b>			BNA0223 BNB0223		BNH0223 BNI0223			BVB0400	BXB0360
Dossier <b>Matrx Elite TR</b>			BNA0228 BNB0228		BNH0228 BNG0228			BVB0405	BXB0365
Dossier <b>Matrx Posture Back</b>			BNA0225 BNB0225		BNH0225 BNI0225				

Garniture de dossier									
Velours noir			BNA0311 BNB0311	BNC0311 BNI0311	BNH0311 BNG0311			BVA0560	BXA0520
Dartex			BNA0321 BNB0321	BNC0321 BNI0321	BNH0321 BNG0321			BVA0570	BXA0530
Mesh micro-aéré								BVA0575 BVB0345	BXA0535 BxB0305
Poignées à pousser									
Poignées à pousser		BKA0110	BNA0335 BNB0335	BNC0340 BNI0340	BNH0335 BNG0335	BSA0220 BSB0220		BVA0590 BVB0600 BVA0600 BVB0610 BVB0615	BXA0550 BxB0550 BXA0560 BxB0560
Poignées à pousser courbées						BSA0230 BSB0230			
Barre de poussée Réglable en angle et en hauteur	 0345		BNA0345 BNB0345	BNC0345 BNI0345	BNH0345 BNG0345			BVA0580 BVB0580	BXA0540 BxB0540






	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>								
Vérins pneumatiques, commande tierce-personne 	BKA0120	BNA0350 BNB0350	BNC0350 BNI0350	BNH0350 BNG0350	BSA0240 BSB0240	BQA0160	BVA0620 BVA0640 BVB0620 BVB0640	BXA0580 BXA0600 BXB0580 BXB0600
Réglage mécanique 						BQA0161	BVA0660 BVB0660	BXA0620 BXB0620
Inclinaison d'assise et de dossier électrique par télécommande 		BNA0360 BNB0360		BNH0360 BNG0360	BSA0250 BSB0250			BXA0595 BXB0595
Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise) 	BKA0471	BNA1263 BNB1263	BNC1263 BNI1263	BNH1263 BNG1263	BSA0605 BSB0605	BQA0932		
Vérin pneumatique, commande utilisateur (monté sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs réglables en largeur ou Non réglables) 							BVA0630 BVB0630  BVA0632 BVB0632	





	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Potences et palettes</b>								
<b>Potences &amp; Repose-jambe</b>								
Repose-jambe réglable avec appui-mollet, protection de genou 	BKA0160 BKA0180	BNA0380 BNA0430 BNB0380 BNB0430	BNC0380 BNC0430 BNI0380 BNI0430	BNH0380 BNH0430 BNG0380 BNG0430		BQA0240	BVA0700 BVA0750 BVB0700 BVB0750	BXA0660 BXA0710 BXB0660 BXB0710
Potence fixe à 80°, escamotable int/ext. 		BNA0390 BNA0440 BNB0390 BNB0440	BNC0390 BNC0440 BNI0390 BNI0440	BNH0390 BNH0440 BNG0390 BNG0440		BQA0250	BVA0710 BVA0760 BVB0710 BVB0760	BXA0670 BXA0720 BXB0670 BXB0720
Support amputé 		BNA0410 BNA0460 BNB0410 BNB0460	BNC0410 BNC0460 BNI0410 BNI0460	BNH0410 BNH0460 BNG0410 BNG0460		BQA0270	BVA0730 BVA0780 BVB0730 BVB0780	BXA0690 BXA0740 BXB0690 BXB0740
Repose-jambes réglables de 0° à 80° avec appui-mollets multi-réglable et protection de genoux, la paire 					BSA0260 BSB0260			
Repose-jambe central avec appui-mollets et palettes articulées 		BNA0370 BNB0370		BNH0370 BNG0370			BVA0670 BVB0670	BXA0630 BXB0630
<b>Palettes</b>								
Palettes monobloc réglable en profondeur et en angle : Tube court : 240 mm Tube long : 360 mm 		BNA0475 BNB0475 (tube court) BNB0476 (tube long)	BNC0475 BNI0475 (tube court)	BNH0475 BNH0476 BNG0475 BNG0476		BQA0290	BVA0800 BVB0800	BXA0760 BXB0760












Palettes									
Palettes fixes : Tube court : 240 mm Tube long : 3660 mm 							BQA0300 BQA0330		
Palette réglable en profondeur et en angle: Tube court : 240 mm Sangle talonnière 	BKA0211 BKA0231	BNA0490 BNA0550 BNB0490 BNB0550	BNC0490 BNC0550 BNI0490 BNI0550	BNH0490 BNH0550 BNG0490 BNG0550		BSA0280 BSB0280	BQA0310	BVA0810 BVB0810	BXA0770 BXB0770
Palette réglable en profondeur et en angle: Tube long : 360 mm Sangle talonnière 	BKA0210 BKA0230	BNA0520 BNA0580 BNB0520 BNB0580	BNC0520 BNC0580 BNI0520 BNI0580	BNH0520 BNH0580 BNG0520 BNG0580		BSA0290 BSB0290	BQA0340	BVA0830 BVA0870 BVB0830 BVB0870 BVA0850 BVA0890 BVB0850 BVB0890	BXA0790 BXA0830 BXB0790 BXB0830 BXA0810 BXA0850 BXB0810 BXB0850

Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matrix
----------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

Accoudoirs									
Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm 	BKA0240 BKA0260	BNA0600 BNA0630 BNB0600 BNB0630	BNC0600 BNC0630 BNI0600 BNI0630	BNH0600 BNH0630 BNG0600 BNG0630			BQA0420 BQA0470	BVA0910 BVA0970 BVB0910 BVB0970	BXA0870 BXA0930 BXB0870 BXB0930
Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm Largeur d'assise utile -20 mm 	BKA0243 BKA0263	BNA0610 BNA0640 BNB0610 BNB0640	BNC0610 BNC0640 BNI0610 BNI0640	BNH0610 BNH0640 BNG0610 BNG0640			BQA0440 BQA0490		
Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur 	BKA0245 BKA0265	BNA0615 BNA0645 BNB0615 BNB0645	BNC0615 BNC0645 BNI0615 BNI0645	BNH0615 BNH0645 BNG0615 BNG0645			BQA0450 BQA0500	BVA0930 BVA0990 BVB0930 BVB0990	BXA0890 BXA0950 BXB0890 BXB0950
Large, réglable en hauteur 		BNB0605 BNB0635	BNI0605 BNI0635	BNG0605 BNG0635	BSA0300 BSA0320 BSB0300 BSB0320				
Manchette étroite Pour demi-tablette 	BKA0250 BKA0270	BNA0620 BNB0620 BNA0650 BNB0650	BNC0620 BNI0620 BNC0650 BNI0650	BNH0620 BNG0620 BNH0650 BNG0650				BVA0950 BVB0950 BVA1010 BVB1010	BXA0910 BXB0910 BXA0970 BXB0970

	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlic® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlic® 45° et 45° Matr
<p>Manchette étroite, Réglable en hauteur De 230 à 320 mm Longeur 380 mm</p> 							BVA0900 BVA0960 BVB0900 BVB0960	BXA0860 BXA0920 BxB0860 BxB0920
<p>Accoudoirs confort réglable en hauteur de 280 à 370 mm droit et gauche</p> 							BVA0915 BVB0915  BVA0975 BVB0975	BXA0870 BxB0870  BXA0935 BxB0935
<b>Option d'accoudoirs</b>								
<p>Coussin Latéral rembourré</p> 							BVA1020 BVB1020	BXA0980 BxB0980
<p>Housse velours Rembourrée par Manchette étroite</p> 							BVA1025 BVB1025	BXA0985 BxB0985



	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrux	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Options d'assise</b>								
<b>Dossiers</b>								
Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables 	BKA0290	BNA0730 BNB0730	BNC0730 BNI0730	BNH0730 BNG0730		BQA0540	BVA1080 BVB1080	BXA1040 BXB1040
Housse de coussin d'appui-tête 	BKA0291	BNA0740 BNB0740	BNC0740 BNI0740	BNH0740 BNG0740	BSA0380 BSB0380	BQA0545	BVA1090 BVB1090	BXA1050 BXB1050
Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables 	BKA0295	BNA0750 BNB0750	BNC0750 BNI0750	BNH0750 BNG0750	BSA0390 BSB0390	BQA0550	BVA1100 BVB1100	BXA1060 BXB1060
Appui-nuque 	BKA0300	BNA0770 BNB0770	BNC0770 BNI0770	BNH0770 BNG0770	BSA0400 BSB0400	BQA0400	BVA1110 BVB1110	BXA1070 BXB1070
Kit 3 molettes de réglage pour appui-tête 		BNA0790 BNB0790	BNC0790 BNI0790	BNH0790 BNG0790	BSA0420 BSB0420	BQA0570	BVA1130 BVB1130	BXA1090 BXB1090
Cale-tronc, amovible, réglage en largeur en profondeur et en hauteur 	BKA0310 BKA0320	BNA0800 BNA0810 BNB0800 BNB0810	BNC0800 BNC0810 BNI0800 BNI0810	BNH0800 BNH0810 BNG0800 BNG0810			BVA1140 BVA1150	BXA1100 BXA1110
Cale-tronc, amovible, escamotable, réglage en angle en largeur, en profondeur et en hauteur 	BKA0315 BKA0325	BNA0880 BNA0890 BNB0880 BNB0890	BNC0880 BNC0890 BNI0880 BNI0890	BNH0880 BNH0890 BNG0880 BNG0890			BVA1200 BVA1230	BXA1180 BXA1190
Appui-tête <b>Matrx</b> 							BVB1112	BXB1072
Support appui tête/ appui-nuque universel 	BKA0305	BNA0782 BNB0782	BNC0782 BNI0782	BNH0782 BNG0782			BVA1125 BVB1125	BXA1085 BXB1085

Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
----------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------








**Options d'assise**

**Dossiers**







Soutien lombaire 		BNA0910 BNB0910	BNC0910 BNI0910	BNH0910 BNG0910	BSA0430 BSB0430		BVA1270	BXA1230
Indicateur d'inclinaison de dossier 		BNA0915 BNB0915 BNC0915 BNG0915 BNH0915 BNI0915					BVA1300	BXA1260
Kit de 2 cales de positionnement triangulaires 		BNA0920 BNB0920	BNC0920 BNI0920	BNH0920 BNG0920	BSA0440 BSB0440		BVA1280	BXA1240
Cale-tronc, amovible 	BKA0315 BKA0325							
Housse de protège-vêtements 	BKA0275	BNA0680 BNB0680	BNC0680 BNI0680	BNH0680 BNG0680	BSA0340 BSB0340	BQA0520		
Coussin pour housse de protège-vêtements 		BNA0690 BNB0690	BNB0690 BNI0690	BNH0690 BNG0690	BSA0350 BSB0350	BQA0530		
Appui tête Multi-réglable 					BSA0370 BSB0370			
Housse de coussin d'appui-nuque 	BKA0301	BNA0780 BNB0780	BNC0780 BNI0780	BNH0780 BNG0780	BSA0410 BSB0410	BQA0565	BVA1120 BVB1120	

Assise									
Housse de coussin d'assise imperméable			BNA0710 BNI0710	BNC0710 BNI0710	BNH0710 BNG0710			BVA1030 BVB1030	BXA0900 BxB0900
Plot d'abduction		BKA0280	BNA0720 BNI0720	BNB0720 BNI0720	BNH0720 BNI0720			BVA1040 BVB1040	BXA1000 BxB1000

Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
----------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------









Options d'assise									
Potences/palettes									
Extension de châssis + 50 mm			BNA0950 BNB0950	BNC0950 BNI0950		BSA0450 BSB0450	BQA0600		
Prolongateur de palette			BNA0930 BNA0940 BNB0930 BNB0940		BNH0930 BNH0940 BNG0930 BNG0940		BQA0580 BQA0590	BVA1310 BVA1320 BVB1310 BVB1320	BXA1270 BXA1280
Revêtement rembouré Pour palette			BNA0941 BNB0941 BNC0941 BNG0941 BNH0941 BNI0941					BVA1340 BVB1340	BXA1300 BxB1300
Sangle appui-mollets confort rembourée Dartex			BNA0942 BNB0942 BNC0942 BNG0942 BNH0942 BNI0942					BVA1350 BVB1350	BXA1310 BxB1310
Sangle appui-mollets Pour palette monobloc			BNA0945 BNB0945	BNC0945 BNI0945	BNH0945 BNG0945			BVA1330 BVB1330	BXA1290 BxB1290
Plaque d'extension de l'assise (la paire)								BVA1050 BVB1050	BXA1010 BxB1010
Plaque pour rehausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm								BVA1060 BVB1060	BXA1020 BxB1020

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
Châssis									
Coloris de châssis									
Gris Perle		BKA0360	BNA0944 BNB0944	BNC0944 BNI0944	BNH0944 BNG0944	BSA0444 BSB0444	BQA0591		
Bleu Azur			BNA0946 BNB0946	BNC0946 BNI0946	BNH0946 BNG0946	BSA0442 BSB0446	BQA0592		
Sable			BNA0947 BNB0947	BNC0947 BNI0947	BNH0947 BNG0947	BSA0443 BSB0447	BQA0593		
Rouge Vif			BNA0949 BNB0949	BNC0949 BNI0949	BNH0949 BNG0949	BSA0445 BSB0448	BQA059		
Vert Electrique			BNA0948 BNB0948	BNC0948 BNI0948	BNH0948 BNG0948	BSA0444 BSB 0449	BQA0594		





		<i>Rea® Clematis®</i>	<i>Rea® Azalea® &amp; Azalea® Assist</i>	<i>Rea® Azalea® Minor &amp; Azalea® Assist Minor</i>	<i>Rea® Azalea® Tall &amp; Azalea® Assist Tall</i>	<i>Rea® Azalea® Max &amp; Azalea® Assist Max</i>	<i>Rea® Azalea® Base</i>	<i>Rea® Dahlic® 30° &amp; 30° Matrx</i>	<i>Rea® Dahlic® 45° et 45° Matr</i>
<b>Châssis</b>									
<b>Coloris de la bande réfléchissante</b>									
Bleu								BVA1360 BVB1360	BXA1320 BXB1320
Gris								BVA1370 BVB1370	BXA1330 BXB1330
Rouge								BVA1380 BVB1380	BXA1340 BXB1340
Champagne								BVA1390 BVB1390	BXA1350 BXB1350
Vert Pétrole								BVA1400 BVB1400	BXA1360 BXB1360
Sans couleur de bande réfléchissante (châssis coloris noir)								BVA1405 BVB1405	BXA1405 BVB1405

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Châssis</b>									
<b>Roues avant</b>									
Roues 100 x 27 Bandage standard 4"								BVA1430 BVB1430	BXA1390 BXB1390
Roues 125 x 27 Bandage standard 5"								BVA1440 BVB1440	BXA1400 BVB1400
Roues 140 x 37 Bandage soft 5.5"			BNA0970 BNB0970	BNC0970 BNI0970		BSA0470 BSB0470	BQA0620		
Roues 150 x 27 Bandage 6"		BKA0374						BVA1460 BVB1460	BXA1420 BXB1420
Roues 150 x 30 Bandage Standard 6"			BNA0985 BNB0985	BNC0985 BNI0985			BQA0635		
Roues 150 x 30 Bandage soft 6"			BNA0990 BNB0990	BNC0990 BNI0990			BQA0640		
Roues 200 x 27 Bandage Standard 8"		BKA0375	BNA1000 BNB1000		BNH1000 BNG1000		BQA0650	BVA1480 BVB1480	BXA1440 BXB1400
Roues 200 x 30 Bandage soft 8"			BNA1010 BNB1010		BNH1010 BNG1010		BQA0660		





		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Châssis</b>									
<b>Roues avant</b>									
Roues 200 x 32 Pneumatique 8"			BNA1020 BNB1020		BNH1020 BNG1020		BQA0670	BVA1500 BVB1500	BXA1460 BXB1460
Roues 200 x 45 Bandage Standard 8"		BKA0380	BNA1035 BNB1035		BNH1035 BNG1035	BSA0490 BSB0490	BQA0680	BVA1510 BVB1510	BXA1470 BXB1470
<b>Diamètres des roues arrière</b>									
12"		BKA0394							
16"			BNB01045	BNI1045	BNG1045		BQA0700	BVA1540 BVB1540	BXA1500 BXB1500
20"								BVA1550 BVB1550	BXA1510 BXB1510
22"		BKA0395	BNA1050	BNC1050		BSA0510	BQA0710	BVA1560 BVB1560	BXA1520 BXB1520
24" standard		BKA0410	BNA1065	BNC1065	BNH1065	BSA0520	BQA0730	BVA1580 BVB1580	BXA1540 BXB1540
24" spécifique			BNA1060	BNC1060	BNH1060		BQA0720	BVA1570 BVB1570	BXA1530 BXB1530





	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrx	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Châssis</b>								
<b>Pneus arrière</b>								
Pneumatique, lisse 		BNA1070	BNC1070	BNH1070		BQA0740		
Pneumatique, profil crampon 		BNA1080 BNB1080	BNC1080 BNI1080	BNH1080 BNG1080		BQA0750	BVA1600 BVB1600	BXA1560 BXB1560
Pneumatique, profil crampon, avec insert bandage 		BNA1085	BNC1085	BNH1085		BQA0760	BVA1610 BVB1610	BXA1570 BXB1570
Bandage 	BKA0420	BNA1090 BNB1090	BNC1090 BNI1090	BNH1090 BNG1090	BSA0530 BSB0530	BQA0770	BVA1620 BVB1620	BXA1580 BXB1580
Pneumatique, profil fin 		BNA1095	BNC1095	BNH1095			BVA1630 BVB1630	BXA1590 BXB1590
Pneumatique 	BKA0415							

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrx	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Châssis</b>									
<b>Mains-courantes</b>									
Aluminium		BKA0430	BNA1100	BNC1100	BNH1100	BSA0540	BQA0790	BVA1650 BVB1650	BXA1610 BXB1610
Anti-dérapantes noires			BNA1120	BNC1120	BNH1120	BSA0545	BQA0810	BVA1660 BVB1660	BXA1620 BXB1620
Acier Inoxydable	<i>Photo non disponible</i>							BVA1670 BVB1670	BXA1630 BXB1630
Double main-courantes droite ou gauche								BVA1680 BVA1690 BVB1680 BVB1690	BXA1640 BXA1650 BXB1640 BXB1650
<b>Protège-rayons</b>									
Protège-rayons "Frost"		BKA0445	BNA1160	BNC1160	BNH1160	BSA0550	BQA0850	BVA1710 BVB1710	BXA1670 BXB1670

	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr	
<b>Sécurité</b>									
Freins à tirer 	BKA0460	BNA1170	BNC1170	BNH1170	BSB0560	BQA0860	BVA1720 BVB1720	BXA1680 BXB1680	
Freins à câble à commande unilatérale 		BNA1180 BNA1185		BNH1180 BNH1185		BQA0863 BQA0867	BVA1725 BVB1727 BVA1727 BVB1727	BXA1685 BXB1685 BXA1687 BXB1687	
Freins à pousser 					BSA0560				
Frein à pousser Avec extension de frein 					BSA0561				
Ceinture de maintien 	BKA0447	BNA1200 BNB1200	BNC1200 BNI1200	BNH1200 BNG1200	BSA0570 BSB0570		BVA1730 BVB1730	BXA1690 BXB1690	
Kit réflecteurs Roues et châssis 	BKA0455	BNA1220 BNB1220	BNC1220 BNI1220	BNH1220 BNG1220	BSA0590 BSB0590	BQA0890	BVA1740 BVB1740	BXA1700 BXB1700	
Tube basculeurs Anti-basculé, La paire 	BKA0450								

	Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Accessoires</b>								
Tablette escamotable avec coussin appui- coudes 		BNA1245 BNB1245	BNB1245 BNI1245	BNH1245 BNG1245	BSA0600 BSB0600	BQA0915	BVA1775 BVN1775	BXA1735 BXD1735
Tablette Amovible Réglable en profondeur 	BKA0470	BNA1230 BNB1230	BNC1230 BNI1230	BNH1230 BNG1230		BQA0900	BVA1750 BVB1750	BXA1710 BXB1710
Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants 		BNA1240 BNB1240	BNC1240 BNI1240	BNH1240 BNG1240		BQA0910	BVA1770 BVB1770	BXA1730 BXB1730
Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes 	BKA0469	BNA1231 BNB1231	BNB1231 BNI1231	BNH1231 BNG1231		BQA0902	BVA1755 BVB1755	BXA1715 BXB1715
Goupille de verouillage pour tablette 	BKA0480	BNA1250 BNB1250		BNH1250 BNG1250		BQA0920	BVA1780 BVB1780	BXA1740 BXB1740
Demi-tablette escamotable gauche / droite 	BKA0477 BKA0478	BNA1232 BNB1232 BNA1233 BNB1233	BNC1232 BNC1233	BNH1232 BNG1232 BNH1233 BNG1233		BQA0903 BQA0904	BVA1756 BVB1756 BVA1757 BVB1757	BXA1716 BXB1716 BXA1717 BXB1717
Coussin de tablette 		BNA1235 BNB1235	BNC1235 BNI1235	BNH1235 BNG1235			BVA1760 BVB1760	BXA1720 BXB1720

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matr	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
<b>Accessoires</b>									
Coussin pour Demi-tablette		BKA0479	BNA1237 BNB1237	BNC1237	BNH1237 BNG1237		BQA0907	BVA1765 BVB1765	BXA1725 BXB1725
Pompe			BNA1270 BNB1270	BNC1270 BNI1270	BNH1270 BNG1270		BQA0940	BVA1820 BVB1820	BXA1780 BXB1780
Porte-canne			BNA1280 BNB1280	BNC1280 BNI1280	BNH1280 BNG1280	BSA0610 BSB0610	BQA0950	BVA1830 BVB1830	BXA1790 BXB1790
Tige porte-sérum		BKA0475	BNA1320 BNB1320		BNH1320 BNG1320			BVA1920 BVB1920	BXA1861 BXB1861
Système de verrouillage des fourches			BNA1305 BNB1305	BNC1305 BNI1305	BNH1305 BNG1305				
Tube basculeur								BVA1870 BVB1870	BXA1830 BXB1830
Accroche-taxi								BVA1890 BVB1890	BXA1850 BXB1850
Porte Accessoires								BVA1900 BVB1900	BXA1860 BXB1860

		Rea® Clematis®	Rea® Azalea® & Azalea® Assist	Rea® Azalea® Minor & Azalea® Assist Minor	Rea® Azalea® Tall & Azalea® Assist Tall	Rea® Azalea® Max & Azalea® Assist Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30° & 30° Matrix	Rea® Dahlia® 45° et 45° Matr
Accessoires									
Attache Pour harnais			BNA1300 BNB1300	BNC1300 BNI1300	BNH1300 BNG1300			BVA1860 BVB1860	BXA1820 BXB1820
Kit de limitation d'angle pour Dahlia 30°								BVA1930 BVB1930	
Kit de limitation d'angle pour Dahlia 45°									BXA1890 BXB1890
Kit d'attaches pour ceinture de positionnement			BNA1310 BNB1310	BNC1310 BNI1310	BNH1310 BNG1310				