

Rampes



Des rampes pour faciliter votre
quotidien et vos déplacements !



Yes, you can.

Désormais, Invacare vous propose une gamme de rampes dans le but de répondre aux besoins des utilisateurs : télescopiques, en 2 ou 3 parties ou bien même monobloc.

Trois modèles aux caractéristiques et aux performances multiples répondant chacun aux besoins des utilisateurs qui vous permettront de franchir des obstacles et venir en aide aux tierces personnes pour charger le fauteuil (électrique ou manuel) sans effort dans un véhicule.

Rampes Basic, Quick2go Compact, mono rampe



Basic 2 parties : la plus légère

- Rampes télescopiques en 2 parties en aluminium
- Légère : 8,8 kg la paire
- Surface antidérapante
- Système de verrouillage



Quick2go Compact 3 parties : la plus compacte

- Rampes télescopiques en 3 parties en aluminium
- Compacte : longueur repliée de 87 cm
- Surface antidérapante
- Système de verrouillage et poignées de portage



Mono rampe pliante en aluminium

- Rampe monobloc en aluminium pliable en deux dans la longueur
- Simple à positionner
- Déploiement rapide
- Poignée de portage

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ces accessoires.

	Rampe Basic	Rampe Quick2go Compact	Mono rampe pliante en aluminium
Références	1654128	1654129	1654130
Performances			
Longueur dépliée	210 cm	200 cm	182,40 cm
Longueur repliée	121 cm	87 cm	182,40 cm
Largeur totale	19,40 cm	23,72 cm	71,40 cm
Largeur intérieure	14,5 cm (pièce)	18 cm (pièce)	69 cm
Capacité maximum	270 kg	260 kg	300 kg
Hauteur obstacle maximum*	13 cm	12 cm	11 cm
Hauteur obstacle maximum**	42 cm	40 cm	36 cm
Caractéristiques			
Hauteurs (flancs)	4,4 cm	5 cm	3,5 cm
Poids produit	8,8 kg (la paire)	13,6 kg (la paire)	13,9 kg
Surface anti-dérapante	Oui	Oui	Oui
Système de verrouillage	Oui	Oui	Non
Système de pliage	Télescopique	Télescopique	Portefeuille
Compatible fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues	Non	Non	Oui

* Pour un fauteuil roulant manuel ou électrique avec utilisateur seul

** Pour un fauteuil roulant manuel avec utilisateur et aide d'une tierce-personne

Tel. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
 Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes - France



Yes, you can.®

