



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
994,48 € TTC

Codes

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUITIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2

Codes LPPR (version transit) :

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9225663 - VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Pliant
Référence d'achat :	Matière : Acier
Code client :	Largeur d'assise : 390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :	Profondeur d'assise : Réglable en continu de 430 à 500 mm
	Inclinaison d'assise : +1° à 30° ou -2 à +27° par vérins pneumatiques, à translation
	Inclinaison de dossier : 0 à 30° par vérins pneumatiques
	Accoudoirs : Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
	Repose-jambes : Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
	Coloris : Beige Nacré
	Poids total : A partir de 35,5 kg
	Positionnement : Compatible avec les produits Bodypoint ,
	Motorisations alber : Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35-E36 , Viamobil V25 et Viaplus V12
	Poids max utilisateur : 135 kg
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**[®].


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SNC0002	<input type="checkbox"/> Rea® Clematis® Pro E-Tilt - Code LPPR 9124689		942,64 <small>+1,67 € HT d'éco-participation</small>	994,48	994,48	
TYPES DE PROPULSION						
SNC0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆		
SNC0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit (<i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1520	○	○		
ASSISE ET DOSSIER						
Type d'assise						
SNC0210	<input type="checkbox"/> Réglable en largeur et profondeur		◆	◆		
Largeur d'assise (SW)						
SNC0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm		○	○		
SNC0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm		○	○		
SNC0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm		○	○		
SNC0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00		
Profondeur d'assise (SD)						
SNC0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
SNC0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	○		
SNC0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
Coussins d'assise						
SNC0410	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Matrx Contour Visco NG</i>		◆	◆		
SNC0420	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
SNC0430	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
Type de dossier						
SNC0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆		
SNC0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○		
SNC0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00		
Coussin de dossier						
SNC0530	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier <i>Laguna 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		
SNC0540	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Latéral</i> , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
Poignées à pousser						
SNC0560	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
SNC0570	<input type="checkbox"/> Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNC0580	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>		○	○		
Inclinaison de l'assise et du dossier						
SNC0620	<input type="checkbox"/> Vérins ÉLECTRIQUES par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier		◆	◆		
POTENCES / PALETTES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
SNC0700	<input type="checkbox"/> Position standard		◆	◆		
SNC0710	<input type="checkbox"/> Support pour position à 90° - angulation du repose-jambe 10° à 90°		52,13	55,00		
Repose-jambe gauche						
SNC0720	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
Repose-jambe droit						
SNC0740	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		




0210



Support d'accouider



0410



0420

0430



0530



0560

















0570














0580



0720

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
PALETTES							
Palette gauche							
SNC0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		 0770
Palette droite							
SNC0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							
SNC0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0800
SNC0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39	
SNC0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39	 0810
Accoudoir droit							
SNC0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0820
SNC0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39	
SNC0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39	
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'assise							
SNC0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		 0910
Options de dossier							
SNC1000	<input type="checkbox"/>	Sangle lombaire supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		38,86	41,00		 1000
Appui-tête							
SNC1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00		 1100
SNC1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00		
SNC1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆		 1120
SNC1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00		
Cale-tronc							
SNC1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		 1200
SNC1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
SNC1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		 1210
SNC1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
Options de palettes/repose-jambes							
SNC1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00		 1300
CHASSIS							
Coloris de châssis							
SNC1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆		 1420
Fixation des fourches							
SNC1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes		◆	◆		 1430
Roues avant							
SNC1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		 1440
SNC1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○		
SNC1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Diamètre et type des roues arrière								
SNC1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○	 1500		
SNC1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆			
SNC1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00			
Pneus arrière								
SNC1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○	 1520		
SNC1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆			
Mains-courantes								
SNC1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆			
OPTIONS DE CHASSIS								
Protège-rayons								
SNC1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00			
SECURITE								
SNC1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	 1620  1630 1640 1650		
SNC1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne		Uniquement pour roues 12"			○	○
SNC1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00			
SNC1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00			
Options de sécurité								
SNC1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	○	○			
SNC1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer escamotables, la paire		◆	◆			
ACCESSOIRES								
SNC1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes		NC : 1750	154,50	163,00	76,84	 1700
SNC1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur		NC : 1750	72,83	76,84	76,84	
SNC1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche		NC : 1740	72,83	76,84	76,84	 1710
SNC1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite		NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNC1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette			101,42	107,00		 1750
SNC1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette			90,05	95,00		
SNC1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25			313,74	331,00		 1790
SNC1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support			103,32	109,00		
SNC1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette			59,72	63,00		
Rampes en accessoire								
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg			402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg			805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg			426,54	450,00		 1654130