



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique !**

À partir de :
994,48 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €

- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2



- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2

Codes LPPR (version transit) :

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €

- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :		Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
		Inclinaison d'assise	0° à 25° ou -3 à +22° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
		Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
		Coloris	Beige Nacré
		Poids total	A partir de 30 kg
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
		Motorisations alber	Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35 , Viamobil V25 et Viaplus V12
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SNB0001	<input type="checkbox"/> Rea® Clematis® Pro Configuré - Code LPPR 9124689		942,64	994,48	994,48	
TYPES DE PROPULSION						
SNB0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆		
SNB0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit (<i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1510, 1520	○	○		
ASSISE ET DOSSIER						
Type d'assise						
SNB0210	<input type="checkbox"/> Châssis réglable en largeur et profondeur		◆	◆		
Largeur d'assise (SW)						
SNB0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm		○	○		
SNB0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm		○	○		
SNB0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm		○	○		
SNB0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00		
Profondeur d'assise (SD)						
SNB0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
SNB0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	○		
SNB0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
Coussins d'assise						
SNB0410	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Matrx Contour Visco NG</i>		◆	◆		
SNB0420	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
SNB0430	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
Type de dossier						
SNB0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆		
SNB0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○		
SNB0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00		
Coussin de dossier						
SNB0530	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier <i>Laguna 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		
SNB0540	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Latéral</i> , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
Poignées à pousser						
SNB0560	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
SNB0570	<input type="checkbox"/> Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNB0580	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>		○	○		
Inclinaison de l'assise et du dossier						
SNB0600	<input type="checkbox"/> Vérins pneumatiques, commande tierce-personne (pour inclinaisons d'assise et de dossier)		◆	◆		
Verrouillage des inclinaisons d'assise et de dossier						
SNB0630	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage des inclinaisons		◆	◆		
POTENCES / PALETTES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
SNB0700	<input type="checkbox"/> Position standard		◆	◆		
SNB0710	<input type="checkbox"/> Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°		52,13	55,00		
Repose-jambe gauche						
SNB0720	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		



0210




Support d'accoudoir



0410



0420



0430



0530




0560



0570






















0580



0720

0740

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Repose-jambe droit						
SNB0740	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆	
PALETTES						
Palette gauche						
SNB0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆	 0770
Palette droite						
SNB0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche						
SNB0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆	 0800
SNB0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39
SNB0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39
Accoudoir droit						
SNB0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆	
SNB0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39
SNB0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'assise						
SNB0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	
Options de dossier						
SNB1000	<input type="checkbox"/>	Sangle de maintien supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		38,86	41,00	
SNB1010	<input type="checkbox"/>	Sangles supplémentaires réglables en tension pour dossier souple		27,49	29,00	
Appui-tête						
SNB1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00	
SNB1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00	
SNB1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆	
SNB1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00	
Cale-tronc						
SNB1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00	
SNB1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00	
SNB1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00	
SNB1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00	
Options de palettes/repose-jambes						
SNB1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
SNB1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆	
Fixation des fourches						
SNB1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes		◆	◆	

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros			 1420	
				Prix Public		LPPR*		 1430
				HT	TTC	TTC		
Roues avant								
SNB1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆			
SNB1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○			
SNB1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○			
Diamètre et type des roues arrière								
SNB1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○	 1440		
SNB1510	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	36,02	38,00	 1500		
SNB1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆	 1510		
SNB1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00	 1520		
Pneus arrière								
SNB1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○			
SNB1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆			
Mains-courantes								
SNB1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆			
OPTIONS DE CHASSIS								
Protège-rayons								
SNB1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00			
SECURITE								
SNB1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆			
SNB1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○	 1620		
SNB1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00			
SNB1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00			
Options de sécurité								
SNB1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	○	○	 1630  1640		
SNB1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer escamotables, la paire		◆	◆			
SNB1680	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi (sans ceinture de maintien)		24,64	26,00	 1650		
ACCESSOIRES								
SNB1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84	 1700	
SNB1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84		
SNB1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	 1710	
SNB1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84		
SNB1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		101,42	107,00			
SNB1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00			
SNB1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		313,74	331,00		 1750	
SNB1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00			
SNB1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		 1790	
Rampes en accessoire								
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00		 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130	