

# Rea® Clematis® Pro Configuré



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Rea® Clematis® Pro Configuré

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant



### Descriptif :

- Assise et dossier inclinables par vérins pneumatiques (de 0° à + 25° / -3° à + 22° pour l'assise, de 0° à + 30° pour le dossier)
  - Réglage en largeur des accoudoirs (+ 25 mm par côté) et des repose-jambes (+ 50 mm par côté)
  - Profondeur d'assise réglable en continu de 430 à 500 mm
  - Appui-nuque
  - Paire de repose-jambes avec palettes articulées
  - Coloris Beige Nacré (RAL 1035)
  - Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
  - Poids : à partir de 30 kg
  - Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- Compatible avec les motorisations alber : e-motion M25, e-fix E35-E36, viamobil V25, viaplus V12

### Désignations et codes LPPR :

- \* Fauteuil pliant dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- \* Coussin de dossier : 9325590 = 34,90 €
- \* Coussin de siège : 9325590 = 34,90 € ou 1204839 = 81,00 €
- \* Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- \* Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € (x 2)
- \* Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.





Service de personnalisation Invacare Unique

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases






◆ Configuration standard


○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			Codes LPPR Version Assist
			Prix Public	LPPR*	Assist	
SNB0001	<input type="checkbox"/> Rea® Clematis® Pro Configuré - Code LPPR 9124689		HT	TTC		9225657 = 403,50 € TTC Poussette, supérieur ou égal à 16 ans, dossier et sièges inclinables  9225663 = 962,20 € TTC Poussette multiréglable et évolutive, inférieur à 16 ans
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
SNB0100	<input type="checkbox"/> Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆		
SNB0110	<input type="checkbox"/> Propulsion transit ( <i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1510, 1520	○	○		
<b>ASSISE ET DOSSIER</b>						
<b>Type d'assise</b>						
SNB0210	<input type="checkbox"/> Châssis réglable en largeur et profondeur		◆	◆		 0210
<b>Largeur d'assise (SW)</b>						
SNB0300	<input type="checkbox"/> 390 mm, réglable à 440 mm		○	○		 Support d'accoudoir
SNB0310	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable à 490 mm		○	○		
SNB0320	<input type="checkbox"/> 490 mm, réglable à 540 mm		○	○		
SNB0330	<input type="checkbox"/> 540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00		
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>						
SNB0370	<input type="checkbox"/> Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>						
SNB0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	○		
SNB0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
<b>Coussins d'assise</b>						
SNB0410	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Matrix Contour Visco</i> NG		◆	◆		 0410
SNB0420	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-38,42	-46,10	-46,10	
SNB0430	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-38,42	-46,10	-46,10	 0420
<b>Type de dossier</b>						
SNB0500	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆		
SNB0510	<input type="checkbox"/> Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○		
SNB0520	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00		 0430

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.  
© 2024 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>Coussin de dossier</b>							 0530  0540  0560  0570  0580
SNB0530	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier <b>Laguna 2</b> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		
SNB0540	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Latéral</b> , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
<b>Poignées à pousser</b>							
SNB0560	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
SNB0570	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNB0580	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension <b>Laguna 2</b>		○	○		
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>							
SNB0600	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne (pour inclinaisons d'assise et de dossier)		◆	◆		
<b>Verrouillage des inclinaisons d'assise et de dossier</b>							
SNB0630	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des inclinaisons		◆	◆		
<b>POTENCES / PALETTES</b>							
<b>Ajustement des potences et repose-jambes</b>							 0720
SNB0700	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆		
SNB0710	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°		52,13	55,00		
<b>Repose-jambe gauche</b>							
SNB0720	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
<b>Repose-jambe droit</b>							
SNB0740	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
<b>PALETTES</b>							
<b>Palette gauche</b>							 0770
SNB0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
<b>Palette droite</b>							
SNB0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
<b>ACCOUDOIRS</b>							
<b>Accoudoir gauche</b>							 0800  0810  0820
SNB0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b>		◆	◆		
SNB0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39	
SNB0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39	
<b>Accoudoir droit</b>							
SNB0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b>		◆	◆		
SNB0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39	
SNB0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Options d'assise</b>							 0910  1000
SNB0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		
<b>Options de dossier</b>							
SNB1000	<input type="checkbox"/>	Sangle de maintien supplémentaire pour dossier réglable en tension <b>Laguna 2</b>		38,86	41,00		

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Appui-tête</b>						
SNB1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00	
SNB1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00	1100 
SNB1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆	
SNB1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00	1120
<b>Cale-tronc</b>						
SNB1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00	
SNB1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00	
SNB1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00	
SNB1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00	
<b>Options de palettes/repose-jambes</b>						
SNB1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
<b>CHASSIS</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
SNB1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆	
<b>Fixation des fourches</b>						
SNB1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes		◆	◆	
<b>Roues avant</b>						
SNB1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆	
SNB1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○	
SNB1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
<b>Diamètre et type des roues arrière</b>						
SNB1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○	
SNB1510	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	36,02	38,00	
SNB1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆	
SNB1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00	
<b>Pneus arrière</b>						
SNB1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○	
SNB1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆	
<b>Mains-courantes</b>						
SNB1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>						
<b>Protège-rayons</b>						
SNB1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
<b>SECURITE</b>						
SNB1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
SNB1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○	
SNB1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
SNB1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
<b>Options de sécurité</b>						
SNB1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	<b>A cocher obligatoirement pour version Assist</b>	○	○	1630 
SNB1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆	1640
SNB1680	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi (sans ceinture de maintien)		24,64	26,00	1650 

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>ACCESSOIRES</b>							
SNB1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84	
SNB1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84	1700
SNB1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNB1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	1710
SNB1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		101,42	107,00		
SNB1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
SNB1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>		313,74	331,00		1750
SNB1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00		
SNB1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		1790
<b>Rampes en accessoire</b>							
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		