



Yes, you can.®

AVIVA RX40 HD Modulite AA2



NOUVELLE OPTION !


Pantographe *Maxx Resolve*
escamotable int/ext

Prix Public TTC
2x LPPR
7876,02€



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 635 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 160 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
CE 	
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
JB10029	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 HD AA2 - Code LPPR 9125996 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 160 kg	Délai de fabrication : + 10 jours	7 465,42	7 876,02	3 938,01			
			+ 7,42 € HT d'éco-participation					
CHÂSSIS AVIVA RX								
JB12830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm	NC : 1244	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
ASSISE MODULITE HD MODULABLE								
Type d'assise								
JBX2101	<input type="checkbox"/> Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm par côté) <input type="checkbox"/> Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm <input type="checkbox"/> Profondeur : 510 à 580 mm RÉGLABLE EN CONTINU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JB12124	<input type="checkbox"/> 530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
JBX2104	<input type="checkbox"/> 550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JB12136	<input type="checkbox"/> 510 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
JBX2137	<input type="checkbox"/> 580 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Coussin d'assise								
JB12148	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Max (hauteur 90 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cannes de dossier								
JB12162	<input type="checkbox"/> Hauteur 540 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Type de dossier								
JB12171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)								
JB12156	<input type="checkbox"/> Nylon noir		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Accoudoirs								
JB12191	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
JB12181	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 395 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00				
Manchettes								
JB12195	<input type="checkbox"/> Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
JB12196	<input type="checkbox"/> Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00				
JB12197	<input type="checkbox"/> Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		133,65	141,00				
Appuis-têtes et autres accessoires								
JB11350	<input type="checkbox"/> Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable En Profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
JB11432	<input type="checkbox"/> Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
JB11427	<input type="checkbox"/> Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00				
JB12324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		427,49	451,00				
JB12325	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00				
JB12327	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		559,24	590,00				
JB11495	<input type="checkbox"/> Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



2171



2191



1432



1427














2324













2325
























2327


Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Inclinaison d'assise						
JB11092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401	◆	◆	 DOSSIER RABATTABLE
JB11093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1494)	NC : 1401	432,23	456,00	
JB11094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2220	2 099,53	2 215,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JB12857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	 0977
JB12858	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
JB12859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JB10977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
JB10556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2366, 0517, 1244	○	○	 Prix en baisse
JB10589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 1244	1 536,49	1 621,00	 Prix en baisse
Palettes						
JB12365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JB10559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JB10516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
JB12366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	
JB10517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JB10533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆	 0533
JB10531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	 0513
Palettes (la paire)						
JB10504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0501	◆	◆	
JB10513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur	NC : 0501	122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JB12203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC:2837,1437,2231,2232, 2229,2233,2230,2247,2257, 2240, 2270, 2272, 2258	◆	◆	 REM211
JB12204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2233, 2230, 2240, 2270, 2258	○	○	 REM216
JB12205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	 REM400 Bluetooth®
JB12206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	 REM500 Bluetooth®
Option REM400						
JB12270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	 2270

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBI1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBI1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBI1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBI1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBI1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	 2209, 2210
JBI1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	NOUVEAU
JBI2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBI2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	2209 2210 
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBI2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBI2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBI2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71
JBI2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBI2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26  REM050
JBI2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26  2219
JBI2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26  2245
JBI2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBI2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBI1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBI1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JB12231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	 2231 2232
JB12232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JB12207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JB12208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JB12265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JB12266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JB12257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	
JB12275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JB12276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JB12233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00	 2233
JB12240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC:2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00	
JB12285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC:1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JB12286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC:1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JB12283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC:1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JB12284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC:1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JB12287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC:1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JB12288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC:1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JB12251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
JB12217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JB12218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JB12291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287	○	○	
JB12292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288	○	○	
JB12225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JB12253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	472,99	499,00	 2253
JB12281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JB12282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Remote Stop Switch						
JB12258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JB12273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JB12300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JB11685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JB11686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JB11687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JB11690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JB12254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JB11711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JB11712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JB11713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JB11714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JB11715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JB11716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JB12721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	
JB12722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	
JB12723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	
JB12724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (hauteur ajustable) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JB11681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JB12871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	
JB12872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	
JB12873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	
JB12874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	
JB12875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00	
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00	
JB12865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JB12866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JB12867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JB12868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Coloris de jantes						
JB12882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00	
JB12883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	
JB12884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	
JB12885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	
JB12886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00	
JB12887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	
JB12888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JB12889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JB12890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JB12891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	






Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fourches						
JBI2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆	
JBI2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○	
Roues						
JBI0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBI0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBI0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		○	○	
JBI0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir		168,72	178,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBI1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00	
Roues arrière type Storm®4						
JBI0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBI0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00	
JBI0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		○	○	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBI2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBI1916	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 160 kg		◆	◆	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBI1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBI1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBI1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○	
Batteries & Chargeur						
JBI1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBI1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
Chargeur						
JBI1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
JBI1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBI1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBI1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	492,89	520,00	
JBI2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	663,51	700,00	
JBI1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Accroche-taxi						
JBI1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBI1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○	

Prix en baisse

Prix en baisse



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Points d'accroche taxi						
JBI2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBI1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBI2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		57,82	61,00	
Rétroviseur						
JBI1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBI1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBI2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2227, 2228, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00	
Porte-canne						
JBI1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBI1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
JBI1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBI1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
Tablette escamotable						
JBI1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	
JBI1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	
Trousse à outils						
JBI1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130



1329



2128




1416



1417

1404
1405

1654128



1654129



1654130