



Yes, you can.®

AVIVA RX40

Modulite Teen AA1/AA2



NOUVELLES OPTIONS !

Pantographe *Maxx Resolve*
escamable int/ext

Prix Public TTC



2 x LPPR











AA1: 6 975,90 €

AA2: 7 876,02 €



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah ou 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Module de puissance 120 A
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 98 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
CE	
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix																																								
Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros																																										
				Prix Public		LPPR*																																								
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC																																										
JBG0025	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 AA1 / AA2 - Code LPPR 9125996 et 9326022 Délai de fabrication : + 10 jours Version AA1 moins-value sur les options : Sans appui-tête, 1091, 0975, 0526	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	7 465,42	7 876,02	AA1 = 3487,95 AA2 = 3938,01		2 x LPPR																																							
			+ 7,42 € HT d'éco-participation																																											
CHÂSSIS AVIVA RX																																														
JBF2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆																																										
ASSISE MODULITE TEEN MODULABLE																																														
JBZ2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (25 mm par côté)		◆	◆																																										
Largeur d'assise (Pré-réglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur																																														
	<input type="checkbox"/> 305 mm		172,51	182,00																																										
	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○																																										
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆																																										
Profondeur d'assise																																														
	<input type="checkbox"/> 305 mm		○	○																																										
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆																																										
JBZ2132	<input type="checkbox"/> 410 mm		○	○																																										
Coussin d'assise																																														
	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Vi ou Matrx Kidabra-Vi - selon dimensions d'assise choisies		◆	◆																																										
Cannes de dossier - Poignées incluses																																														
JBZ2163	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm		◆	◆																																										
Type de dossier																																														
JBZ2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière (largeur entre cannes de dossier : 340 mm)		◆	◆																																										
	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Mini Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous		○	○																																										
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> Dossier Matrx Mini (fixations incluses) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Largeur du dossier^{(1)/(3)}</th> <th rowspan="2">Adaptable sur fauteuil largeur d'assise⁽²⁾</th> <th rowspan="2">Largeur du buste indicative</th> <th colspan="4">Hauteur du dossier</th> </tr> <tr> <th>180 mm</th> <th>260 mm</th> <th>310 mm</th> <th>360 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>280 mm</td> <td>280mm - 300mm</td> <td>200 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>310 mm</td> <td>300mm - 320mm</td> <td>215 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>330 mm</td> <td>330mm - 360mm</td> <td>240 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>360 mm</td> <td>360mm - 380mm</td> <td>290 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>								Largeur du dossier ^{(1)/(3)}	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	280 mm	280mm - 300mm	200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	310 mm	300mm - 320mm	215 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	330 mm	330mm - 360mm	240 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	360 mm	360mm - 380mm	290 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur du dossier ^{(1)/(3)}	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier																																											
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm																																								
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																								
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !																																														
Accoudoirs, la paire																																														
JBZ2183	<input type="checkbox"/> Accoudoirs courbés vers l'intérieur		◆	◆																																										
Manchettes																																														
JBF2195	<input type="checkbox"/> Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆																																										
	<input type="checkbox"/> Gouttière hémiplegique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		454,03	479,00																																										
	<input type="checkbox"/> Gouttière hémiplegique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		454,03	479,00																																										
						 Gouttière hémiplegique raccourcie																																								

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accessoires d'assise						
	<input type="checkbox"/>	Sans appui-tête		-47,45	-50,06	AA1
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable Action 3 Junior		◆	◆	 Appui-tête Action 3
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		427,49	451,00	 2324
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	 2325
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 8,5" - housse noire respirante		559,24	590,00	
Inclinaison d'assise						
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 12° - Hauteur d'assise à 440 mm		-246,95	-260,53	AA1
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° - Hauteur d'assise à 440 mm		◆	◆	
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° - Hauteur d'assise 450 mm	NC : 1438	432,23	456,00	Prix en baisse
JBF1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30° - Hauteur d'assise 465 mm	NC : 1438	2 099,53	2 215,00	Prix en baisse
Inclinaison de dossier						
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		-246,95	-260,53	AA1
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES & REPOSE-PIEDS						
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Potences reposer-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur - UL : 200 à 260 mm	NC : 0522	-311,85	-329,00	AA1
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm®3 - UL : 190 à 360 mm		◆	◆	
JBF0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - UL : 190 à 370 mm	NC : 0522	879,62	928,00	Prix en baisse
Palettes (la paire)						
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		◆	◆	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	◆	
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	 REM211
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	 REM216
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	 REM400 
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	 REM500 
Option REM400						
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71
JBF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	



NOUVEAU



2209
2210








REM050






























2219
















2245

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	 2231 2232
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBF2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	 2230
JBF2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	 2247
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBF2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00	 2233
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00	
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options complémentaires LINX						
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	472,99	499,00	 2253
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBF2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBF2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	 2721
JBF2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	 2722
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	 2723
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	 1681
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	 2871
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	 2872
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	 2873
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	 2874
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00	 2875
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00	 2876
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	 2875
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	 2865
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	 2866
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	 2867
						 2868

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coloris de jantes						
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00	
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	 2882
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	 2885
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00	
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○	 2886
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	 2888
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○	 2889
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	 2891
Fourches						
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆	
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○	
Roues						
JBF0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBF0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBF0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaisson Noir		○	○	
JBF0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	168,72	178,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBF1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00	
Roues arrière type Storm®4						
JBF0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBF0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00	
JBF0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBF2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales r Rouge Absolu				m	m	
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○	
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBF1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBF1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBF1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses		NC : 0828, 1259, 1260	○	○
Batteries & Chargeur						
JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL		NC : 0024, 1223	○	○
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL		NC : 0024, 1223, 1450	◆	◆
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
Chargeur						
JBF1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-basculé sont montées de série</i>						
Roulette anti-basculé						
JBF1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé		◆	◆	
Eclairage						
JBF1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	492,89	520,00	
JBF2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	663,51	700,00	
Monte-trottoir						
JBF1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556	291,00	307,00	 1244
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBF1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	
Accroche-taxi						
JBF1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBF1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092,1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBF2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBF1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	57,82	61,00	 1329
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	158,29	167,00	 2702
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	 2704
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	 2706
Rétroviseur						
JBF1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBF1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00	 2128
Porte-canne						
JBF1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBF1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	 1416  1417

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Tablette escamotable						
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	 1404 1405
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	
Trousse à outils						
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130