

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

**NOUVEAU
TARIF !**



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Invacare® Kompas®

Fauteuil électrique pliant roues arrière motrices à usage principal intérieur

Descriptif :

- Electronique programmable Penny&Giles VR2 50A avec support de manipulateur réversible fixe
- Vitesse 6,4 km/h
- 1 batterie de 11,4 Ah de série, autonomie jusqu'à 12 km - homologuée pour le transport aérien (18 km avec batterie 17,1 Ah en accessoire)
- Roues arrière pneumatiques noirs 8", roues avant en bandage noir 7"
- Largeur hors-tout : 590 mm
- Largeur d'assise de 460 mm, réglable à 480 mm
- Accoudoirs relevables et réglables en largeur : +10 mm de chaque côté, en hauteur (+15 mm), et en profondeur (+30 mm)
- Profondeur d'assise de 420 mm
- Dossier réglable en angle : +5°
- Dossier réglable en tension et toile en nylon, rembourée
- Hauteur de dossier : 390 mm
- Toile d'assise en nylon, rembourée

- Palette réglable en hauteur (3 positions, UL de 415 mm à 465 mm)
- Poids du fauteuil : 23,4 kg sans batteries
- Ceinture de maintien et panier de rangement inclus

- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Désignation et code LPPR :

- 9125944** - propulsion électrique, à dossier non inclinable
- 9125950** - propulsion électrique, à dossier inclinable.
- 9125967** - propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées (AA1)



Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

*Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC		
Invacare® Kompas - AA1						
1662630	<input type="checkbox"/>	Invacare® Kompas® - Dossier fixe 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur réversible droite/gauche	2 561,91	2 702,81	2 702,81	
			+1,67 € HT d'éco-participation			
1662630	<input type="checkbox"/>	Invacare® Kompas® - Dossier inclinable 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur réversible droite/gauche	2 636,74	2 781,76	2 781,76	
			+1,67 € HT d'éco-participation			
1662630	<input type="checkbox"/>	Invacare® Kompas® - AA1 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur réversible droite/gauche	3 306,11	3 487,95	3 487,95	
			+1,67 € HT d'éco-participation			
Accessoires Invacare® Kompas						
1675730	<input type="checkbox"/>	Pantographe, côté gauche	99,53	105,00		
1675731	<input type="checkbox"/>	Pantographe, côté droit	99,53	105,00		
1662979	<input type="checkbox"/>	Grande batterie 17,1 Ah - Autonomie jusqu'à 18 km	469,19	495,00		
1627256	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Invacare® Classic® Visco 455 x 400 mm	67,50	81,00	81,00	
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						

Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	425,00	1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	850,00	1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	450,00	1654130