



Yes, you can.®

Esprit Action



PROMO
Roulettes anti-basculer fonction béquille OFFERTE

LES POINTS FORTS!

Pliant et Démontable
Configurable
Ajustement automatique des accélérations grâce à un gyroscope intégré

Prix Public TTC
100% LPPR
3 487,95€

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrix
SCIENCE OF SEATING

Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	Largeur d'assise + 180 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 460 ou 485 mm
Code client :	Vitesse	6 km/h ou 8 km/h
Cachet du distributeur :	Autonomie	15 km
	Roues motrices	14"
	Roues avant	8"
	Franchissement	30 mm
	Pente max de sécurité	6°
	Poids max utilisateur	125 kg
	Poids fauteuil	40,3 kg (élément le plus lourd 13,8 kg)
	Catégorie	Classe B avec l'option SPC0620, batterie Gel additionnelle
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure



Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
SPC0110	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Esprit Action</i> Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95			
			+ 1,75 € HT d'éco-participation					
SPC0120	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Esprit Action PACK - Facilitez le démontage I</i> - inclut double commande intuitive simple (une poignée) et roulettes anti-bascule fonction béquille - Code LPPR : 9125967 et 9326022	NC: 0440, 0450, 0460, 0640, 8000, 8010	3 983,14	4 202,21	4 202,21			
			+ 1,75 € HT d'éco-participation					
SPC0160	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Esprit Action</i> inclus Roulettes anti-bascule avec fonction béquille Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95			
			+ 1,75 € HT d'éco-participation					
CHÂSSIS								
SPC0200	<input type="checkbox"/> Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
SPC0210	<input type="checkbox"/> Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
COMMANDES ELECTRONIQUES								
Manipulateur avec écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire								
Commande principale - type de support								
SPC0300	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'extérieur		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
SPC0310	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multiréglable (type E-Fix E35)		344,08	363,00				
Commande principale - côté du montage								
SPC0400	<input type="checkbox"/> Escamotable côté droit	NC : 4020	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
SPC0410	<input type="checkbox"/> Escamotable côté gauche	NC : 4120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Double commande intuitive								
SPC0440	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive à droite, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26			
SPC0450	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive à gauche, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26			
SPC0460	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive simple, une poignée (ajustable droite/gauche)	NC : 0640	677,02	714,26	714,26			
VITESSE								
SPC0500	<input type="checkbox"/> 6 km/h		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
SPC0510	<input type="checkbox"/> 8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		364,93	385,00				
BATTERIES								
SPC0600	<input type="checkbox"/> Batterie Gel - Autonomie 15 km		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
OPTIONS ELECTRIQUES								
SPC0610	<input type="checkbox"/> Batterie Gel additionnelle (sans sacoche)		492,89	520,00				
SPC0620	<input type="checkbox"/> Batterie Gel additionnelle montée, avec sacoche de transport		615,17	649,00				
SPC0630	<input type="checkbox"/> Protection de manipulateur		75,83	80,00				
SPC0640	<input type="checkbox"/> Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		108,06	114,00				
SPC0650	<input type="checkbox"/> Chargeur UK (Remplace le chargeur FR)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

100% LPPR



anti-bascule
fonction béquille

PROMO





0310



0630

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
ASSISE					
Largeur d'assise pour simple croisillon (SPC0200 / réglable entre accoudoirs)					
SPC1000	<input type="checkbox"/>	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm		○	○
SPC1010	<input type="checkbox"/>	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm		○	○
SPC1020	<input type="checkbox"/>	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm		○	○
SPC1030	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm		○	○
Largeur d'assise pour double croisillon (SPC0210 / réglable entre accoudoirs)					
SPC1040	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○
SPC1050	<input type="checkbox"/>	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○
SPC1060	<input type="checkbox"/>	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆
SPC1070	<input type="checkbox"/>	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○
SPC1080	<input type="checkbox"/>	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○
SPC1090	<input type="checkbox"/>	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○
SPC1100	<input type="checkbox"/>	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200	436,97	461,00
SPC1110	<input type="checkbox"/>	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200	436,97	461,00
Profondeur d'assise					
SPC1200	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○
SPC1210	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆
SPC1220	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	27,49	29,00
SPC1230	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○
SPC1240	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	191,47	202,00
SPC1250	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	164,93	174,00
Hauteur d'assise sol-siège					
SPC1300	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆
SPC1310	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○
Toile d'assise					
SPC1400	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○
SPC1410	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆
DOSSIER					
Dossier inclinable					
SPC2040	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	446,45	471,00
SPC2050	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	64,45	68,00
SPC2060	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○
SPC2070	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	◆	◆
SPC2080	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	289,10	305,00
SPC2090	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	289,10	305,00
SPC2100	<input type="checkbox"/>	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	289,10	305,00

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Dossier Matrx - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrx Elite largeur 430 mm - Délai de livraison : +5 jours						
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SPC2200	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
SPC2210	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
SPC2220	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
SPC2230	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 455 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
Attention - Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins						
Toile de dossier - NOUVEAU design						
SPC2300	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	◆	◆	
SPC2310	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130	54,03	57,00	
SPC2320	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	135,55	143,00	
SPC2330	<input type="checkbox"/>	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130, 5140	305,21	322,00	
REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES						
Potence, repose-jambe droite						
SPC3000	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○	
SPC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆	
SPC3020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	
SPC3030	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	181,04	191,00	
Potence, repose-jambe gauche						
SPC3100	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○	
SPC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆	
SPC3120	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	
SPC3130	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3220, 3300, 3310	181,04	191,00	
Palette relevable droite						
SPC3200	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	
SPC3220	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	218,01	230,00	
Palette relevable gauche						
SPC3300	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	



3010 / 3110



3020 / 3120









3030 / 3130






3210 / 3310



3220

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ACCOUDOIRS						
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit						
SPC4000	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	 4000 / 4100 4010 / 4110
SPC4010	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00	
SPC4020	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche						
SPC4100	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPC4110	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00	
SPC4120	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	
OPTIONS D'ASSISE						
SPC5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090	○	○	
SPC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm		◆	◆	
SPC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Lite épaisseur 78 mm	NC : 5090	○	○	
SPC5030	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Image (gel) épaisseur 60 mm	NC : 5090	201,90	213,00	
SPC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5042	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00
SPC5046	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00
SPC5048	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5050	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm	NC : 5090	323,22	341,00	
SPC5070	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra épaisseur 70 mm		293,84	310,00	
Profondeur du coussin						
SPC5080	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
SPC5085	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
SPC5090	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○	
Autres options						
SPC5100	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		82,46	87,00	 5100
SPC5110	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		178,20	188,00	 5110
SPC5120	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		191,47	202,00	 5120
SPC5130	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation (seulement pour dossier Matrx)		374,41	395,00	 5130
SPC5140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		201,90	213,00	 5140
SPC5150	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00	

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
COLORIS DE CHASSIS							
SPC6000	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○		
SPC6015	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○		
SPC6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua	Simple croisillon uniquement	○	○		
SPC6035	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6040	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
TOUCHES DE COULEUR							
SPC6100	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆		
SPC6120	<input type="checkbox"/>	Jaune Citron (Fourches+support de dossier - Non disponible sur la canne de dossier en cas d'accroche taxi)		75,83	80,00		
ROUES AVANT							
SPC7000	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Bandage noir		○	○		
SPC7010	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Pneumatique noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
SPC7100	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir		238,86	252,00		
SPC7110	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir		◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE							
SPC8000	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule		◆	◆		
SPC8010	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule avec fonction béquille		436,97	461,00		
SPC8020	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - (New design 2022)		◆	◆	8000 8010	
SPC8030	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule		75,83	80,00	 8040	
SPC8040	<input type="checkbox"/>	Feux de route arrière		46,45	49,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS DIVERSES							
SPC8100	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		41,71	44,00		
SPC8200	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur		276,78	292,00	8200 	
Rampes en accessoires							
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130	