



Yes, you can.®

## Esprit Action



### LES POINTS FORTS!

- Pliant et Démontable
- Configurable
- Ajustement automatique des accélérations grâce à un gyroscope intégré

Prix Public TTC  
**100% LPPR**  
**3 487,95€**

**UNIQUE**  
 Designed by you. Built by us.

**BP Bodypoint**




**matrix**  
 SCIENCE OF SEATING

Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	635 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 435 mm
Code client :	Moteurs	340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse	6 km/h ou 8 km/h
	Batteries	73 Ah, autonomie 15 km
	Roues motrices	14"
	Roues avant	8"
	Franchissement	30 mm
	Poids max utilisateur	125 kg
	Poids fauteuil	40,3 kg (élément le plus lourd 13,8 kg)
	Catégorie	Classe B avec l'option SPC0620, batterie Gel additionnelle
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure



### Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
<b>Invacare® Esprit Action</b>						Euros		
						Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
SPC0110	<input type="checkbox"/> <b>Invacare® Esprit Action</b> Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95			
						+ 1,75 € HT d'éco-participation		
SPC0120	<input type="checkbox"/> <b>Invacare® Esprit Action PACK - Facilitez le démontage I</b> - inclut double commande intuitive simple (une poignée) et <b>roulettes anti-bascule fonction béquille</b> - Code LPPR : 9125967 et 9326022	NC: 0440, 0450, 0460, 0640, 8000, 8010	3 983,14	4 202,21	4 202,21			
						+ 1,75 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS								
SPC0200	<input type="checkbox"/> Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
SPC0210	<input type="checkbox"/> Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
COMMANDES ELECTRONIQUES								
<b>Manipulateur avec écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire</b>								
<b>Commande principale - type de support</b>								
SPC0300	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'extérieur		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
SPC0310	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multiréglable (type E-Fix E35)		344,08	363,00				
<b>Commande principale - côté du montage</b>								
SPC0400	<input type="checkbox"/> Escamotable côté droit	NC : 4020	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
SPC0410	<input type="checkbox"/> Escamotable côté gauche	NC : 4120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<b>Double commande intuitive</b>								
SPC0440	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive à droite, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26			
SPC0450	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive à gauche, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26			
SPC0460	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive simple, une poignée (ajustable droite/gauche)	NC : 0640	677,02	714,26	714,26			
<b>VITESSE</b>						 0310		
SPC0500	<input type="checkbox"/> 6 km/h		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
SPC0510	<input type="checkbox"/> 8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		364,93	385,00				
BATTERIES								
SPC0600	<input type="checkbox"/> Batterie Gel - Autonomie 15 km		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
OPTIONS ELECTRIQUES								
SPC0610	<input type="checkbox"/> Batterie Gel additionnelle (sans sacoche)		492,89	520,00				
SPC0620	<input type="checkbox"/> Batterie Gel additionnelle montée, avec sacoche de transport		615,17	649,00				
SPC0630	<input type="checkbox"/> Protection de manipulateur		75,83	80,00				
SPC0640	<input type="checkbox"/> Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		108,06	114,00				
SPC0650	<input type="checkbox"/> Chargeur UK (Remplace le chargeur FR)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
						 0630		


100% LPPR



anti-bascule  
fonction béquille

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise pour simple croisillon (SPC0200 / réglable entre accoudoirs)</b>					
SPC1000	<input type="checkbox"/>	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm		○	○
SPC1010	<input type="checkbox"/>	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm		○	○
SPC1020	<input type="checkbox"/>	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm		○	○
SPC1030	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm		○	○
<b>Largeur d'assise pour double croisillon (SPC0210 / réglable entre accoudoirs)</b>					
SPC1040	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○
SPC1050	<input type="checkbox"/>	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○
SPC1060	<input type="checkbox"/>	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆
SPC1070	<input type="checkbox"/>	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○
SPC1080	<input type="checkbox"/>	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○
SPC1090	<input type="checkbox"/>	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○
SPC1100	<input type="checkbox"/>	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200	436,97	461,00
SPC1110	<input type="checkbox"/>	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200	436,97	461,00
<b>Profondeur d'assise</b>					
SPC1200	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○
SPC1210	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆
SPC1220	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	27,49	29,00
SPC1230	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○
SPC1240	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	191,47	202,00
SPC1250	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	164,93	174,00
<b>Hauteur d'assise sol-siège</b>					
SPC1300	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆
SPC1310	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○
<b>Toile d'assise</b>					
SPC1400	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○
SPC1410	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆
<b>DOSSIER</b>					
<b>Dossier inclinable</b>					
SPC2040	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	446,45	471,00
SPC2050	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	64,45	68,00
SPC2060	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○
SPC2070	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	◆	◆
SPC2080	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	289,10	305,00
SPC2090	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	289,10	305,00
SPC2100	<input type="checkbox"/>	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	289,10	305,00

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Dossier Matrx - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrx Elite largeur 430 mm - Délai de livraison : +5 jours</b>						
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx !</b>						
SPC2200	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
SPC2210	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
SPC2220	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
SPC2230	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 455 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00	
<b>Attention - Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins</b>						
<b>Toile de dossier - NOUVEAU design</b>						
SPC2300	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	◆	◆	
SPC2310	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130	54,03	57,00	
SPC2320	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	135,55	143,00	
SPC2330	<input type="checkbox"/>	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130, 5140	305,21	322,00	
<b>REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES</b>						
<b>Potence, repose-jambe droite</b>						
SPC3000	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○	
SPC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆	
SPC3020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	
SPC3030	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	181,04	191,00	
<b>Potence, repose-jambe gauche</b>						
SPC3100	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○	
SPC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆	
SPC3120	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	
SPC3130	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3220, 3300, 3310	181,04	191,00	
<b>Palette relevable droite</b>						
SPC3200	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	
SPC3220	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	218,01	230,00	
<b>Palette relevable gauche</b>						
SPC3300	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	



3010 / 3110



3020 / 3120









3030 / 3130











3210 / 3310



3220

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit</b>						
SPC4000	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	 4000 / 4100 4010 / 4110
SPC4010	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00	
SPC4020	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	
<b>Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche</b>						
SPC4100	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPC4110	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00	
SPC4120	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
SPC5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090	○	○	
SPC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm		◆	◆	
SPC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Lite</b> épaisseur 78 mm	NC : 5090	○	○	
SPC5030	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Image</b> (gel) épaisseur 60 mm	NC : 5090	201,90	213,00	
SPC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour ViscoNG</b> épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5042	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00
SPC5046	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00
SPC5048	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5050	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Solution Xtra</b> épaisseur 60 mm	NC : 5090	323,22	341,00	
SPC5070	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> épaisseur 70 mm		293,84	310,00	
<b>Profondeur du coussin</b>						
SPC5080	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
SPC5085	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
SPC5090	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○	
<b>Autres options</b>						
SPC5100	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		82,46	87,00	 5100
SPC5110	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		178,20	188,00	 5110
SPC5120	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		191,47	202,00	 5120
SPC5130	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrx</b> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation (seulement pour dossier <b>Matrx</b> )		374,41	395,00	 5130
SPC5140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		201,90	213,00	 5140
SPC5150	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00	

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
SPC6000	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○		
SPC6015	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○		
SPC6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua	Simple croisillon uniquement	○	○		
SPC6035	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6040	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
<b>TOUCHES DE COULEUR</b>							
SPC6100	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆		
SPC6120	<input type="checkbox"/>	Jaune Citron (Fourches+support de dossier - Non disponible sur la canne de dossier en cas d'accroche taxi)		75,83	80,00		
<b>ROUES AVANT</b>							
SPC7000	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Bandage noir		○	○		
SPC7010	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Pneumatique noir		○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
SPC7100	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir		238,86	252,00		
SPC7110	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir		◆	◆		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
SPC8000	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé		◆	◆		
SPC8010	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec fonction béquille		436,97	461,00		
SPC8020	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - (New design 2022)		◆	◆	8000 8010	
SPC8030	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, <b>les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule</b>		75,83	80,00	 8040	
SPC8040	<input type="checkbox"/>	Feux de route arrière		46,45	49,00		
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
<b>OPTIONS DIVERSES</b>							
SPC8100	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		41,71	44,00		
SPC8200	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur		276,78	292,00	 8200	
<b>Rampes en accessoires</b>							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130	