

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Alber® Erivo®

Fauteuil électrique pliant roues arrière motrices à usage principal intérieur




Descriptif :

- Electronique programmable **LINX** avec support de **manipulateur réversible escamotable**
- Vitesse 6 km/h
- 1 batterie de 11 Ah de série, autonomie jusqu'à 17 km, batterie 30,15 Ah en option ou en standard sur l'Erivo Premium. Garantie 2 ans.
- Roues arrière pneumatiques noirs 12,5", roues avant en PU noir 8"
- Largeur hors-tout : 620 mm
- Largeur d'assise de 450 mm.
- Accoudoirs relevables.
- Profondeur d'assise de 470 mm.
- Hauteur de dossier : 450 mm.
- Suspension des roues arrière.
- bande réfléchissante sur le dossier.

- Poids du fauteuil : 27,3 kg sans batteries
- Garantie 2 ans hors pièces d'usure.

Désignation et code LPPR :
9125944 - VHP, Propulsion électrique, à dossier non inclinable, Invacare



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

CODE	Quantité	DESIGNATION	Euros		LPPR*	
			Prix Public			
			HT	TTC		
Alber® Erivo®						
1594813		Alber® Erivo® - 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 11 Ah	2 561,91	2 702,81	2 702,81	100% LPP
			+1,67 € HT d'éco-participation			
1594814		Alber® Erivo® Premium - 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 30,15 Ah et équipement route	3 222,75	3 400,00	2 702,81	PRIX EN BAISSSE
			+1,67 € HT d'éco-participation			
Accessoires Alber® Erivo®						
1602792 + 1594974		Double commande avec fixation	677,02	714,26	714,26	
1594975		Kit équipement route (2x lumières avant, 2x lumières arrière, 2x réflecteurs weiße)	142,18	150,00		
1594679		Batterie supplémentaire 11 Ah (non compatible avec le chargeur de la batterie 30,15 Ah)	639,81	675,00		
1594680		Batterie supplémentaire 30,15 Ah	1000,00	1200,00		

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.

