

Vicair Liberty TC



Pour un moment d'hygiène tout en confort



Le coussin Vicair Liberty TC est un coussin d'assise d'hygiène qui offre un confort optimal et apporte une protection cutanée lors des soins d'hygiène de l'utilisateur (utilisation sur une chaise de douche ou sur une chaise percée). Le coussin Liberty TC se nettoie et se désinfecte facilement.

Liberty TC est facile à installer : grâce à ses deux sangles, attachez simplement le coussin sur la plaque d'assise de votre chaise de douche (gamme Aquatec Ocean Ergo family) ou de votre chaise-toilettes (Aquatec Pico Commode).

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE	●●●○○
Redistribution des pressions	●●●○○
Réduction des forces de cisaillement	●●○○○
Contrôle du microclimat	●●○○○
Réductions des impacts et vibrations	●●●○○
POSITIONNEMENT	●●○○○
Stabilité latérale	●●○○○
Facilité de transferts	●●●○○
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	●●●●○
Durabilité	●●●○○
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	●●●●○
Fonctionnement quand mal utilisé	●●●○○
Peu de maintenance	●●●●○
Niveau d'hygiène	●●●●○
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE	●●●●○
Confort	●●●●○
Légèreté	●●●●●
Tailles disponibles	●●●○○
Poids d'utilisateur maximum	●●●○○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	5 cm
Poids moyen	350 g
Poids maxi utilisateur	150 kg
Berlingots/Smartcells non garantis à vie	

TAILLES DES COUSSINS

LTC/1	43x43 cm
LTC/2	50x45 cm



Yes, you can.®