


Tel : 02 47 62 69 16  
 Fax : 02 47 62 69 13  
 Pour tous renseignements : albertactif@invacare.com  
 Pour toutes commandes : commandesfr@invacare.com

Pensez au Service Montage  
**Matrx !**





**Invacare® Matrx®** CE

**Dossier de positionnement rigide et amovible**

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulaire et évolutif incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique.

**NOUVEAU :** Dossier **Matrx MAC** équipé de soutiens latéraux multi-réglable et la nouvelle mousse de coussin HUG.

**NOUVEAU**

**Désignation et code LPPR**  
 \*siège de série modulaire et évolutif, tout modèle et adjonctions, Invacare : 6226337 = 838,47€  
 Garantie 2 ans



Date :

Référence d'achat :


Code client :

Cachet du distributeur :

Code	Quantité	Désignation	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
<b>Service Montage dossier Matrx sur Fauteuil Roulant *</b>				
DE194785		Service montage dossier Matrx sur Fauteuil Roulant	74,88 €	79,00 €
DE194791		Service montage option Matrx	36,97 €	39,00 €
<i>* n'inclus pas les frais de transports (à la charge du client)</i>				
<b>Étape 1 : Choisissez le type de dossier</b>			<b>Prix public unit. HT</b>	<b>Prix public unit. TTC</b>
<b>Type de dossier</b>				
Dossier <b>réglable en tension asymétrique</b> , disponible sur devis et sur les fauteuils roulants manuels <i>Invacare® Action®3 &amp; Invacare® Action®4</i> - équipé d'une paire de cale-troncs repositionnables, un coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , une ceinture pelvienne 2 points <b>Bodypoint</b> et une base anti effet hamac			<input type="checkbox"/>	794,76 € / 838,47 €
Dossier carbone <b>Matrx MX2</b> - sans fixation - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 114 kg			<input type="checkbox"/>	779,15 € / 822,00 €
Dossier <b>Matrx Mini</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg			<input type="checkbox"/>	519,43 € / 548,00 €
Dossier <b>Matrx Elite E2</b> - fixations Mini ou Standards <b>incluses</b> - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 136 kg			<input type="checkbox"/>	717,54 € / 757,00 €
Dossier <b>Matrx Elite E2 Deep</b> - fixations Mini ou Standards <b>incluses</b> - profondeur 160 mm - poids max utilisateur : 136 kg			<input type="checkbox"/>	717,54 € / 757,00 €
Dossier <b>Matrx MAC</b> - Coussin <b>mousse</b> - Fixations <b>incluses</b> - 3 profondeurs (90 / 150 / 230 mm) - poids max utilisateur : 136 kg			<input type="checkbox"/>	700,00 € / 738,00 €
Dossier <b>Matrx MAC</b> - Coussin <b>HUG</b> - Fixations <b>incluses</b> - 3 profondeurs (90 / 150 / 230 mm) - poids max utilisateur : 136 kg			<input type="checkbox"/>	750,00 € / 791,00 €
Dossier <b>Matrx Posture Back</b> - sans fixation - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 136 kg			<input type="checkbox"/>	632,23 € / 667,00 €
Dossier <b>Matrx Posture Back Deep</b> - sans fixation - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 136 kg			<input type="checkbox"/>	632,23 € / 667,00 €
Dossier <b>Matrx Elite Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 227 kg			<input type="checkbox"/>	1 372,51 € / 1 448,00 €
Dossier <b>Matrx Elite Deep Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 160 mm - poids max utilisateur : 227 kg			<input type="checkbox"/>	1 497,63 € / 1 580,00 €
Dossier <b>Matrx Posture Back Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 227 kg			<input type="checkbox"/>	1 573,46 € / 1 660,00 €
Dossier <b>Matrx Posture Back Deep Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 227 kg			<input type="checkbox"/>	1 698,58 € / 1 792,00 €


<b>Étape 2 : Choisissez la taille du dossier</b>											
		<b>Dossier carbone Matrx MX2 (sans fixation)</b> Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 114 kg									
Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier								
			150 mm		230 mm		310 mm		410 mm		
360mm	360mm - 380mm	265 mm	1629002	<input type="checkbox"/>	1629003	<input type="checkbox"/>	1629004	<input type="checkbox"/>	1629005		<input type="checkbox"/>
380mm	380mm - 410mm	290 mm	1629006	<input type="checkbox"/>	1629007	<input type="checkbox"/>	1629008	<input type="checkbox"/>	1629009		<input type="checkbox"/>
410mm	410mm - 430mm	315 mm	1629010	<input type="checkbox"/>	1629011	<input type="checkbox"/>	1629012	<input type="checkbox"/>	1629013		<input type="checkbox"/>
430mm	430mm - 460mm	340 mm	1629014	<input type="checkbox"/>	1629015	<input type="checkbox"/>	1629016	<input type="checkbox"/>	1629017		<input type="checkbox"/>
460mm	460mm - 480mm	370 mm	1629018	<input type="checkbox"/>	1629019	<input type="checkbox"/>	1629020	<input type="checkbox"/>	1629021		<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup>Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.

		<b>Dossier Matrx Mini (fixations incluses)</b> Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg								
Largeur du dossier <sup>(1)(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier							
			180 mm		260 mm		310 mm		360 mm	
260 mm	250mm - 270mm	165 mm	1626804	<input type="checkbox"/>	1626805	<input type="checkbox"/>	1626806	<input type="checkbox"/>		
280 mm	280mm - 300mm	190 mm	1626807	<input type="checkbox"/>	1626808	<input type="checkbox"/>	1626809	<input type="checkbox"/>		
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	1626810	<input type="checkbox"/>	1626811	<input type="checkbox"/>	1626812	<input type="checkbox"/>	1626813	<input type="checkbox"/>
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	1626814	<input type="checkbox"/>	1626815	<input type="checkbox"/>	1626816	<input type="checkbox"/>	1626817	<input type="checkbox"/>
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	1626818	<input type="checkbox"/>	1626819	<input type="checkbox"/>	1626820	<input type="checkbox"/>	1626821	<input type="checkbox"/>



**Dossier Matrx Elite E2 (fixations incluses)**  
 Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 136 kg  
 Fixations incluses : Mini (jusqu'à la hauteur 410 mm)  
 Standards (hauteurs 460 et 510 mm)  
 Interface appui-tête incluse à partir de la hauteur 360 mm



Largeur du dossier <sup>(1)(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier															
			160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	265 mm	1632513	<input type="checkbox"/>	1632514	<input type="checkbox"/>	1632515	<input type="checkbox"/>	1632516	<input type="checkbox"/>	1632517	<input type="checkbox"/>	1632518	<input type="checkbox"/>	1632519	<input type="checkbox"/>	1632520	<input type="checkbox"/>
380 mm	360mm - 410mm	290 mm	1632521	<input type="checkbox"/>	1632522	<input type="checkbox"/>	1632523	<input type="checkbox"/>	1632524	<input type="checkbox"/>	1632525	<input type="checkbox"/>	1632526	<input type="checkbox"/>	1632527	<input type="checkbox"/>	1632528	<input type="checkbox"/>
410 mm	380mm - 430mm	315 mm	1632529	<input type="checkbox"/>	1632530	<input type="checkbox"/>	1632531	<input type="checkbox"/>	1632532	<input type="checkbox"/>	1632533	<input type="checkbox"/>	1632534	<input type="checkbox"/>	1632535	<input type="checkbox"/>	1632536	<input type="checkbox"/>
430 mm	410mm - 460mm	340 mm	1632537	<input type="checkbox"/>	1632538	<input type="checkbox"/>	1632539	<input type="checkbox"/>	1632540	<input type="checkbox"/>	1632541	<input type="checkbox"/>	1632542	<input type="checkbox"/>	1632543	<input type="checkbox"/>	1632544	<input type="checkbox"/>
460 mm	430mm - 480mm	370 mm	1632545	<input type="checkbox"/>	1632546	<input type="checkbox"/>	1632547	<input type="checkbox"/>	1632548	<input type="checkbox"/>	1632549	<input type="checkbox"/>	1632550	<input type="checkbox"/>	1632551	<input type="checkbox"/>	1632552	<input type="checkbox"/>
480 mm	460mm - 510mm	390 mm	1632553	<input type="checkbox"/>	1632554	<input type="checkbox"/>	1632555	<input type="checkbox"/>	1632556	<input type="checkbox"/>	1632557	<input type="checkbox"/>	1632558	<input type="checkbox"/>	1632559	<input type="checkbox"/>	1632560	<input type="checkbox"/>
510 mm	480mm - 530mm	420 mm	1632561	<input type="checkbox"/>	1632562	<input type="checkbox"/>	1632563	<input type="checkbox"/>	1632564	<input type="checkbox"/>	1632565	<input type="checkbox"/>	1632566	<input type="checkbox"/>	1632567	<input type="checkbox"/>	1632568	<input type="checkbox"/>


<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet

<sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm.

<sup>(3)</sup> Nous recommandons de prendre un dossier 20 mm plus large dans le cas d'ajout de cale-tronc.



**Dossier Matrx Elite E2 Deep (fixations incluses)**  
 Profondeur du dossier : 160 mm - Poids max utilisateur : 136 kg  
 Fixations incluses : Mini (jusqu'à la hauteur 410 mm)  
 Standards (hauteurs 460 et 510 mm)  
 Interface appui-tête incluse à partir de la hauteur 360 mm



Largeur du dossier <sup>(1)(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier															
			160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	265 mm	1632634	<input type="checkbox"/>	1632635	<input type="checkbox"/>	1632636	<input type="checkbox"/>	1632637	<input type="checkbox"/>	1632638	<input type="checkbox"/>	1632639	<input type="checkbox"/>	1632640	<input type="checkbox"/>	1632641	<input type="checkbox"/>
380 mm	360mm - 410mm	290 mm	1632642	<input type="checkbox"/>	1632643	<input type="checkbox"/>	1632644	<input type="checkbox"/>	1632645	<input type="checkbox"/>	1632646	<input type="checkbox"/>	1632647	<input type="checkbox"/>	1632648	<input type="checkbox"/>	1632649	<input type="checkbox"/>
410 mm	380mm - 430mm	315 mm	1632650	<input type="checkbox"/>	1632651	<input type="checkbox"/>	1632652	<input type="checkbox"/>	1632653	<input type="checkbox"/>	1632654	<input type="checkbox"/>	1632655	<input type="checkbox"/>	1632656	<input type="checkbox"/>	1632657	<input type="checkbox"/>
430 mm	410mm - 460mm	340 mm	1632658	<input type="checkbox"/>	1632659	<input type="checkbox"/>	1632660	<input type="checkbox"/>	1632661	<input type="checkbox"/>	1632662	<input type="checkbox"/>	1632663	<input type="checkbox"/>	1632664	<input type="checkbox"/>	1632665	<input type="checkbox"/>
460 mm	430mm - 480mm	370 mm	1632666	<input type="checkbox"/>	1632667	<input type="checkbox"/>	1632668	<input type="checkbox"/>	1632669	<input type="checkbox"/>	1632670	<input type="checkbox"/>	1632671	<input type="checkbox"/>	1632672	<input type="checkbox"/>	1632673	<input type="checkbox"/>
480 mm	460mm - 510mm	390 mm	1632674	<input type="checkbox"/>	1632675	<input type="checkbox"/>	1632676	<input type="checkbox"/>	1632677	<input type="checkbox"/>	1632678	<input type="checkbox"/>	1632679	<input type="checkbox"/>	1632679	<input type="checkbox"/>	1632679	<input type="checkbox"/>
510 mm	480mm - 530mm	420 mm	1632771	<input type="checkbox"/>	1632772	<input type="checkbox"/>	1632773	<input type="checkbox"/>	1632774	<input type="checkbox"/>	1632775	<input type="checkbox"/>	1632776	<input type="checkbox"/>	1632777	<input type="checkbox"/>	1632778	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet

<sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm.



**Dossier Matrx MAC (fixations incluses)**  
 Coussin double épaisseur de mousse  
 Poids max utilisateur : 136 kg  
 N'inclus pas les maintiens latéraux



**NOUVEAU**

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier							
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm	
410 mm	385mm - 460mm	315 mm	1634608	<input type="checkbox"/>	1634609	<input type="checkbox"/>	1634610	<input type="checkbox"/>	1634611	<input type="checkbox"/>
430 mm	405mm - 480mm	340 mm	1634612	<input type="checkbox"/>	1634613	<input type="checkbox"/>	1634614	<input type="checkbox"/>	1634615	<input type="checkbox"/>
460 mm	435mm - 510mm	370 mm	1634616	<input type="checkbox"/>	1634617	<input type="checkbox"/>	1634618	<input type="checkbox"/>	1634619	<input type="checkbox"/>
480 mm	455mm - 530mm	390 mm	1634620	<input type="checkbox"/>	1634621	<input type="checkbox"/>	1634622	<input type="checkbox"/>	1634623	<input type="checkbox"/>
510 mm	485mm - 560mm	420 mm	1634624	<input type="checkbox"/>	1634625	<input type="checkbox"/>	1634626	<input type="checkbox"/>	1634627	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet



**Dossier Matrx MAC (fixations incluses)**  
 Coussin HUG  
 Poids max utilisateur : 136 kg  
 N'inclus pas les maintiens latéraux



**NOUVEAU**

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier							
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm	
410 mm	385mm - 460mm	315 mm	1634678	<input type="checkbox"/>	1634679	<input type="checkbox"/>	1634680	<input type="checkbox"/>	1634681	<input type="checkbox"/>
430 mm	405mm - 480mm	340 mm	1634682	<input type="checkbox"/>	1634683	<input type="checkbox"/>	1634684	<input type="checkbox"/>	1634685	<input type="checkbox"/>
460 mm	435mm - 510mm	370 mm	1634686	<input type="checkbox"/>	1634687	<input type="checkbox"/>	1634688	<input type="checkbox"/>	1634689	<input type="checkbox"/>
480 mm	455mm - 530mm	390 mm	1634690	<input type="checkbox"/>	1634691	<input type="checkbox"/>	1634692	<input type="checkbox"/>	1634693	<input type="checkbox"/>
510 mm	485mm - 560mm	420 mm	1634694	<input type="checkbox"/>	1634695	<input type="checkbox"/>	1634696	<input type="checkbox"/>	1634697	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet



**Dossier *Matrix Posture Back* (sans fixation)**  
Profondeur de dossier 130 mm - Poids max utilisateur : 136 kg

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier					
			310 mm		410 mm		510 mm	
360mm	330mm - 380mm	265 mm	1544783	<input type="checkbox"/>	1544784	<input type="checkbox"/>		
410mm	380mm - 430mm	315 mm	1544785	<input type="checkbox"/>	1515727	<input type="checkbox"/>	1515728	<input type="checkbox"/>
430mm	410mm - 460mm	340 mm	1544786	<input type="checkbox"/>	1515729	<input type="checkbox"/>	1515730	<input type="checkbox"/>
460mm	430mm - 480mm	370 mm	1544787	<input type="checkbox"/>	1515731	<input type="checkbox"/>	1515732	<input type="checkbox"/>
510mm	480mm - 530mm	420 mm	1544788	<input type="checkbox"/>	1518131	<input type="checkbox"/>	1518132	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.

<sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm.



**Dossier *Matrix Posture Back Deep* (sans fixation)**  
Profondeur du dossier : 180 mm - Poids max utilisateur : 136 kg

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier					
			310 mm		410 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	265 mm	1545001	<input type="checkbox"/>	1545002	<input type="checkbox"/>		
410 mm	380mm - 430mm	315 mm	1545003	<input type="checkbox"/>	1545058	<input type="checkbox"/>	1545059	<input type="checkbox"/>
430 mm	410mm - 460mm	340 mm	1545060	<input type="checkbox"/>	1545061	<input type="checkbox"/>	1545062	<input type="checkbox"/>
460 mm	430mm - 480mm	370 mm	1545063	<input type="checkbox"/>	1545064	<input type="checkbox"/>	1545065	<input type="checkbox"/>
510 mm	480mm - 530mm	420 mm	1545066	<input type="checkbox"/>	1545067	<input type="checkbox"/>	1545068	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.

<sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm.



**Dossier *Matrix Elite Max* (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 80 mm - Poids max utilisateur : 227 kg  
Livrés avec la fixation d'appui-tête de série

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				
			410 mm		510 mm		
530mm	510mm - 530mm	445mm	1628240	<input type="checkbox"/>	1628241	<input type="checkbox"/>	
560mm	560mm - 590mm	495mm	1628242	<input type="checkbox"/>	1628243	<input type="checkbox"/>	
580mm	580mm - 610mm	520mm	1628244	<input type="checkbox"/>	1628245	<input type="checkbox"/>	
610mm	610mm - 640mm	550mm	1628246	<input type="checkbox"/>	1628247	<input type="checkbox"/>	

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.



**Dossier *Matrix Elite Deep Max* (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 160 mm - Poids max utilisateur : 227 kg

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				
			510 mm				
530mm	510mm - 530mm	445mm	1584177	<input type="checkbox"/>			
560mm	560mm - 580mm	495mm	1584179	<input type="checkbox"/>			
580mm	580mm - 610mm	520mm	1584181	<input type="checkbox"/>			
610mm	610mm - 640mm	550mm	1583933	<input type="checkbox"/>			

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.



**Dossier *Matrix Posture Back Max* (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 130 mm - Poids max utilisateur : 227 kg



Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			410 mm		510 mm	
510mm	510mm - 530mm	445mm	1544538	<input type="checkbox"/>	1544657	<input type="checkbox"/>
560mm	560mm - 590mm	495mm	1544658	<input type="checkbox"/>	1544659	<input type="checkbox"/>
610mm	610mm - 640mm	550mm	1544660	<input type="checkbox"/>	1544661	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.



**Dossier *Matrix Posture Back Deep Max* (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 180 mm - Poids max utilisateur : 227 kg



Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			410 mm		510 mm	
510mm	510mm - 530mm	470mm	1543486	<input type="checkbox"/>	1543487	<input type="checkbox"/>
560mm	560mm - 590mm	520mm	1543488	<input type="checkbox"/>	1543489	<input type="checkbox"/>
610mm	610mm - 640mm	570mm	1543490	<input type="checkbox"/>	1543491	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.

Étape 3 : Choisissez les accessoires														
	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC										
<b>Fixations pour dossiers <i>Matrx</i></b>														
<b>Fixations pour dossiers <i>Matrx</i> MX2 (réglage en hauteur, en profondeur, en angle et en rotation)</b>														
1629027		Fixations latérales fixes en carbone pour dossier <b>MX2</b> , la paire	218,96 €	231,00 €										
1629028		Fixations latérales à <b>démontage rapide</b> pour dossier <b>MX2</b> , la paire	244,55 €	258,00 €										
<b>Fixation pour dossiers <i>Mini</i></b>														
1626822		Fixation pour dossier <b>Mini</b> , la paire	165,88 €	175,00 €										
<b>Fixations pour dossiers <i>Matrx</i> Elite E2 (réglage en hauteur, en profondeur, en angle et en rotation)</b>														
1626822		Fixations <b>Mini</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 136 kg)	165,88 €	175,00 €										
1545275		Fixations <b>standards</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 136 kg)	165,88 €	175,00 €										
1632764		Fixations <b>Mini</b> , fixes, la paire (poids max. 136 kg)	218,01 €	230,00 €										
1632766		Fixations <b>standards</b> , fixes, la paire (poids max. 227 kg)	218,01 €	230,00 €										
1545278		Fixations <b>Split</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 136 kg)	165,88 €	175,00 €										
1632765		Fixations <b>Mini HD</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 227 kg)	218,01 €	230,00 €										
1544776		Fixations <b>Standards HD</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 227 kg)	376,30 €	397,00 €										
1632762		Interface de montage pour fixations <b>Mini</b>	123,22 €	130,00 €										
1632763		Interface de montage pour fixations <b>Standards</b>	123,22 €	130,00 €										
<b>Fixations pour dossiers <i>Matrx</i> Elite et <i>Matrx</i> Posture Back</b>														
1545275		Fixation <b>standard</b> pour dossier <b>Elite</b> et <b>Posture Back</b> , la paire (montage sur cannes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)	165,88 €	175,00 €										
1545278		Fixation <b>Split</b> pour dossier <b>Elite</b> et <b>Posture Back</b> , la paire (conseillé pour montage sur fauteuil à cadre rigide) (montage sur cannes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)	165,88 €	175,00 €										
<b>Fixation pour dossiers <i>Matrx</i> Posture Back Max et <i>Matrx</i> Posture Back Deep Max</b>														
1544776		Fixation <b>standard renforcée</b> pour dossier <b>Max</b> , la paire	376,30 €	397,00 €										
														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             Fixation latérale fixe pour dossier <b>MX2</b> </div> <div style="text-align: center;">             Fixation latérale pour dossier <b>MX2</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>1626822</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>1545275</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>1632764</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>163276</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>1545278</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>1632765</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>1544776</b> </div> </div>														
Étape 4 : Choisissez les accessoires														
	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC										
<b>Accessoires pour dossiers <i>Matrx</i></b>														
<b>Maintiens laéraux pour dossier <i>Matrx</i> MAC</b>														
1634628		Maintien latéral 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. <b>Unité</b>	142,00 €	150,00 €										
1634629		Maintien latéral 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. <b>Unité</b>	142,00 €	150,00 €										
1634630		Maintien latéral 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. <b>Unité</b>	142,00 €	150,00 €										
<b>Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx</i> MX2</b>														
1630141		Cale-tronc fixe pour dossier <b>Matrx® MX2</b> - Taille H 140 mm x L 76 mm	127,96 €	135,00 €										
<b>Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx</i> Mini</b>														
1630140		Cale-tronc fixe pour dossier <b>Matrx® Mini</b> - Taille H 115 mm x L 76 mm	127,96 €	135,00 €										
<b>Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx</i> Elite E2</b>														
1632755		Cale-tronc fixe, réglable en hauteur, réversible, <b>la paire</b>	251,18 €	265,00 €										
1544800		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille L	193,36 €	204,00 €										
1544852		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille L	193,36 €	204,00 €										
1544853		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille M	193,36 €	204,00 €										
1544854		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille M	193,36 €	204,00 €										
1544855		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille S	193,36 €	204,00 €										
1544856		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille S	193,36 €	204,00 €										
1544857		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille XS	193,36 €	204,00 €										
1544858		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille XS	193,36 €	204,00 €										
1545684		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille L	193,36 €	204,00 €										
1545685		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille L	193,36 €	204,00 €										
1545686		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille M	193,36 €	204,00 €										
1545687		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille M	193,36 €	204,00 €										
1545688		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille S	193,36 €	204,00 €										
1545689		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille S	193,36 €	204,00 €										
1545690		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille XS	193,36 €	204,00 €										
1545691		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille XS	193,36 €	204,00 €										
<b>Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx</i> Elite - Incompatibles avec les dossiers <i>Elite</i> E2</b>														
1545167		Cale-tronc gauche fixe - Taille L	127,96 €	135,00 €										
1545168		Cale-tronc droit fixe - Taille L	127,96 €	135,00 €										
1545172		Cale-tronc gauche fixe - Taille S	127,96 €	135,00 €										
1545225		Cale-tronc droit fixe - Taille S	127,96 €	135,00 €										
1545169		Cale-tronc gauche fixe position haute ou basse - Taille L	127,96 €	135,00 €										
1545170		Cale-tronc droit fixe position haute ou basse - Taille L	127,96 €	135,00 €										
														
			230 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dimensions des coussins de cale-tronc (L x h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taille XS</td> <td>108 x 82.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Taille S</td> <td>133 x 89 mm</td> </tr> <tr> <td>Taille M</td> <td>146 x 95 mm</td> </tr> <tr> <td>Taille L</td> <td>165 x 108 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensions des coussins de cale-tronc (L x h)		Taille XS	108 x 82.5 mm	Taille S	133 x 89 mm	Taille M	146 x 95 mm	Taille L	165 x 108 mm
Dimensions des coussins de cale-tronc (L x h)														
Taille XS	108 x 82.5 mm													
Taille S	133 x 89 mm													
Taille M	146 x 95 mm													
Taille L	165 x 108 mm													
			150 mm											
			90 mm											

**NOUVEAU**